

byl delší dobu skladován v nepříznivých podmínkách nebo - byl během přepravy přetížen.

Automatický tlakoměr Premium SYMBOL: 15806

NÁVOD K POUŽITÍ

1. POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Tlakoměr na paži je nezbytným přístrojem pro kontrolu správné hodnoty diastolického a systolického krevního tlaku a pulzu. Nevyžaduje stetoskop, takže se snadno používá. Na krytu jsou značky, které klasifikují naměřený tlak podle směrnic Světové zdravotnické organizace (WHO). To umožňuje rychlé prvotní vlastní posouzení dosaženého výsledku měření.

Zařízení má velký funkční displej LCD. Po dokončení měření se na displeji současně zobrazí systolický krevní tlak, diastolický krevní tlak a srdeční frekvence. Součástí balení je navíc funkční pouzdro, které poskytuje ochranu před znečištěním a poškozením. Tlakoměr má protiskluzovou základnu.

2. POUŽITÍ:

- Uvolněte se a uklidněte se před měřením
- Noste náramek na paži dlaní nahoru, rovnoběžně se srdcem.
- Udržujte výstupní trubici rovnoběžně s tepnou.
- Pásek pevně obtočte kolem paže a upevněte jej pomocí suchého zipu.
- Nechte si místo na tloušťku jednoho prstu
- Držte náramek rovnoběžně s rukou
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, uvolněte se a spusťte měření.
- Výsledek se zobrazí po 40 sekundách

3. SPECIFIKACE PRODUKTU

- Vysoká kvalita zpracování
- Metoda měření: oscilometrická
- Přesnost: Tlak: ± 3 mmHg / srdeční frekvence: ± 5 % max.
- Automatické nafukování vzduchu
- Automatické vypnutí
- Sledujte
- Datum
- Jednoduché ovládání
- Ideální pro cestování
- Funkční případ
- Napájení: 4 baterie AAA (nejsou součástí dodávky)
- Protiskluzová základna
- Rozměry zařízení bez manžety: Rozměry: 10,5 cm x 12,5 cm
- Velikost displeje: 6,5 cm x 5,5 cm
- Rozměry manžety: Rozměry: 48 cm x 12,5 cm

4. SADA OBSAHUJE

- Zbrusu nový tlakoměr na paži
- Pouzdro na tašku
- Originální balení

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zajistěte, aby obalové materiály nebyly ponechány bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Čistěte měkkým vlhkým hadříkem
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, hořlavými plyny, parami a rozpouštědly.
- Výrobek nevystavujte mechanickému namáhání.
- Pokud již není možný bezpečný provoz, přestaňte výrobek používat a před dalším použitím jej zajistěte. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl poškozen, - byl poškozen, - byl poškozen, - byl poškozen.

TIPY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

OBAL

Použitý obalový materiál odevzdejte na místo určené k likvidaci.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol umístěný na produktech nebo v jejich dokumentaci znamená, že použité elektrické a elektronické produkty nesmí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Pro zajištění správné likvidace, likvidace a recyklace tyto produkty by měly být odeslány do určených zařízení pro skladování odpadu. V některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích, můžete místo toho vrátit takové produkty místnímu prodejci při nákupu ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací těchto produktů ušetříte cenné suroviny, přírodní zdroje a pomůže předcházet negativním dopadům na životní prostředí.

Podrobné informace lze získat na městských úřadech nebo v nejbližších sběrnách.

podložky. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy sankce.

Platí pro podnikatele ze zemí Evropské unie

Pokud chcete elektrické a elektronické zařízení zlikvidovat, použijte

skenování potřebných informací od prodejce nebo dodavatele produktu.

Tento symbol je platný v Evropské unii. Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat,

prosím o získání potřebných informací ohledně správného způsobu likvidace

dar od místních úřadů nebo prodejce.

CE

Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.