

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA
ALKOMAT CYFROWY SYMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(EN) USER MANUAL - OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS
DIGITAL BREATHALYZER SYMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG - BEDIENUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE
DIGITALER ALKOHOLTESTER SYMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE - PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ RADY
DIGITÁLNÍ ALKOMAT SYMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(FR) MANUEL D'UTILISATION - CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
ÉTHYLOTEST NUMÉRIQUE SYMBOLE : 27150 EAN/GTIN : 5907451353387

(IT) MANUALE OPERATIVO - CONSIGLI OPERATIVI E DI SICUREZZA
ETILOMETRO DIGITALE SIMBOLO: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(ES) MANUAL DE OPERACIÓN - CONSEJOS DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD
ALCOHOLÍMETRO DIGITAL SÍMBOLO: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(NL) BEDIENINGSHANDLEIDING - BEDIENINGS- EN VEILIGHEIDTIPS
DIGITALE ALKOHOLTESTER SYMBOOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(SE) BRUKSANVISNING - DRIFT- OCH SÄKERHETSTIPS
DIGITAL ALKOHOLMÄTARE SYMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΟ ΣΥΜΒΟΛΟ: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(RO) MANUAL DE OPERARE - SFATURI DE OPERAREA SI SIGURANTA
ALCOOLMETRU DIGITAL SIMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(PT) MANUAL DE OPERAÇÃO - DICAS DE OPERAÇÃO E SEGURANÇA
BLOQUEADOR DIGITAL DE ÁLCOOL SÍMBOLO: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - СЪВЕТИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ
ЦИФРОВ АЛКОТЕСТЕР СИМВОЛ: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI TIPP EK
DIGITÁLIS ALKOHOLTESZTER SZIMBÓLUM: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(DK) BETJENINGSVEJLEDNING - BETJENINGS- OG SIKKERHEDSTIPS
DIGITAL ALKOHOLMÅLER SYMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(SK) NÁVOD NA OBSLUHU - RADY NA PREVÁDZKU A BEZPEČNOSŤ
DIGITÁLNY ALKOMER SYMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(FI) KÄYTTÖOHJE - KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSVINKKEJÄ
DIGITAALINEN ALKOMETRI SYMBOLI: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(LT) NAUDOJIMO VADOVAS – NAUDOJIMO IR SAUGOS PATARIMAI
SKAITMENINIS ALCOMETERIS SIMBOLIS: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(LV) LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA – LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS PADOMI
DIGITĀLAIS ALKOMETS SIMBOLS: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(EE) KASUTUSJUHEND – KASUTUS- JA OHUTUSJUHEND
DIGITAALNE ALKOMEETER SÜMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(SI) PRIROČNIK ZA UPORABO - NASVETI ZA UPORABO IN VARNOST
DIGITALNI ALKOMETER SIMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(IE) LÁMHLEABHAR OIBRIÚCHÁIN - TIPS OIBRIÚCHÁIN AGUS SÁBHÁILTEACHTA
ALCMÉADRACH DIGITEACH SIOMBAIL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(MT) MANWAL OPERAT - OPERAZZJONI U GHAJR TAS-SIGURTÀ
ALKOMETRU DIGITALI SIMBOLU: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(HR) PRIRUČNIK ZA UPORABU - SAVJETI ZA UPOTREBU I SIGURNOST
DIGITALNI ALKOMETAR SIMBOL: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЦИФРОВОЙ АЛКОТЕСТЕР СИМВОЛ: 27150 EAN/GTIN: 5907451353387

Importer / Importeur / Importateur / Importatore / Importador / Importör / Εισαγωγέας / Importator / Dovožce / Importador / Вносител / Importör / Importør / Dovožca / Maahantuoja / Importuotojas / Importētājs / Maaletooja / Uvoznik / Allmhaireoir / Importatur / Uvoznik / Импортер:

VERK GROUP SIKORSKI SP.K.
WYGODY 16
05-090 PODOLSZYN NOWY
POLAND
info@verkgroup.pl
+48 888055550 / +48 22 670 90 10

internetowa-hurtownia.pl
verk.store
verk.pl



Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!

Przed przystąpieniem do używania produktu, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją w celu prawidłowego użytkowania produktu.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość oraz zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

ZASTOSOWANIE I OPIS URZĄDZENIA

Alkomat cyfrowy to przenośne urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest wyposażony w wyświetlacz LCD oraz kilka przycisków sterujących, które umożliwiają szybkie i precyzyjne odczyty wyników.

Alkomat bezustnikowy jest przenośny i łatwy w przechowywaniu, dzięki czemu możesz mieć go zawsze przy sobie, bez względu na to, gdzie się udajesz. Teraz możesz mieć pewność, że zawsze będziesz gotowy na sprawdzenie swojego stanu trzeźwości, gdy znajdzie taka potrzeba.

URUCHOMIENIE

Wyświetla się symbol „rozgrzewki” (warm up) i rozpoczyna się odliczanie od 10 do 00, co oznacza że po tym czasie tester znajduje się w gotowości do użycia. Wyświetli się napis BLOW (dmuchanie). Przybliż i wdmuchuj powietrze do czujnika przez 3-5 sekund. Odczytaj wynik testu z wyświetlacza LCD alkomatu.

Powyżej stężenia 0,02% wyświetli się napis CAUTION

Powyżej stężenia 0,05% wyswietli się napis DANGER

Aby uzyskać dokładniejsze wyniki producent zaleca sprawdzenie 2-3 krotnie

Ustawienie zegara

W trybie rzeczywistym naciśnij <ADJ> aby wybrać format 12- lub 24-godzinny.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk <SET> przez 2 sekundy, aby przejść do ustawień godziny w czasie rzeczywistym. Na wyświetlaczu zegara LCD zaczną migać cyfra godziny. Naciśnij przycisk <AD>, aby dostosować.

Naciśnij przycisk SET> ponownie, aby wejść w ustawienia minut. Cyfry minut zaczną migać. Naciśnij przycisk <ADJ>, aby ustawić.

Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić

Alarm

W trybie czasu rzeczywistego naciśnij przycisk alarm mode. MODE aby wejść w tryb alarmu.

Naciśnij przycisk ADJ), aby włączyć lub wyłączyć alarm.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk <SET> przez 2 sekundy, aby włączyć alarm.

ustawienie godziny timera, cyfra godziny miga, naciśnij przycisk <ADJ>, aby dostosować.

Naciśnij przycisk SET ponownie, aby wejść w ustawienia minut. Jeśli cyfra minut miga, naciśnij przycisk <ADJ>, aby ją ustawić.

Naciśnij przycisk <SET>, aby potwierdzić.

Termometr

W trybie czasu rzeczywistego naciśnij przycisk <MODE> dwukrotnie, aby przejść do trybu temperatury.

Naciśnij przycisk <ADJ>, aby wybrać format C lub F.

Odliczanie czasu

naciśnij przycisk MODE 3 razy, aby wejść w ustawienia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 2 sekundy, aby wprowadzić godzinę timera.

Naciśnij przycisk (ADJ), aby dostosować ustawienie. Cyfra godziny zostanie wyświetlona.

Naciśnij ponownie przycisk SET, aby przejść do ustawień minut. Cyfra minut zaczną migać. Naciśnij przycisk <ADJ>, aby dostosować

Naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić.

Naciśnij przycisk <AD>, aby rozpocząć odliczanie, gdy wartość timera nie wynosi 00:00, naciśnij ponownie przycisk <ADJ>, aby zatrzymać timer.

Gdy odliczanie osiągnie wartość 00:00, rozlegnie się alarm, a następnie wartość licznika zostanie ponownie załadowana.

INSTRUKCJA WYMIANY BATERII

- Należy prawidłowo włożyć baterie zwracając uwagę na biegunowość +/-.
- Należy używać baterii jednego typu.
- Zawsze wymieniaj cały komplet baterii.
- Wyczerpane baterie należy wyciągnąć z urządzenia, nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii.
- Nieużywane baterie należy przechowywać w opakowaniu z dala od metalowych obiektów.
- Nie zostawiać dzieci bez nadzoru.

WSKAZÓWKA

- Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- W przypadku niekompletnej dostawy bądź stwierdzenia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową.

DANE TECHNICZNE

- Wskazania w procentach oraz w gramach na litr
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Kolor: Biały
- Produkt posiada certyfikat CE oraz RoHS

- Zakres pomiaru od 0 do 1,9 g/l
- Dokładność 0,01%
- Wymiary 12cm X 4cm X 2,5 cm
- Zasilanie: 2 x bateria AAA
- Czujnik: zaawansowany półprzewodnikowy czujnik alkoholu tlenkowego
- Dokładność: -0,01%-0,02% przy 0,05% BAC
- Moc wejściowa: 2 baterie alkaliczne „AAA” 1,5 V Czas działania: nagrzewanie: 10 s, reakcja: <5 s
- Automatyczne wyłączenie: około 1 minuty

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia.
- Nie należy używać w pobliżu testera żadnych substancji pobudzających, takich jak farby, środki owadobójcze, alkohol.
- Nie umieszczaj testera w zamkniętym pomieszczeniu z zanieczyszczonym powietrzem.
- Organizm każdej osoby reaguje inaczej na alkohol
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu.
- Nie używać uszkodzonego urządzenia.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy przez dzieci.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt: - został uszkodzony, - nie działa prawidłowo, - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Zabrania się używania produktu w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek jej części. W przypadku uszkodzenia przewodu zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie.
- Nie używać starych i nowych baterii, różnych marek i środków chemicznych.
- Nie ładować, nie uszkodzić ani nie otwierać baterii.
- Nie połykać baterii. W przypadku połącznienia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Produkt należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA BATERII/AKUMULATORÓW

- Baterie / akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połącznienia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii / akumulatorów nie należy zwierać i / lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii / akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii / akumulatorów na obciążenia mechaniczne.
- Ryzyko wycieku kwasu z baterii / akumulatorów.
- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie / akumulatory, np. kaloryferów / bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie / akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!
- Wylane lub uszkodzone baterie / akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.





UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwagi na ochronę środowiska, nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłym odpadem komunalnym do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą. Produkt spełnia europejskie oraz krajowe wymagania o bezpieczeństwie urządzeń i produktów.



Ten produkt jest zgodny z wymaganiami odpowiednich dyrektyw europejskich i krajowych, które go dotyczą RoHS.

Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!



Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Wbudowany akumulator nie może być rozmontowywany w celu utylizacji. Produkt należy przekazać w całości w punkcie zbiórki zużytej elektroniki.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing our product!

Before using the product, please read the following instructions to ensure proper use of the product.

Please keep this manual for future reference and follow its recommendations, as failure to follow its instructions may pose a threat to life or health.

APPLICATION AND DESCRIPTION OF THE DEVICE

The digital breathalyzer is a portable device for measuring alcohol content in exhaled air. It is equipped with an LCD display and several control buttons that allow for quick and precise readings of results.

The mouthpieceless breathalyzer is portable and easy to store, so you can always have it with you, no matter where you go. Now you can be sure that you'll always be ready to test your sobriety when the need arises.

ACTIVATION

The "warm up" symbol is displayed and a countdown from 10 to 00 begins, which means that after this time the tester is ready to use. The BLOW message will be displayed. Bring the sensor closer and blow air for 3-5 seconds. Read the test result from the breathalyzer LCD display.

Above a concentration of 0.02% the word CAUTION will be displayed.

Above 0.05% concentration the word DANGER will be displayed.

To get more accurate results, the manufacturer recommends checking 2-3 times.

Setting the clock

In real mode, press <ADJ to select 12 or 24 hour format.

Press and hold the <SET button for 2 seconds to enter the real-time hour setting. The hour digit on the LCD clock display will flash. Press the <AD button to adjust.

Press the SET> button again to enter the minute setting. The minute digits will flash. Press the <ADJ> button to set.

Press SET button to confirm

Alarm

In real-time mode, press the alarm node. MODE button to enter alarm mode.

Press the ADJ button to turn the alarm on or off.

Press and hold the <SET) button for 2 seconds to turn on the alarm.

timer hour setting, the hour digit flashes, press <ADJ> button to adjust.

Press the SET button again to enter the minute setting. If the minute digit is flashing, press the <ADJ button to set it.

Press the <SET button to confirm.

Thermometer

In real-time mode, press the <MODE> button twice to enter temperature mode.

Press the <ADJ> button to select C or F format.

Countdown time

press the MODE button 3 times to enter the setting. Press and hold the SET button for 2 seconds to enter the timer hour. Press the (ADJ) button to adjust the setting. The hour digit will be displayed.

Press the SET button again to enter the minute setting. The minute digit will flash. Press the <ADI button to adjust

Press the SET button to confirm.

Press <AD button to start countdown, when the timer value is not 00:00, press <ADI button again to stop the timer.

When the countdown reaches 00:00, an alarm will sound and then the counter value will be reloaded.

BATTERY REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Please insert the batteries correctly, paying attention to the +/- polarity.

Only use one type of battery.

Always replace the entire set of batteries.

Exhausted batteries must be removed from the device and never thrown into fire.

Never attempt to charge regular batteries.

Store unused batteries in their packaging away from metal objects.

Do not leave children unsupervised.

TIP

- The device must be checked for completeness of delivery and any visible damage.
- In the event of an incomplete delivery or if you notice damage due to faulty packaging or transport, please contact the service hotline.

TECHNICAL DATA

- Displays in percentage and grams per liter
- Auto power off function
- Backlit LCD display
- Color: White
- The product is CE and RoHS certified
- Measurement range from 0 to 1.9 g/l
- Accuracy 0.01%
- Dimensions 12cm x 4cm x 2.5cm

- Power supply: 2 x AAA battery
- Sensor: Advanced semiconductor alcohol oxide sensor
- Accuracy: -0.01%-0.02% at 0.05% BAC
- Input Power: 2 x 1.5V “AAA” Alkaline Batteries Operating Time: Warm-up: 10 sec, Response: <5 sec
- Auto power off: about 1 minute

SAFETY INSTRUCTIONS

- This product may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge, provided they are supervised or have been instructed on the safe use of the product and understand the resulting risks.
- Do not use any stimulants such as paints, insecticides, or alcohol near the tester.
- Do not place the tester in a closed room with polluted air.
- Each person's body reacts differently to alcohol.
- Never immerse the device in water.
- For cleaning, use a damp cloth or a mild detergent.
- Do not use a damaged device.
- The product is not intended for use by children.
- Make sure that packaging materials are not left unattended. Children may start playing with them, which is dangerous.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong vibrations, high humidity, moisture, flammable gases, vapors and solvents.
- Do not expose the product to mechanical stress.
- If safe operation is no longer possible, discontinue use and secure the product against further use. Safe operation is no longer possible if the product: - has been damaged, - does not function properly, - has been stored for an extended period under unfavourable conditions or - has been excessively stressed during transport.
- It is forbidden to use the product if any of its parts are damaged. In the event of damage to the cable, it is forbidden to make repairs yourself.
- Do not disassemble the device yourself.
- Do not use old and new batteries, different brands or chemicals.
- Do not charge, damage or open the battery.
- Do not swallow the battery. If the battery is swallowed, consult a doctor immediately.
- Always use the product as intended.

BATTERIES/ACCUMULATORS SAFETY INSTRUCTIONS

- Batteries/rechargeable batteries should be kept out of reach of children. If swallowed, consult a doctor immediately!
- Disposable batteries must not be recharged. Batteries/accumulators must not be short-circuited and/or opened. This may cause overheating, fire or explosion.
- Never throw batteries/accumulators into fire or water.
- Batteries/accumulators should never be subjected to mechanical stress.
- Risk of acid leakage from batteries/accumulators.
- Avoid extreme conditions and temperatures that may affect batteries / accumulators, e.g. radiators / direct sunlight.
- If batteries/accumulators leak, avoid contact of skin, eyes and mucous membranes with chemicals! Immediately rinse affected areas with clean water and seek medical attention!
- Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries can cause chemical burns when in contact with skin. Therefore, suitable protective gloves should be worn in such cases.



TIPS AND INFORMATION ON THE MANAGEMENT OF USED PACKAGING

The packaging is made of environmentally friendly materials that can be disposed of at your local recycling center.

Used packaging material should be delivered to a waste disposal point designated by local authorities. Information on the possibilities of recycling the used product is provided by the municipal or city office.



DISPOSAL OF USED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

Used electrical and electronic products, due to environmental protection, must not be thrown into household waste with regular municipal waste, but disposed of properly. Information on collection points and their opening hours is provided by the relevant office.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it. The product meets European and national requirements on the safety of devices and products.



This product complies with the requirements of the relevant European and national directives that apply to it, RoHS.



Improper disposal of batteries/accumulators poses a risk to the environment!

Batteries/accumulators should not be disposed of with household waste. They may contain harmful heavy metals and should be treated as special waste. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

Therefore, used batteries / accumulators should be taken to municipal hazardous waste collection points.

The built-in battery must not be disassembled for disposal. The product must be handed over in its entirety to a collection point for used electronics.

We reserve the right to make changes to the text, design and technical data of the product without notice.

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts!

Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf und befolgen Sie die Empfehlungen, da eine Nichtbeachtung eine Gefahr für Leben oder Gesundheit darstellen kann.

ANWENDUNG UND BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Ein digitaler Alkoholtester ist ein tragbares Gerät zur Messung des Alkoholgehalts in der Ausatemluft. Es ist mit einem LCD-Display und mehreren Bedientasten ausgestattet, die ein schnelles und präzises Ablesen der Ergebnisse ermöglichen.

Der mundlose Alkoholtester ist tragbar und leicht zu verstauen, sodass Sie ihn immer bei sich haben können, egal wohin Sie gehen. Jetzt können Sie sicher sein, dass Sie immer bereit sind, Ihre Nüchternheit zu testen, wenn es nötig ist.

AKTIVIERUNG

Das Symbol „Aufwärmen“ erscheint und ein Countdown von 10 bis 00 beginnt, was bedeutet, dass der Tester nach dieser Zeit betriebsbereit ist. BLOW wird angezeigt. Zoomen Sie hinein und blasen Sie 3–5 Sekunden lang Luft in den Sensor. Lesen Sie das Testergebnis auf dem LCD-Display des Alkoholtesters ab.

Ab einer Konzentration von 0,02 % wird das Wort VORSICHT angezeigt

Ab einer Konzentration von 0,05 % wird das Wort GEFAHR angezeigt

Um genauere Ergebnisse zu erhalten, empfiehlt der Hersteller eine zwei- bis dreimalige Kontrolle

Uhreinstellung

Drücken Sie im Real-Modus <ADJ, um das 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format auszuwählen.

Halten Sie <SET 2 Sekunden lang gedrückt, um die Echtzeit-Zeiteinstellungen einzugeben. Die Stundenziffer beginnt auf der LCD-Uhranzeige zu blinken. Drücken Sie zum Anpassen die Taste <AD.

Drücken Sie die SET>-Taste erneut, um die Minuteneinstellungen einzugeben. Die Minutenziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie zum Einstellen die Taste <ADJ>.

Drücken Sie zur Bestätigung die SET-Taste

Alarm

Drücken Sie im Echtzeitmodus die Alarmknotentaste. MODE, um in den Alarmmodus zu gelangen.

Drücken Sie die ADJ-Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten.

Halten Sie die Taste <SET) 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm zu aktivieren.

Timer-Einstellung, Stundenziffer blinkt, drücken Sie zum Anpassen die Taste <ADJ>.

Drücken Sie die SET-Taste erneut, um die Minuteneinstellungen einzugeben. Wenn die Minutenziffer blinkt, drücken Sie die <ADJ-Taste, um sie anzupassen.

Drücken Sie zur Bestätigung die <SET-Taste.

Thermometer

Drücken Sie im Echtzeitmodus zweimal <MODE>, um in den Temperaturmodus zu gelangen.

Drücken Sie die Taste <ADJ>, um das C- oder F-Format auszuwählen.

Countdown-Zeit

Drücken Sie dreimal die MODE-Taste, um die Einstellungen einzugeben. Halten Sie die SET-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Timerzeit einzugeben. Drücken Sie die Taste (ADJ), um die Einstellung anzupassen. Die Stundenziffer wird angezeigt.

Drücken Sie die SET-Taste erneut, um die Minuteneinstellungen einzugeben. Die Minutenziffer beginnt zu blinken. Drücken Sie zum Anpassen die Taste <ADI

Drücken Sie zur Bestätigung die SET-Taste.

Drücken Sie die Taste <ADI, um den Countdown zu starten. Wenn der Timerwert nicht 00:00 beträgt, drücken Sie die Taste <ADI erneut, um den Timer zu stoppen.

Wenn der Countdown 00:00 erreicht, ertönt ein Alarm und der Zählerwert wird neu geladen.

ANLEITUNG ZUM AUSTAUSCH DER BATTERIE

Legen Sie die Batterien richtig ein und achten Sie dabei auf die Polarität +/-.

Verwenden Sie nur einen Batterietyp.

Tauschen Sie stets den gesamten Batteriesatz aus.

Leere Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.

Versuchen Sie niemals, normale Batterien aufzuladen.

Unbenutzte Batterien sollten in ihrer Verpackung und fern von Metallgegenständen aufbewahrt werden.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.

TIPP

- Das Gerät sollte auf Vollständigkeit der Lieferung und sichtbare Schäden überprüft werden.
- Im Falle einer unvollständigen Lieferung oder eines Schadens aufgrund fehlerhafter Verpackung oder Transport wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline.

TECHNISCHE DATEN

- Angaben in Prozent und Gramm pro Liter
- Automatische Abschaltfunktion
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display

- Farbe: Weiß
- Das Produkt ist CE- und RoHS-zertifiziert
- Messbereich von 0 bis 1,9 g/l
- Genauigkeit 0,01 %
- Abmessungen 12 cm x 4 cm x 2,5 cm
- Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien
- Sensor: fortschrittlicher Halbleiter-Alkoholoxidensor
- Genauigkeit: -0,01 %–0,02 % bei 0,05 % BAC
- Eingangsleistung: 2 x „AAA“-Alkalibatterien 1,5 V. Betriebszeit: Aufwärmen: 10 s, Reaktion: <5 s
- Automatische Abschaltung: ca. 1 Minute

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Verwenden Sie in der Nähe des Testers keine stimulierenden Substanzen wie Farben, Insektizide oder Alkohol.
- Platzieren Sie den Tester nicht in einem geschlossenen Raum mit verschmutzter Luft.
- Der Körper jedes Menschen reagiert anders auf Alkohol
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder ein mildes Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät.
- Das Produkt ist nicht für Kinder zum Spielen bestimmt.
- Stellen Sie sicher, dass Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt bleiben. Kinder könnten anfangen, damit zu spielen, was gefährlich ist.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Vibrationen, hoher Luftfeuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keinen mechanischen Belastungen aus.
- Wenn ein sicherer Betrieb nicht mehr möglich ist, stellen Sie die Verwendung ein und sichern Sie das Produkt vor der erneuten Verwendung. Ein sicherer Betrieb ist nicht möglich, wenn das Produkt: - beschädigt ist, - nicht ordnungsgemäß funktioniert, - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde oder - während des Transports übermäßigen Belastungen ausgesetzt war.
- Es ist verboten, das Produkt zu verwenden, wenn Teile davon beschädigt sind. Im Falle einer Beschädigung des Kabels ist es verboten, Reparaturen selbst durchzuführen.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Verwenden Sie keine alten oder neuen Batterien, keine anderen Marken oder Chemikalien.
- Laden Sie den Akku nicht auf, beschädigen oder öffnen Sie ihn nicht.
- Batterien nicht verschlucken. Wenn die Batterie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Das Produkt sollte immer bestimmungsgemäß verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR BATTERIEN

- Bewahren Sie Batterien/Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen!
- Einwegbatterien können nicht wieder aufgeladen werden. Batterien/Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen und/oder geöffnet werden. Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals ins Feuer oder ins Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus niemals mechanischer Belastung aus.
- Gefahr des Austretens von Säure aus Batterien/Akkus.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die sich auf Batterien/Akkus auswirken können, z. B. Heizkörper/direkte Sonneneinstrahlung.
- Bei auslaufenden Batterien/Akkus Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit Chemikalien vermeiden! Betroffene Stellen sofort mit klarem Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen!
- Verschüttete oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Kontakt mit der Haut zu Verätzungen führen. Daher sollten in solchen Fällen entsprechende Schutzhandschuhe getragen werden.



TIPPS UND INFORMATIONEN ZUM MANAGEMENT GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die bei Ihrem örtlichen Recyclinghof entsorgt werden können. Gebrauchtes Verpackungsmaterial sollte an einer von den örtlichen Behörden benannten Abfallsammelstelle abgegeben werden. Informationen zur Entsorgung eines gebrauchten Produkts erhalten Sie von der Gemeinde oder dem Stadtamt.



ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN

Aus Gründen des Umweltschutzes sollten gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht über den Hausmüll, sondern fachgerecht entsorgt werden. Informationen zu Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei der zuständigen Stelle.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der einschlägigen europäischen und nationalen Richtlinien, die für es gelten. Das Produkt erfüllt europäische und nationale Anforderungen an die Sicherheit von Geräten und Produkten.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der relevanten europäischen und nationalen RoHS-Richtlinien, die für es gelten.



Eine unsachgemäße Entsorgung von Batterien/Akkus stellt eine Gefahr für die Umwelt dar!

Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie können schädliche Schwermetalle enthalten und sollten als Sondermüll behandelt werden. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

Daher sollten gebrauchte Batterien/Akkus den kommunalen Sondermüllsammelstellen zugeführt werden.

Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht zerlegt werden. Geben Sie das gesamte Produkt an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Text, Design und technischen Daten des Produkts vorzunehmen.

Vážený pane/paní, děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek!

Před použitím produktu si přečtěte níže uvedené pokyny pro správné použití produktu.

Uschovejte si prosím tento návod pro budoucí použití a dodržujte jeho doporučení, protože nedodržení může představovat ohrožení života nebo zdraví.

APLIKACE A POPIS ZAŘÍZENÍ

Digitální alkohol tester je přenosné zařízení pro měření obsahu alkoholu ve vydechaném vzduchu. Je vybaven LCD displejem a několika ovládacími tlačítky, které umožňují rychlé a přesné čtení výsledků.

Bezústní alkohol tester je přenosný a snadno skladný, takže jej můžete mít vždy u sebe, ať už jdete kamkoli. Nyní si můžete být jisti, že budete vždy připraveni vyzkoušet svou střízlivost, když to bude potřeba.

AKTIVACE

Objeví se symbol "zahřátí" a začne odpočítávání od 10 do 00, což znamená, že po této době je tester připraven k použití. Zobrazí se BLOW. Přiblížte a foukejte vzduch do senzoru po dobu 3-5 sekund. Odečtěte výsledek testu z LCD displeje dechového přístroje.

Nad koncentrací 0,02 % se zobrazí slovo POZOR

Nad koncentrací 0,05 % se zobrazí slovo NEBEZPEČÍ

Pro získání přesnějších výsledků výrobce doporučuje kontrolu 2-3x

Nastavení hodin

V reálném režimu stiskněte <ADJ pro výběr 12hodinového nebo 24hodinového formátu.

Stisknutím a podržením <SET po dobu 2 sekund vstoupíte do nastavení reálného času. Na LCD displeji hodin začne blikat číslice hodin. Stiskněte <AD tlačítko pro nastavení.

Stiskněte znovu tlačítko SET> pro zadání minut. Začnou blikat číslice minut. Stiskněte tlačítko <ADJ> pro nastavení.

Pro potvrzení stiskněte tlačítko SET

Poplach

V režimu reálného času stiskněte tlačítko uzlu alarmu. MODE pro vstup do režimu budíku.

Stiskněte tlačítko ADJ pro zapnutí nebo vypnutí budíku.

Pro aktivaci budíku stiskněte a podržte tlačítko <SET) po dobu 2 sekund.

nastavení časovače, číslice hodin bliká, upravte stisknutím tlačítka <ADJ>.

Stiskněte znovu tlačítko SET pro zadání minut. Pokud číslice minut bliká, upravte ji stisknutím tlačítka <ADJ.

Stiskněte tlačítko <SET pro potvrzení.

Teploměr

V režimu reálného času stiskněte dvakrát <MODE> pro vstup do teplotního režimu.

Stisknutím tlačítka <ADJ> vyberte formát C nebo F.

Čas odpočítávání

3x stiskněte tlačítko MODE pro vstup do nastavení. Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 2 sekund pro zadání času časovače. Stisknutím tlačítka (ADJ) upravte nastavení. Zobrazí se číslice hodin.

Stiskněte znovu tlačítko SET pro zadání minut. Začne blikat číslice minut. Pro nastavení stiskněte <tlačítko ADI

Pro potvrzení stiskněte tlačítko SET.

Stiskněte tlačítko <ADI pro zahájení odpočítávání, když hodnota časovače není 00:00, stiskněte znovu tlačítko <ADI pro zastavení časovače.

Když odpočítávání dosáhne 00:00, zazní alarm a poté se znovu načte hodnota počítadla.

NÁVOD NA VÝMĚNU BATERIE

Vložte baterie správně, dávejte pozor na +/- polaritu.

Používejte pouze jeden typ baterie.

Vždy vyměňte celou sadu baterií.

Vybité baterie vyjměte ze zařízení, nikdy je nevhazujte do ohně.

Nikdy se nepokoušejte nabíjet běžné baterie.

Nepoužité baterie by měly být uloženy v jejich obalu mimo kovové předměty.

Nenechávejte děti bez dozoru.

TIP

- Zařízení by mělo být zkontrolováno z hlediska úplnosti dodávky a viditelného poškození.
- V případě nekompletní dodávky nebo poškození v důsledku špatného balení nebo přepravy kontaktujte servisní horkou linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Údaje v procentech a gramech na litr
- Funkce automatického vypnutí
- Podsvícený LCD displej
- Barva: Bílá
- Výrobek je certifikován CE a RoHS
- Rozsah měření od 0 do 1,9 g/l
- Přesnost 0,01 %

- Rozměry 12 cm x 4 cm x 2,5 cm
- Napájení: 2 x AAA baterie
- Senzor: pokročilý polovodičový senzor oxidu alkoholu
- Přesnost: -0,01%-0,02% při 0,05% BAC
- Vstupní napájení: 2 x "AAA" alkalické baterie 1,5V Provozní doba: zahřátí: 10s, odezva: <5s
- Automatické vypnutí: asi 1 minuta

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- V blízkosti testeru nepoužívejte žádné stimulující látky, jako jsou barvy, insekticidy nebo alkohol.
- Neumísťujte tester do uzavřené místnosti se znečištěným vzduchem.
- Tělo každého člověka reaguje na alkohol jinak
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- K čištění použijte vlhký hadřík nebo jemný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte poškozené zařízení.
- Výrobek není určen pro děti na hraní.
- Ujistěte se, že obalové materiály nezůstaly bez dozoru. Děti si s nimi mohou začít hrát, což je nebezpečné.
- Chraňte výrobek před extrémními teplotami, přímým slunečním zářením, silnými vibracemi, vysokou vlhkostí, vlhkostí, hořlavými plyny, výpary a rozpouštědly.
- Nevystavujte výrobek mechanickému namáhání.
- Pokud bezpečný provoz již není možný, přestaňte jej používat a před opětovným použitím produkt zajistěte. Bezpečný provoz není možný, pokud výrobek: - byl poškozen, - nefunguje správně, - byl skladován po dlouhou dobu v nepříznivých podmínkách nebo - byl během přepravy vystaven nadměrnému zatížení.
- Je zakázáno používat výrobek, pokud je jakákoliv jeho část poškozena. V případě poškození kabelu je zakázáno provádět opravy svépomocí.
- Nerozebírejte zařízení sami.
- Nepoužívejte staré nebo nové baterie, různé značky nebo chemikálie.
- Baterii nenabíjejte, nepoškozujte ani neotevírejte.
- Baterie nepolykejte. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékaře.
- Výrobek by měl být vždy používán tak, jak je určen.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO BATERIE

- Uchovávejte baterie/nabíjecí baterie mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékaře!
- Jednorázové baterie nelze dobíjet. Baterie/nabíjecí baterie by neměly být zkratovány a/nebo otevřeny. To může způsobit přehřátí, požár nebo výbuch.
- Nikdy nevhazujte baterie/nabíjecí baterie do ohně nebo vody.
- Nikdy nevystavujte baterie/akumulátory mechanickému namáhání.
- Nebezpečí úniku kyseliny z baterií/akumulátorů.
- Vyhněte se extrémním podmínkám a teplotám, které mohou ovlivnit baterie/nabíjecí baterie, např. radiátory/přímé sluneční záření.
- Pokud baterie/nabíjecí baterie vytečou, vyhněte se kontaktu pokožky, očí a sliznic s chemikáliemi! Zasažená místa ihned opláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře!
- Rozlité nebo poškozené baterie/nabíjecí baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit chemické popáleniny. Proto by se v takových případech měly používat vhodné ochranné rukavice.



TIPY A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝMI OBALY

Obal je vyroben z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v místním recyklačním středisku.

Použitý obalový materiál je třeba odevzdat na sběrné místo určené místními úřady. Informace o likvidaci použitého výrobku poskytuje obecní nebo městský úřad.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Z důvodu ochrany životního prostředí by se použité elektrické a elektronické výrobky neměly likvidovat jako domovní odpad, ale měly by být řádně zlikvidovány. Informace o odběrných místech a jejich otevírací době poskytuje příslušný úřad.



Tento výrobek splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic, které se na něj vztahují. Výrobek splňuje evropské a národní požadavky na bezpečnost zařízení a výrobků.



Tento produkt splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic RoHS, které se na něj vztahují.



Nesprávná likvidace baterií/akumulátorů ohrožuje životní prostředí!

Baterie/nabíjecí baterie by neměly být likvidovány s domovním odpadem. Mohou obsahovat škodlivé těžké kovy a mělo by se s nimi nakládat jako se speciálním odpadem. Chemické značky těžkých kovů jsou: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Použité baterie/akumulátory by proto měly být odevzdány do sběren komunálního nebezpečného odpadu.

Vestavěnou baterii nelze pro likvidaci rozebrat. Celý výrobek odevzdejte na sběrné místo elektroniky.

Vyhrazujeme si právo na změny textu, designu a technických údajů produktu bez předchozího upozornění.

Cher Monsieur/Madame, merci d'avoir acheté notre produit !

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire les instructions ci-dessous pour une utilisation correcte du produit.

Veuillez conserver ce manuel pour référence future et suivre ses recommandations, car le non-respect peut constituer une menace pour la vie ou la santé.

APPLICATION ET DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Un alcootest numérique est un appareil portable permettant de mesurer la teneur en alcool de l'air expiré. Il est équipé d'un écran LCD et de plusieurs boutons de commande qui permettent une lecture rapide et précise des résultats.

L'éthylotest sans bouche est portable et facile à ranger, vous pouvez donc toujours l'avoir avec vous, peu importe où vous allez. Vous pouvez désormais être sûr que vous serez toujours prêt à tester votre sobriété lorsque le besoin s'en fera sentir.

ACTIVATION

Le symbole « préchauffage » apparaît et un compte à rebours commence de 10 à 00, ce qui signifie qu'après ce délai, le testeur est prêt à être utilisé. COUP s'affichera. Zoomez et soufflez de l'air dans le capteur pendant 3 à 5 secondes. Lisez le résultat du test sur l'écran LCD de l'alcootest.

Au-dessus d'une concentration de 0,02%, le mot ATTENTION s'affichera

Au-dessus d'une concentration de 0,05%, le mot DANGER s'affichera

Pour obtenir des résultats plus précis, le fabricant recommande de vérifier 2 à 3 fois

Réglage de l'horloge

En mode réel, appuyez sur <ADJ pour sélectionner le format 12 heures ou 24 heures.

Appuyez et maintenez <SET pendant 2 secondes pour accéder aux paramètres en temps réel. Le chiffre de l'heure commencera à clignoter sur l'écran LCD de l'horloge. Appuyez sur le bouton <AD pour régler.

Appuyez à nouveau sur le bouton SET> pour entrer les paramètres des minutes. Les chiffres des minutes commenceront à clignoter. Appuyez sur le bouton <ADJ> pour régler.

Appuyez sur le bouton SET pour confirmer

Alarme

En mode temps réel, appuyez sur le bouton du nœud d'alarme. MODE pour entrer en mode alarme.

Appuyez sur le bouton ADJ pour activer ou désactiver l'alarme.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton <SET) pendant 2 secondes pour activer l'alarme.

réglage de la minuterie, le chiffre des heures clignote, appuyez sur le bouton <ADJ> pour régler.

Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour accéder aux paramètres des minutes. Si le chiffre des minutes clignote, appuyez sur le bouton <ADJ pour le régler.

Appuyez sur la touche <SET pour confirmer.

Thermomètre

En mode temps réel, appuyez deux fois sur <MODE> pour accéder au mode température.

Appuyez sur la touche <ADJ> pour sélectionner le format C ou F.

Temps de compte à rebours

appuyez 3 fois sur le bouton MODE pour accéder aux paramètres. Appuyez et maintenez le bouton SET pendant 2 secondes pour entrer l'heure de la minuterie. Appuyez sur le bouton (ADJ) pour ajuster le réglage. Le chiffre de l'heure s'affichera.

Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour accéder aux paramètres des minutes. Le chiffre des minutes commencera à clignoter. Appuyez sur le bouton <ADI pour régler

Appuyez sur le bouton SET pour confirmer.

Appuyez sur le bouton <ADI pour démarrer le compte à rebours, lorsque la valeur de la minuterie n'est pas 00:00, appuyez à nouveau sur le bouton <ADI pour arrêter la minuterie.

Lorsque le compte à rebours atteint 00h00, une alarme retentit puis la valeur du compteur est rechargée.

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

Insérez les piles correctement, en faisant attention à la polarité +/-.

N'utilisez qu'un seul type de batterie.

Remplacez toujours l'ensemble des piles.

Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil, ne jamais jeter les piles au feu.

N'essayez jamais de charger des batteries ordinaires.

Les batteries non utilisées doivent être stockées dans leur emballage à l'écart des objets métalliques.

Ne laissez pas les enfants sans surveillance.

CONSEIL

- L'appareil doit être vérifié pour vérifier l'intégralité de la livraison et les dommages visibles.
- En cas de livraison incomplète ou de dommages dus à un emballage ou un transport défectueux, veuillez contacter la hotline du service.

DONNÉES TECHNIQUES

- Indications en pourcentage et grammes par litre
- Fonction de mise hors tension automatique
- Écran LCD rétroéclairé
- Couleur: Blanc

- Le produit est certifié CE et RoHS
- Plage de mesure de 0 à 1,9 g/l
- Précision 0,01%
- Dimensions 12cm X 4cm X 2,5cm
- Alimentation : 2 piles AAA
- Capteur: capteur avancé d'oxyde d'alcool à semi-conducteur
- Précision : -0,01 % à 0,02 % à 0,05 % d'alcoolémie
- Alimentation : 2 piles alcalines « AAA » 1,5 V Temps de fonctionnement : échauffement : 10 s, réponse : <5 s
- Mise hors tension automatique : environ 1 minute

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- N'utilisez pas de substances stimulantes telles que des peintures, des insecticides ou de l'alcool à proximité du testeur.
- Ne placez pas le testeur dans une pièce fermée avec de l'air pollué.
- Le corps de chaque personne réagit différemment à l'alcool
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide ou un détergent doux.
- N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Le produit n'est pas destiné aux enfants.
- Assurez-vous que les matériaux d'emballage ne sont pas laissés sans surveillance. Les enfants peuvent commencer à jouer avec eux, ce qui est dangereux.
- Protégez le produit des températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, des fortes vibrations, de l'humidité élevée, de l'humidité, des gaz, vapeurs et solvants inflammables.
- N'exposez pas le produit à des charges mécaniques.
- Si un fonctionnement sûr n'est plus possible, arrêtez l'utilisation et sécurisez le produit avant de le réutiliser. Un fonctionnement sûr n'est pas possible si le produit : - a été endommagé, - ne fonctionne pas correctement, - a été stocké pendant une longue période dans des conditions défavorables, ou - a été soumis à des charges excessives pendant le transport.
- Il est interdit d'utiliser le produit si une partie de celui-ci est endommagée. En cas de dommage au câble, il est interdit d'effectuer les réparations soi-même.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas de piles anciennes ou neuves, de marques ou de produits chimiques différents.
- Ne chargez pas, n'endommagez pas et n'ouvrez pas la batterie.
- N'avez pas les piles. Si la pile est avalée, consultez immédiatement un médecin.
- Le produit doit toujours être utilisé comme prévu.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LES BATTERIES

- Conservez les piles/piles rechargeables hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !
- Les piles jetables ne peuvent pas être rechargées. Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être court-circuitées et/ou ouvertes. Cela pourrait entraîner une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais les piles/piles rechargeables dans le feu ou dans l'eau.
- N'exposez jamais les piles/accus à des contraintes mécaniques.
- Risque de fuite d'acide des piles/accumulateurs.
- Évitez les conditions et températures extrêmes qui peuvent affecter les piles/piles rechargeables, par exemple les radiateurs/la lumière directe du soleil.
- En cas de fuite des piles/accus, évitez tout contact de la peau, des yeux et des muqueuses avec des produits chimiques ! Rincer immédiatement les zones touchées à l'eau claire et consulter un médecin !
- Les piles/piles rechargeables renversées ou endommagées peuvent provoquer des brûlures chimiques lorsqu'elles touchent la peau. Par conséquent, des gants de protection appropriés doivent être portés dans de tels cas.

CONSEILS ET INFORMATIONS SUR LA GESTION DES EMBALLAGES USAGÉS

L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être éliminés dans votre centre de recyclage local.



Les matériaux d'emballage usagés doivent être livrés à un point de collecte des déchets désigné par les autorités locales. Les informations sur la manière de se débarrasser d'un produit usagé sont fournies par la commune ou la mairie.



ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS

Pour des raisons de protection de l'environnement, les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais éliminés de manière appropriée. Les informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont fournies par le bureau compétent.



Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales qui lui sont applicables. Le produit répond aux exigences européennes et nationales en matière de sécurité des appareils et des produits.



Ce produit est conforme aux exigences des directives RoHS européennes et nationales pertinentes qui lui sont applicables.



Une élimination inappropriée des piles/accus constitue une menace pour l'environnement !

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Ils peuvent contenir des métaux lourds nocifs et doivent être traités comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Par conséquent, les piles/accumulateurs usagés doivent être envoyés aux points de collecte municipaux des déchets dangereux.

La batterie intégrée ne peut pas être démontée pour être mise au rebut. L'ensemble du produit doit être remis à un point de collecte des déchets électroniques.

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis le texte, la conception et les données techniques du produit.

Gentile signore/signora, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!

Prima di utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del prodotto.

Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro e di seguire le sue raccomandazioni, poiché la mancata osservanza può rappresentare una minaccia per la vita o la salute.

APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Un etilometro digitale è un dispositivo portatile per misurare il contenuto di alcol nell'aria espirata. È dotato di un display LCD e di diversi pulsanti di controllo che consentono una lettura rapida e precisa dei risultati.

L'etilometro senza bocca è portatile e facile da riporre, quindi puoi averlo sempre con te, ovunque tu vada. Ora puoi star certo che sarai sempre pronto a mettere alla prova la tua sobrietà quando se ne presenterà la necessità.

ATTIVAZIONE

Appare il simbolo "riscaldamento" e inizia un conto alla rovescia da 10 a 00, il che significa che trascorso questo tempo il tester è pronto per l'uso. Verrà visualizzato BLOW. Ingrandisci e soffia aria nel sensore per 3-5 secondi. Leggi il risultato del test sul display LCD dell'etilometro.

Al di sopra di una concentrazione dello 0,02% verrà visualizzata la parola ATTENZIONE

Al di sopra di una concentrazione dello 0,05% verrà visualizzata la parola PERICOLO

Per ottenere risultati più accurati, il produttore consiglia di controllare 2-3 volte

Impostazione dell'orologio

In modalità reale, premere <ADJ per selezionare il formato 12 ore o 24 ore.

Tenere premuto <SET per 2 secondi per accedere alle impostazioni dell'ora in tempo reale. La cifra dell'ora inizierà a lampeggiare sul display LCD dell'orologio. Premere il pulsante <AD per regolare.

Premere nuovamente il pulsante SET> per accedere alle impostazioni dei minuti. Le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare. Premere il pulsante <ADJ> per impostare.

Premere il pulsante IMPOSTA per confermare

Allarme

In modalità tempo reale, premere il pulsante del nodo allarme. MODE per accedere alla modalità sveglia.

Premere il pulsante ADJ per attivare o disattivare la sveglia.

Tenere premuto il pulsante <SET) per 2 secondi per attivare l'allarme.

impostazione del timer, la cifra dell'ora lampeggia, premere il pulsante <ADJ> per regolare.

Premere nuovamente il pulsante SET per accedere alle impostazioni dei minuti. Se la cifra dei minuti lampeggia, premere il pulsante <ADJ per regolarla.

Premere il pulsante <SET per confermare.

Termometro

In modalità tempo reale, premere due volte <MODE> per accedere alla modalità temperatura.

Premere il pulsante <ADJ> per selezionare il formato C o F.

Tempo del conto alla rovescia

premere il pulsante MODE 3 volte per accedere alle impostazioni. Tenere premuto il pulsante SET per 2 secondi per inserire l'ora del timer. Premere il pulsante (ADJ) per regolare l'impostazione. Verrà visualizzata la cifra dell'ora.

Premere nuovamente il pulsante SET per accedere alle impostazioni dei minuti. La cifra dei minuti inizierà a lampeggiare. Premere il pulsante <ADI per regolare

Premere il pulsante IMPOSTA per confermare.

Premere il pulsante <ADI per avviare il conto alla rovescia, quando il valore del timer non è 00:00, premere nuovamente il pulsante <ADI per interrompere il timer.

Quando il conto alla rovescia raggiunge 00:00, suonerà un allarme e quindi il valore del contatore verrà ricaricato.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Inserire correttamente le batterie, prestando attenzione alla polarità +/-.

Utilizzare solo un tipo di batteria.

Sostituire sempre l'intero set di batterie.

Le batterie scariche devono essere rimosse dal dispositivo, non gettare mai le batterie nel fuoco.

Non tentare mai di caricare batterie normali.

Le batterie non utilizzate devono essere conservate nella loro confezione lontano da oggetti metallici.

Non lasciare i bambini incustoditi.

MANCIA

- L'apparecchio deve essere controllato per verificare la completezza della consegna e eventuali danni visibili.
- In caso di consegna incompleta o di danni dovuti a imballaggio o trasporto difettosi, contattare la hotline di assistenza.

DATI TECNICI

- Indicazioni in percentuale e grammi per litro
- Funzione di spegnimento automatico
- Display LCD retroilluminato
- Colore: bianco

- Il prodotto è certificato CE e RoHS
- Campo di misura da 0 a 1,9 g/l
- Precisione 0,01%
- Dimensioni 12 cm X 4 cm X 2,5 cm
- Alimentazione: 2 batterie AAA
- Sensore: sensore avanzato di ossido di alcol a semiconduttore
- Precisione: -0,01%-0,02% allo 0,05% BAC
- Alimentazione in ingresso: 2 batterie alcaline "AAA" da 1,5 V Tempo di funzionamento: riscaldamento: 10 s, risposta: <5 s
- Spegnimento automatico: circa 1 minuto

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendono i pericoli connessi.
- Non utilizzare sostanze stimolanti come vernici, insetticidi o alcol vicino al tester.
- Non posizionare il tester in una stanza chiusa con aria inquinata.
- Il corpo di ogni persona reagisce in modo diverso all'alcol
- Non immergere mai il dispositivo in acqua.
- Per la pulizia, utilizzare un panno umido o un detergente delicato.
- Non utilizzare un dispositivo danneggiato.
- Il prodotto non è destinato al gioco dei bambini.
- Assicurarsi che i materiali di imballaggio non vengano lasciati incustoditi. I bambini potrebbero iniziare a giocare con loro, il che è pericoloso.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, elevata umidità, umidità, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non esporre il prodotto a carichi meccanici.
- Se il funzionamento sicuro non è più possibile, interrompere l'uso e proteggere il prodotto prima di riutilizzarlo. Un funzionamento sicuro non è possibile se il prodotto: - è stato danneggiato, - non funziona correttamente, - è stato conservato per un lungo periodo di tempo in condizioni sfavorevoli, o - è stato sottoposto a carichi eccessivi durante il trasporto.
- È vietato utilizzare il prodotto se qualsiasi sua parte è danneggiata. In caso di danneggiamento del cavo è vietato effettuare riparazioni da soli.
- Non smontare il dispositivo da soli.
- Non utilizzare batterie vecchie o nuove, marche diverse o prodotti chimici.
- Non caricare, danneggiare o aprire la batteria.
- Non ingoiare le batterie. Se la batteria viene ingerita, consultare immediatamente un medico.
- Il prodotto deve essere sempre utilizzato come previsto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER BATTERIE

- Tenere le batterie/batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente un medico!
- Le batterie usa e getta non possono essere ricaricate. Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere cortocircuitate e/o aperte. Ciò potrebbe provocare surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non gettare mai le batterie/batterie ricaricabili nel fuoco o nell'acqua.
- Non esporre mai le batterie/batterie ricaricabili a sollecitazioni meccaniche.
- Rischio di fuoriuscita di acido dalle batterie/accumulatori.
- Evitare condizioni e temperature estreme che potrebbero influire sulle batterie/batterie ricaricabili, ad es. radiatori/luce solare diretta.
- In caso di perdite dalle batterie/batterie ricaricabili, evitare il contatto della pelle, degli occhi e delle mucose con sostanze chimiche! Sciacquare immediatamente le zone interessate con acqua pulita e consultare un medico!
- Le batterie/batterie ricaricabili versate o danneggiate possono causare ustioni chimiche quando entrano in contatto con la pelle. Pertanto in questi casi è necessario indossare guanti protettivi adeguati.



CONSIGLI E INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI USATI

L'imballaggio è realizzato con materiali ecologici che possono essere smaltiti presso il centro di riciclaggio locale.

Il materiale di imballaggio usato deve essere consegnato ad un punto di raccolta rifiuti designato dalle autorità locali. Le informazioni su come smaltire un prodotto usato sono fornite dal comune o dall'ufficio comunale.



SMALTIMENTO DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI USATI

Per motivi di tutela ambientale, i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere smaltiti come rifiuti domestici, ma smaltiti correttamente. Le informazioni sui punti di raccolta e sui relativi orari di apertura sono fornite dall'ufficio competente.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle pertinenti direttive europee e nazionali ad esso applicabili. Il prodotto soddisfa i requisiti europei e nazionali per la sicurezza di dispositivi e prodotti.



Questo prodotto è conforme ai requisiti delle pertinenti direttive RoHS europee e nazionali ad esso applicabili.



Lo smaltimento improprio delle batterie/batterie ricaricabili rappresenta un pericolo per l'ambiente!

Le batterie/batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e devono essere trattati come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Pertanto, le batterie/accumulatori usati devono essere inviati ai punti di raccolta municipali dei rifiuti pericolosi.

La batteria integrata non può essere smontata per lo smaltimento. L'intero prodotto deve essere consegnato ad un punto di raccolta dei rifiuti elettronici.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al testo, al design e ai dati tecnici del prodotto senza preavviso.

Estimado señor/señora, ¡gracias por comprar nuestro producto!

Antes de usar el producto, lea las instrucciones a continuación para un uso adecuado del producto.

Guarde este manual para consultarlo en el futuro y siga sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede representar una amenaza para la vida o la salud.

APLICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Un alcoholímetro digital es un dispositivo portátil para medir el contenido de alcohol en el aire exhalado. Está equipado con una pantalla LCD y varios botones de control que permiten una lectura rápida y precisa de los resultados.

El alcoholímetro sin boca es portátil y fácil de guardar, por lo que siempre podrás llevarlo contigo, sin importar a dónde vayas. Ahora puede estar seguro de que siempre estará listo para poner a prueba su sobriedad cuando surja la necesidad.

ACTIVACIÓN

Aparece el símbolo de "calentamiento" y comienza una cuenta atrás de 10 a 00, lo que significa que pasado este tiempo el probador está listo para su uso. Se mostrará SOPLADO. Acérquese y sople aire en el sensor durante 3-5 segundos. Lea el resultado de la prueba en la pantalla LCD del alcoholímetro.

Por encima de una concentración del 0,02%, se mostrará la palabra PRECAUCIÓN

Por encima de una concentración del 0,05%, se mostrará la palabra PELIGRO

Para obtener resultados más precisos, el fabricante recomienda comprobar 2-3 veces

Ajuste del reloj

En modo real, presione <ADJ para seleccionar el formato de 12 o 24 horas.

Mantenga presionado <SET durante 2 segundos para ingresar a la configuración de tiempo real. El dígito de la hora comenzará a parpadear en la pantalla del reloj LCD. Presione el botón <AD para ajustar.

Presione el botón SET> nuevamente para ingresar la configuración de los minutos. Los dígitos de los minutos comenzarán a parpadear. Presione el botón <ADJ> para configurar.

Presione el botón SET para confirmar

Alarma

En modo de tiempo real, presione el botón del nodo de alarma. MODE para ingresar al modo de alarma.

Presione el botón ADJ para encender o apagar la alarma.

Mantenga presionado el botón <SET) durante 2 segundos para activar la alarma.

configuración del temporizador, el dígito de la hora parpadea, presione el botón <ADJ> para ajustar.

Presione el botón SET nuevamente para ingresar la configuración de los minutos. Si el dígito de los minutos parpadea, presione el botón <ADJ para ajustarlo.

Presione el botón <SET para confirmar.

Termómetro

En el modo de tiempo real, presione <MODE> dos veces para ingresar al modo de temperatura.

Presione el botón <ADJ> para seleccionar el formato C o F.

tiempo de cuenta regresiva

presione el botón MODE 3 veces para ingresar a la configuración. Mantenga presionado el botón SET durante 2 segundos para ingresar el tiempo del temporizador. Presione el botón (ADJ) para ajustar la configuración. Se mostrará el dígito de la hora.

Presione el botón SET nuevamente para ingresar la configuración de los minutos. El dígito de los minutos comenzará a parpadear. Presione el botón <ADI para ajustar

Presione el botón SET para confirmar.

Presione el botón <ADI para iniciar la cuenta regresiva, cuando el valor del temporizador no sea 00:00, presione el botón <ADI nuevamente para detener el temporizador.

Cuando la cuenta atrás llegue a las 00:00, sonará una alarma y luego se recargará el valor del contador.

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Inserte las baterías correctamente, prestando atención a la polaridad +/-.

Utilice únicamente un tipo de batería.

Reemplace siempre todo el juego de baterías.

Las baterías agotadas deben retirarse del dispositivo, nunca arrojar las baterías al fuego.

Nunca intente cargar baterías normales.

Las baterías no utilizadas deben guardarse en su embalaje, lejos de objetos metálicos.

No deje a los niños desatendidos.

CONSEJO

- Se debe comprobar que el dispositivo esté completo en la entrega y que presente daños visibles.
- En caso de entrega incompleta o daños debido a un embalaje o transporte defectuoso, comuníquese con la línea directa de servicio.

DATOS TÉCNICOS

- Indicaciones en porcentaje y gramos por litro
- Función de apagado automático
- Pantalla LCD retroiluminada
- Color: Blanco

- El producto tiene certificación CE y RoHS.
- Rango de medición de 0 a 1,9 g/l
- Precisión 0,01%
- Dimensiones 12cm X 4cm X 2,5cm
- Fuente de alimentación: 2 pilas AAA
- Sensor: sensor semiconductor avanzado de óxido de alcohol
- Precisión: -0,01%-0,02% a 0,05% BAC
- Potencia de entrada: 2 pilas alcalinas "AAA" de 1,5 V Tiempo de funcionamiento: calentamiento: 10 s, respuesta: <5 s
- Apagado automático: aproximadamente 1 minuto

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del producto y comprenden los peligros involucrados.
- No utilice sustancias estimulantes como pinturas, insecticidas o alcohol cerca del probador.
- No coloque el probador en una habitación cerrada con aire contaminado.
- El cuerpo de cada persona reacciona de manera diferente al alcohol.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua.
- Para la limpieza utilice un paño húmedo o un detergente suave.
- No utilice un dispositivo dañado.
- El producto no está diseñado para que jueguen los niños.
- Asegúrese de que los materiales de embalaje no queden desatendidos. Los niños pueden empezar a jugar con ellos, lo cual es peligroso.
- Proteja el producto de temperaturas extremas, luz solar directa, vibraciones fuertes, humedad elevada, gases inflamables, vapores y disolventes.
- No exponga el producto a cargas mecánicas.
- Si ya no es posible una operación segura, deje de usarlo y asegure el producto antes de volver a usarlo. No es posible un funcionamiento seguro si el producto: - ha sido dañado, - no funciona correctamente, - ha estado almacenado durante un largo período de tiempo en condiciones desfavorables, o - ha sido sometido a cargas excesivas durante el transporte.
- Está prohibido utilizar el producto si alguna parte del mismo está dañada. En caso de daños en el cable, está prohibido realizar reparaciones usted mismo.
- No desmonte el dispositivo usted mismo.
- No utilice baterías nuevas o viejas, marcas diferentes o productos químicos.
- No cargue, dañe ni abra la batería.
- No trague las pilas. Si se ingiere la batería, consulte a un médico inmediatamente.
- El producto siempre debe usarse según lo previsto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BATERÍAS

- Mantenga las pilas/baterías recargables fuera del alcance de los niños. ¡En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente!
- Las baterías desechables no se pueden recargar. Las pilas/baterías recargables no deben cortocircuitarse ni abrirse. Esto podría provocar sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- Nunca arroje pilas/baterías recargables al fuego o al agua.
- Nunca exponga las baterías/baterías recargables a tensiones mecánicas.
- Riesgo de fuga de ácido de pilas/acumuladores.
- Evite condiciones y temperaturas extremas que puedan afectar las baterías/baterías recargables, por ejemplo, radiadores/luz solar directa.
- ¡En caso de fugas de pilas/pilas recargables, evite el contacto de la piel, los ojos y las membranas mucosas con productos químicos!
¡Enjuague las zonas afectadas inmediatamente con agua limpia y consulte a un médico!
- Las baterías/baterías recargables derramadas o dañadas pueden causar quemaduras químicas cuando entran en contacto con la piel. Por lo tanto, en tales casos se deben utilizar guantes protectores adecuados.

CONSEJOS E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE ENVASES USADOS

El embalaje está fabricado con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse en su centro de reciclaje local.

El material de embalaje usado debe entregarse en un punto de recogida de residuos designado por las autoridades locales. La información sobre cómo deshacerse de un producto usado la proporciona el municipio o la oficina municipal.



ELIMINACIÓN DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS USADOS

Por motivos de protección del medio ambiente, los productos eléctricos y electrónicos usados no deben desecharse como residuos domésticos, sino de forma adecuada. La oficina correspondiente proporcionará información sobre los puntos de recogida y sus horarios de apertura.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables. El producto cumple con los requisitos europeos y nacionales para la seguridad de dispositivos y productos.



Este producto cumple con los requisitos de las directivas RoHS europeas y nacionales pertinentes que le son aplicables.



¡La eliminación inadecuada de pilas/pilas recargables supone un peligro para el medio ambiente!

Las pilas/baterías recargables no deben desecharse con la basura doméstica. Pueden contener metales pesados nocivos y deben tratarse como residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Por lo tanto, las pilas/acumuladores usados deben enviarse a los puntos municipales de recogida de residuos peligrosos.

La batería incorporada no se puede desmontar para su eliminación. El producto completo debe entregarse en un punto de recogida de residuos electrónicos.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el texto, diseño y datos técnicos del producto sin previo aviso.

Geachte heer/mevrouw, bedankt voor de aankoop van ons product!

Lees voordat u het product gebruikt de onderstaande instructies voor het juiste gebruik van het product.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik en volg de aanbevelingen ervan, aangezien het niet naleven ervan een bedreiging voor het leven of de gezondheid kan vormen.

TOEPASSING EN BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

Een digitale blaastest is een draagbaar apparaat waarmee u het alcoholgehalte in de uitgeademde lucht kunt meten. Het is uitgerust met een LCD-display en verschillende bedieningsknoppen waarmee u de resultaten snel en nauwkeurig kunt aflezen.

De mondloze blaastest is draagbaar en gemakkelijk op te bergen, zodat u hem altijd bij u kunt hebben, waar u ook heen gaat. Nu kunt u er zeker van zijn dat u altijd klaar zult staan om uw nuchterheid op de proef te stellen wanneer dat nodig is.

ACTIVERING

Het "opwarm"-symbool verschijnt en er wordt afgeteld van 10 naar 00, wat betekent dat na deze tijd de tester klaar is voor gebruik. BLOW wordt weergegeven. Zoom in en blaas 3-5 seconden lucht in de sensor. Lees het testresultaat af op het LCD-scherm van de blaastest.

Boven een concentratie van 0,02% wordt het woord VOORZICHTIG weergegeven

Boven een concentratie van 0,05% wordt het woord GEVAAR weergegeven

Om nauwkeurigere resultaten te verkrijgen, raadt de fabrikant aan om 2-3 keer te controleren

Klokinstelling

Druk in de echte modus op <ADJ om het 12-uurs- of 24-uursformaat te selecteren.

Houd <SET gedurende 2 seconden ingedrukt om de realtime-tijdinstellingen te openen. Het uurscijfer begint te knippen op het LCD-klokdisplay.

Druk op de <AD-knop om aan te passen.

Druk nogmaals op de knop SET> om de minuteninstellingen in te voeren. De minutencijfers beginnen te knippen. Druk op de <ADJ>-knop om in te stellen.

Druk op de SET-knop om te bevestigen

Alarm

Druk in de reallimodus op de alarmknooppuntknop. MODE om naar de alarmmodus te gaan.

Druk op de ADJ-knop om het alarm in of uit te schakelen.

Houd de <SET>-knop 2 seconden ingedrukt om het alarm te activeren.

timerinstelling, het uurscijfer knippert, druk op de <ADJ>-knop om aan te passen.

Druk nogmaals op de SET-knop om de minuteninstellingen in te voeren. Als het minutencijfer knippert, drukt u op de <ADJ-knop om dit aan te passen.

Druk op de <SET-knop om te bevestigen.

Thermometer

Druk in de reallimodus twee keer op <MODE> om naar de temperatuurmodus te gaan.

Druk op de knop <ADJ> om het C- of F-formaat te selecteren.

Afteltijd

druk 3 keer op de MODE-knop om de instellingen in te voeren. Houd de SET-knop 2 seconden ingedrukt om de timertijd in te voeren. Druk op de (ADJ)-knop om de instelling aan te passen. Het uurscijfer wordt weergegeven.

Druk nogmaals op de SET-knop om de minuteninstellingen in te voeren. Het minuutcijfer begint te knippen. Druk op de <ADI-knop om aan te passen

Druk op de SET-knop om te bevestigen.

Druk op de <ADI-knop om het aftellen te starten. Als de timerwaarde niet 00:00 is, druk dan nogmaals op de <ADI-knop om de timer te stoppen.

Wanneer het aftellen 00:00 bereikt, klinkt er een alarm en wordt de tellerwaarde opnieuw geladen.

INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Plaats de batterijen op de juiste manier en let op de +/- polariteit.

Gebruik slechts één type batterij.

Vervang altijd de gehele set batterijen.

Legge batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd; gooi batterijen nooit in vuur.

Probeer nooit gewone batterijen op te laden.

Ongebruikte batterijen moeten in hun verpakking worden bewaard, uit de buurt van metalen voorwerpen.

Laat kinderen niet zonder toezicht achter.

TIP

- Het apparaat moet worden gecontroleerd op volledigheid van levering en zichtbare schade.
- In geval van een onvolledige levering of schade door gebrekkige verpakking of transport kunt u contact opnemen met de servicehotline.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Indicaties in percentage en gram per liter
- Automatische uitschakelfunctie
- Verlicht LCD-scherm
- Kleur: Wit
- Het product is CE- en RoHS-gecertificeerd

- Meetbereik van 0 tot 1,9 g/l
- Nauwkeurigheid 0,01%
- Afmetingen 12 cm x 4 cm x 2,5 cm
- Voeding: 2 x AAA-batterijen
- Sensor: geavanceerde halfgeleideralcoholoxidesensor
- Nauwkeurigheid: -0,01%-0,02% bij 0,05% BAG
- Ingangsvermogen: 2 x "AAA"-alkalinebatterijen 1,5 V Bedrijfstijd: opwarming: 10s, respons: <5s
- Automatische uitschakeling: ongeveer 1 minuut

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring of kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de daaraan verbonden gevaren begrijpen.
- Gebruik geen stimulerende stoffen zoals verf, insecticiden of alcohol in de buurt van de tester.
- Plaats de tester niet in een afgesloten ruimte met vervuilde lucht.
- Het lichaam van elke persoon reageert anders op alcohol
- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik voor het reinigen een vochtige doek of een mild schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen beschadigd apparaat.
- Het product is niet bedoeld voor kinderen om mee te spelen.
- Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd worden achtergelaten. Kinderen kunnen ermee gaan spelen, wat gevaarlijk is.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke trillingen, hoge luchtvochtigheid, vocht, brandbare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische belastingen.
- Als veilig gebruik niet langer mogelijk is, stop dan met het gebruik en beveilig het product voordat u het opnieuw gebruikt. Veilig gebruik is niet mogelijk als het product: - beschadigd is, - niet naar behoren functioneert, - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is opgeslagen, of - tijdens transport aan overmatige belasting is blootgesteld.
- Het is verboden het product te gebruiken als een onderdeel ervan beschadigd is. Bij beschadiging van de kabel is het verboden zelf reparaties uit te voeren.
- Demonteer het apparaat niet zelf.
- Gebruik geen oude of nieuwe batterijen, andere merken of chemicaliën.
- Laad, beschadig of open de batterij niet.
- Batterijen niet inslikken. Als de batterij wordt ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Het product moet altijd worden gebruikt zoals bedoeld.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN

- Bewaar batterijen/oplaadbare batterijen buiten het bereik van kinderen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen!
- Wegwerpbatterijen kunnen niet worden opgeladen. Batterijen/accu's mogen niet worden kortgesloten en/of geopend. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of explosie.
- Gooi batterijen/oplaadbare batterijen nooit in vuur of water.
- Stel batterijen/accu's nooit bloot aan mechanische belasting.
- Risico op zuurlekkage uit batterijen/accu's.
- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die batterijen/oplaadbare batterijen kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld radiatoren/direct zonlicht.
- Als batterijen/accu's lekken, vermijd dan contact van huid, ogen en slijmvliezen met chemicaliën! Spoel de getroffen gebieden onmiddellijk af met schoon water en raadpleeg een arts!
- Gemorst of beschadigde batterijen/oplaadbare batterijen kunnen chemische brandwonden veroorzaken wanneer ze de huid raken. Daarom moeten in dergelijke gevallen geschikte beschermende handschoenen worden gedragen.

TIPS EN INFORMATIE OVER HET BEHEER VAN GEBRUIKTE VERPAKKING

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die u kunt inleveren bij uw plaatselijke recyclingcentrum.

Gebruikt verpakkingsmateriaal dient te worden afgegeven bij een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen afvalinzamelpunt.

Informatie over hoe u een gebruikt product moet weggooien, krijgt u van de gemeente of het stadskantoor.



VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN

Om redenen van milieubescherming mogen gebruikte elektrische en elektronische producten niet als huishoudelijk afval worden weggegooid, maar op de juiste manier worden weggegooid. Informatie over inzamelpunten en hun openingstijden wordt verstrekt door het betreffende kantoor.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale richtlijnen die erop van toepassing zijn. Het product voldoet aan de Europese en nationale eisen voor de veiligheid van apparaten en producten.



Dit product voldoet aan de eisen van de relevante Europese en nationale RoHS-richtlijnen die erop van toepassing zijn.



Het onvakkundig afvoeren van batterijen/accu's vormt een bedreiging voor het milieu!

Batterijen/oplaadbare batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze kunnen schadelijke zware metalen bevatten en moeten als speciaal afval worden behandeld. De chemische symbolen van zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Daarom moeten gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijke inzamelpunten voor gevaarlijk afval worden gestuurd.

De ingebouwde batterij kan niet worden gedemonteerd voor verwijdering. Het volledige product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor afgedankte elektronica.

Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de tekst, het ontwerp en de technische gegevens van het product.

Bästa herr/fru, tack för att du köpte vår produkt!

Innan du använder produkten, läs instruktionerna nedan för korrekt användning av produkten.

Vänligen spara denna handbok för framtida referens och följ dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.

ANVÄNDNING OCH BESKRIVNING AV ENHETEN

En digital alkomätare är en bärbar enhet för att mäta alkoholhalten i utandningsluften. Den är utrustad med en LCD-display och flera kontrollknappar som möjliggör snabb och exakt avläsning av resultaten.

Den munlösa alkomätaren är portabel och lätt att förvara, så att du alltid kan ha den med dig, oavsett var du går. Nu kan du vara säker på att du alltid är redo att testa din nykterhet när behovet uppstår.

AKTIVERING

Symbolen "värm upp" visas och en nedräkning börjar från 10 till 00, vilket betyder att testaren efter denna tid är redo att användas. BLÅS kommer att visas. Zooma in och blås in luft i sensorn i 3-5 sekunder. Läs testresultatet från alkomätarens LCD-display.

Över en koncentration på 0,02 % visas ordet FÖRSIKTIGT

Över en koncentration på 0,05 % kommer ordet FARA att visas

För att få mer exakta resultat rekommenderar tillverkaren att du kontrollerar 2-3 gånger

Klockinställning

I verkligt läge, tryck på <ADJ för att välja 12-timmars eller 24-timmarsformat.

Tryck och håll <SET i 2 sekunder för att gå in i realtidsinställningar. Timsiffran börjar blinka på LCD-klockan. Tryck på <AD-knappen för att justera.

Tryck på knappen SET> igen för att ange minutinställningar. Minutesiffrorna börjar blinka. Tryck på <ADJ>-knappen för att ställa in.

Tryck på knappen SET för att bekräfta

Larm

I realtidsläge, tryck på larmnodknappen. MODE för att gå in i larmläge.

Tryck på ADJ-knappen för att slå på eller av alarmet.

Tryck och håll <SET>-knappen i 2 sekunder för att aktivera larmet.

timerinställning, timsiffran blinkar, tryck på <ADJ>-knappen för att justera.

Tryck på SET-knappen igen för att gå in i minutinställningarna. Om minutesiffran blinkar, tryck på <ADJ>-knappen för att justera den.

Tryck på <SET-knappen för att bekräfta.

Termometer

I realtidsläge, tryck på <MODE> två gånger för att gå in i temperaturläge.

Tryck på <ADJ>-knappen för att välja C- eller F-format.

Nedräkningstid

tryck på MODE-knappen 3 gånger för att gå in i inställningarna. Tryck och håll ned SET-knappen i 2 sekunder för att ange timertiden. Tryck på (ADJ)-knappen för att justera inställningen. Timsiffran visas.

Tryck på SET-knappen igen för att gå in i minutinställningarna. Minutesiffran börjar blinka. Tryck på <ADI-knappen för att justera

Tryck på knappen SET för att bekräfta.

Tryck på <ADI-knappen för att starta nedräkningen, när timervärdet inte är 00:00, tryck på <ADI-knappen igen för att stoppa timern.

När nedräkningen når 00:00 ljuder ett larm och sedan kommer räknarvärdet att laddas om.

INSTRUKTIONER FÖR BYTE AV BATTERI

Sätt i batterierna på rätt sätt, var uppmärksam på +/- polariteten.

Använd endast en typ av batteri.

Byt alltid ut hela uppsättningen batterier.

Förbrukade batterier ska avlägsnas från enheten, kasta aldrig batterier i eld.

Försök aldrig ladda vanliga batterier.

Oanvända batterier bör förvaras i sin förpackning på avstånd från metallföremål.

Lämna inte barn utan uppsikt.

DRICKS

- Enheten bör kontrolleras med avseende på leveransens fullständighet och synliga skador.
- Vid ofullständig leverans eller skada på grund av felaktig förpackning eller transport, vänligen kontakta servicejouren.

TEKNISKA DATA

- Indikationer i procent och gram per liter
- Automatisk avstängningsfunktion
- Bakgrundsbelyst LCD-display
- Färg: Vit
- Produkten är CE- och RoHS-certifierad
- Mätområde från 0 till 1,9 g/l
- Noggrannhet 0,01 %

- Mått 12cm X 4cm X 2,5cm
- Strömförsörjning: 2 x AAA-batterier
- Sensor: avancerad halvlederalkoholoxidsensor
- Noggrannhet: -0,01%-0,02% vid 0,05% BAC
- Ineffekt: 2 x "AAA" alkaliska batterier 1,5V Drifftid: uppvärmning: 10s, svar: <5s
- Automatisk avstängning: cirka 1 minut

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner angående användning av produkten på ett säkert sätt och förstår de risker som är involverade.
- Använd inga stimulerande ämnen som färger, insekticider eller alkohol nära testaren.
- Placera inte testaren i ett slutet rum med förorenad luft.
- Varje persons kropp reagerar olika på alkohol
- Sänk aldrig ner enheten i vatten.
- För rengöring, använd en fuktig trasa eller ett mildt rengöringsmedel.
- Använd inte en skadad enhet.
- Produkten är inte avsedd för barn att leka med.
- Se till att förpackningsmaterial inte lämnas utan tillsyn. Barn kan börja leka med dem, vilket är farligt.
- Skydda produkten från extrema temperaturer, direkt solljus, starka vibrationer, hög luftfuktighet, fukt, brandfarliga gaser, ångor och lösningsmedel.
- Utsätt inte produkten för mekanisk belastning.
- Om säker användning inte längre är möjlig, avbryt användningen och säkra produkten före återanvändning. Säker drift är inte möjlig om produkten: - har skadats, - inte fungerar som den ska, - har förvarats under en längre tid under ogynnsamma förhållanden, eller - har utsatts för alltför stor belastning under transporten.
- Det är förbjudet att använda produkten om någon del av den är skadad. Vid skada på kabeln är det förbjudet att göra reparationer själv.
- Ta inte isär enheten själv.
- Använd inte gamla eller nya batterier, olika märken eller kemikalier.
- Ladda, skada eller öppna inte batteriet.
- Svälj inte batterier. Om batteriet sväljs, kontakta omedelbart en läkare.
- Produkten ska alltid användas på avsett sätt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BATTERIER

- Förvara batterier/uppladdningsbara batterier utom räckhåll för barn. Vid förtäring, kontakta omedelbart läkare!
- Engångsbatterier kan inte laddas. Batterier/uppladdningsbara batterier ska inte kortslutas och/eller öppnas. Detta kan leda till överhettning, brand eller explosion.
- Kasta aldrig batterier/uppladdningsbara batterier i eld eller vatten.
- Utsätt aldrig batterier/uppladdningsbara batterier för mekanisk påfrestning.
- Risk för syraläckage från batterier/ackumulatorer.
- Undvik extrema förhållanden och temperaturer som kan påverka batterier/uppladdningsbara batterier, t.ex. radiatorer/direkt solljus.
- Om batterier/laddningsbara batterier läcker, undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor med kemikalier! Skölj omedelbart drabbade områden med rent vatten och kontakta läkare!
- Utspillda eller skadade batterier/uppladdningsbara batterier kan orsaka kemiska brännskador när de kommer i kontakt med huden. Därför bör lämpliga skyddshandskar användas i sådana fall.



TIPS OCH INFORMATION OM HANTERING AV ANVÄNDA FÖRPACKNINGAR

Förpackningen är gjord av miljövänliga material som kan lämnas till din lokala återvinningscentral.

Använt förpackningsmaterial ska lämnas till en avfallsinsamlingsplats som utsetts av lokala myndigheter. Information om hur man gör sig av med en använd produkt tillhandahålls av kommunen eller stadskontoret.



KASSERING AV ANVÄNDA ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA ENHETER

På grund av miljöskyddsskäl bör använda elektriska och elektroniska produkter inte slängas som hushållsavfall, utan kasseras på rätt sätt. Information om utlämningsställen och deras öppettider lämnas av berörd kansli.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella direktiv som gäller den. Produkten uppfyller europeiska och nationella krav för säkerhet för enheter och produkter.



Denna produkt uppfyller kraven i relevanta europeiska och nationella RoHS-direktiv som gäller den.



Felaktig kassering av batterier/uppladdningsbara batterier utgör ett hot mot miljön!

Batterier/uppladdningsbara batterier ska inte slängas med hushållsavfallet. De kan innehålla skadliga tungmetaller och bör behandlas som specialavfall. De kemiska symbolerna för tungmetaller är: Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly.

Därför ska använda batterier/ackumulatorer skickas till kommunala insamlingsställen för farligt avfall.

Det inbyggda batteriet kan inte tas isär för kassering. Hela produkten ska lämnas till en återvinningsstation för avfallselektronik.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i produktens text, design och tekniska data utan föregående meddelande.

Αγαπητέ κύριε/κυρία, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά και ακολουθήστε τις συστάσεις του, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη ζωή ή την υγεία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ο ψηφιακός αλκοτέστ είναι μια φορητή συσκευή για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε αλκοόλη στον εκπνεόμενο αέρα. Είναι εξοπλισμένο με οθόνη LCD και πολλά κουμπιά ελέγχου που επιτρέπουν γρήγορη και ακριβή ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Το αλκοτέστ χωρίς στόμα είναι φορητό και εύκολο στην αποθήκευση, ώστε να μπορείτε να το έχετε πάντα μαζί σας, όπου κι αν πάτε. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα είστε πάντα έτοιμοι να δοκιμάσετε τη νηφαλιότητά σας όταν παραστεί ανάγκη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Εμφανίζεται το σύμβολο "ζέσταμα" και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση από το 10 έως το 00, πράγμα που σημαίνει ότι μετά από αυτό το διάστημα ο ελεγκτής είναι έτοιμος για χρήση. Θα εμφανιστεί το BLOW. Μεγέθυνση και φυσήξτε αέρα στον αισθητήρα για 3-5 δευτερόλεπτα. Διαβάστε το αποτέλεσμα της δοκιμής από την οθόνη LCD του αλκοτέστ.

Πάνω από μια συγκέντρωση 0,02%, θα εμφανιστεί η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ

Πάνω από μια συγκέντρωση 0,05%, θα εμφανιστεί η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για να λάβετε πιο ακριβή αποτελέσματα, ο κατασκευαστής συνιστά τον έλεγχο 2-3 φορές

Ρύθμιση ρολογιού

Σε πραγματική λειτουργία, πατήστε <ADJ για να επιλέξετε μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το <SET για 2 δευτερόλεπτα για να εισάγετε ρυθμίσεις σε πραγματικό χρόνο. Το ψηφίο της ώρας θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη του ρολογιού LCD. Πατήστε το κουμπί <AD για προσαρμογή.

Πατήστε ξανά το κουμπί SET> για να εισάγετε τις ρυθμίσεις λεπτών. Τα ψηφία των λεπτών θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Πατήστε το κουμπί <ADJ> για ρύθμιση.

Πατήστε το κουμπί SET για επιβεβαίωση

Τρομάζο

Σε λειτουργία πραγματικού χρόνου, πατήστε το κουμπί κόμβου συναγερμού. MODE για είσοδο σε λειτουργία συναγερμού.

Πατήστε το κουμπί ADJ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί <SET) για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι.

ρύθμιση χρονοδιακόπτη, το ψηφίο της ώρας αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί <ADJ> για προσαρμογή.

Πατήστε ξανά το κουμπί SET για να εισάγετε τις ρυθμίσεις λεπτών. Εάν το ψηφίο των λεπτών αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί <ADJ για να το προσαρμόσετε.

Πατήστε το κουμπί <SET για επιβεβαίωση.

Θερμόμετρο

Σε λειτουργία πραγματικού χρόνου, πατήστε <MODE> δύο φορές για να εισέλθετε στη λειτουργία θερμοκρασίας.

Πατήστε το κουμπί <ADJ> για να επιλέξετε μορφή C ή F.

Χρόνος αντίστροφης μέτρησης

πατήστε το κουμπί MODE 3 φορές για να εισάγετε ρυθμίσεις. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SET για 2 δευτερόλεπτα για να εισαγάγετε την ώρα του χρονοδιακόπτη. Πατήστε το κουμπί (ADJ) για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση. Θα εμφανιστεί το ψηφίο της ώρας.

Πατήστε ξανά το κουμπί SET για να εισάγετε τις ρυθμίσεις λεπτών. Το ψηφίο των λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί <ADI για προσαρμογή

Πατήστε το κουμπί SET για επιβεβαίωση.

Πατήστε το κουμπί <ADI για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, όταν η τιμή του χρονοδιακόπτη δεν είναι 00:00, πατήστε ξανά το κουμπί <ADI για να σταματήσετε το χρονόμετρο.

Όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στις 00:00, θα ηχησει ένα ξυπνητήρι και στη συνέχεια η τιμή του μετρητή θα φορτωθεί ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες, προσέχοντας την πολικότητα +/-.

Χρησιμοποιήστε μόνο έναν τύπο μπαταρίας.

Να αντικαθιστάτε πάντα ολόκληρο το σετ μπαταριών.

Οι μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή, μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.

Μην προσπαθήσετε ποτέ να φορτίσετε κανονικές μπαταρίες.

Οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται στη συσκευασία τους μακριά από μεταλλικά αντικείμενα.

Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΑΚΡΟ

- Η συσκευή θα πρέπει να ελεγχθεί για πληρότητα παράδοσης και ορατή ζημιά.
- Σε περίπτωση ατελούς παράδοσης ή ζημιάς λόγω ελαττωματικής συσκευασίας ή μεταφοράς, επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Ενδείξεις σε ποσοστό και γραμμάρια ανά λίτρο
- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
- Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό

- Χρώμα: Λευκό
- Το προϊόν έχει πιστοποίηση CE και RoHS
- Εύρος μέτρησης από 0 έως 1,9 g/l
- Ακρίβεια 0,01%
- Διαστάσεις 12cm X 4cm X 2,5cm
- Τροφοδοσία: 2 x AAA μπαταρίες
- Αισθητήρας: προηγμένος αισθητήρας οξειδίου αλκοόλης ημιαγωγών
- Ακρίβεια: -0,01%-0,02% σε 0,05% BAC
- Ισχύς εισόδου: 2 x αλκαλικές μπαταρίες "AAA" 1,5 V Χρόνος λειτουργίας: προθέρμανση: 10 δευτερόλεπτα, απόκριση: <5 δευτ.
- Αυτόματη απενεργοποίηση: περίπου 1 λεπτό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Μην χρησιμοποιείτε διεγερτικές ουσίες όπως χρώματα, εντομοκτόνα ή οινόπνευμα κοντά στον ελεγκτή.
- Μην τοποθετείτε τον ελεγκτή σε κλειστό δωμάτιο με μολυσμένο αέρα.
- Ο οργανισμός κάθε ανθρώπου αντιδρά διαφορετικά στο αλκοόλ
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή ένα ήπιο απορρυπαντικό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιχνίδι με παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας δεν αφήνονται χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να παίζουν μαζί τους, κάτι που είναι επικίνδυνο.
- Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανικά φορτία.
- Εάν δεν είναι πλέον δυνατή η ασφαλής λειτουργία, διακόψτε τη χρήση και ασφαλίστε το προϊόν πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Η ασφαλής λειτουργία δεν είναι δυνατή εάν το προϊόν: - έχει υποστεί ζημιά, - δεν λειτουργεί σωστά, - έχει αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δυσμενείς συνθήκες ή - έχει υποβληθεί σε υπερβολικά φορτία κατά τη μεταφορά.
- Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος εάν κάποιο μέρος του είναι κατεστραμμένο. Σε περίπτωση ζημιάς στο καλώδιο, απαγορεύεται να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην χρησιμοποιείτε παλιές ή νέες μπαταρίες, διαφορετικές μάρκες ή χημικά.
- Μην φορτίζετε, καταστρέφετε ή ανοίγετε την μπαταρία.
- Μην καταπίνετε μπαταρίες. Εάν η μπαταρία καταποθεί, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.
- Το προϊόν πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται όπως προορίζεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Κρατήστε τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό!
- Οι μπαταρίες μιας χρήσης δεν μπορούν να επαναφορτιστούν. Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται και/ή να ανοίγονται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην πετάτε ποτέ μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στη φωτιά ή στο νερό.
- Μην εκθέτετε ποτέ τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε μηχανική καταπόνηση.
- Κίνδυνος διαρροής οξέος από μπαταρίες/συσσωρευτές.
- Αποφύγετε ακραίες συνθήκες και θερμοκρασίες που μπορεί να επηρεάσουν τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, π.χ. καλοριφέρ/άμεσο ηλιακό φως.
- Σε περίπτωση διαρροής μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, αποφύγετε την επαφή του δέρματος, των ματιών και των βλεννογόνων με χημικά! Ξεπλύνετε αμέσως τις πληγείσες περιοχές με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό!
- Χυμένες ή κατεστραμμένες μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν χημικά εγκαύματα όταν αγγίζουν το δέρμα. Επομένως, σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια.



Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να απορριφθούν στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης. Το χρησιμοποιημένο υλικό συσκευασίας θα πρέπει να παραδίδεται σε σημείο συλλογής απορριμμάτων που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόρριψης ενός χρησιμοποιημένου προϊόντος παρέχονται από το γραφείο του δήμου ή της πόλης.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα, αλλά να απορρίπτονται σωστά. Πληροφορίες για τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους παρέχονται από το αρμόδιο γραφείο.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών που ισχύουν για αυτό. Το προϊόν πληροί τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις για την ασφάλεια συσκευών και προϊόντων.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών RoHS που ισχύουν για αυτό.



Η ακατάλληλη απόρριψη των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών αποτελεί απειλή για το περιβάλλον!

Οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να περιέχουν επιβλαβή βαρέα μέταλλα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα. Τα χημικά σύμβολα των βαρέων μετάλλων είναι: Cd = κάδμιο, Hg = υδράργυρος, Pb = μόλυβδος.

Επομένως, οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες / συσσωρευτές θα πρέπει να αποστέλλονται σε δημοτικά σημεία συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων.

Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για απόρριψη. Ολόκληρο το προϊόν θα πρέπει να παραδοθεί σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών απορριμμάτων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο κείμενο, το σχέδιο και τα τεχνικά δεδομένα του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.

Stimate domnule/doamnă, vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru!

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiți instrucțiunile de mai jos pentru utilizarea corectă a produsului.

Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare și să urmați recomandările acestuia, deoarece nerespectarea poate reprezenta o amenințare pentru viață sau sănătate.

APLICAȚIA ȘI DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Un etilotest digital este un dispozitiv portabil pentru măsurarea conținutului de alcool în aerul expirat. Este echipat cu un afișaj LCD și mai multe butoane de control care permit citirea rapidă și precisă a rezultatelor.

Etilotestul fără gură este portabil și ușor de depozitat, astfel încât îl puteți avea întotdeauna cu dvs., indiferent unde mergeți. Acum poți fi sigur că vei fi întotdeauna gata să-ți testezi sobrietatea atunci când va fi nevoie.

ACTIVARE

Apare simbolul „încălzire” și începe o numărătoare inversă de la 10 la 00, ceea ce înseamnă că după acest timp testerul este gata de utilizare. Va fi afișat BLOW. Măriți și suflați aer în senzor timp de 3-5 secunde. Citiți rezultatul testului de pe afișajul LCD al etilotestului.

Peste o concentrație de 0,02%, va fi afișat cuvântul ATENȚIE

Peste o concentrație de 0,05%, va fi afișat cuvântul PERICOL

Pentru a obține rezultate mai precise, producătorul recomandă verificarea de 2-3 ori

Setarea ceasului

În modul real, apăsați <ADJ pentru a selecta formatul de 12 ore sau 24 de ore.

Apăsați și mențineți apăsat <SET timp de 2 secunde pentru a introduce setările de timp real. Cifra oră va începe să clipească pe afișajul ceasului LCD. Apăsați butonul <AD pentru a regla.

Apăsați din nou butonul SET> pentru a introduce setările minutelor. Cifrele minutelor vor începe să clipească. Apăsați butonul <ADJ> pentru a seta.

Apăsați butonul SET pentru a confirma

Alarma

În modul în timp real, apăsați butonul nodului de alarmă. MODE pentru a intra în modul alarmă.

Apăsați butonul ADJ pentru a porni sau opri alarma.

Apăsați și mențineți apăsat butonul <SET> timp de 2 secunde pentru a activa alarma.

setarea temporizatorului, cifra oră clipește, apăsați butonul <ADJ> pentru a regla.

Apăsați din nou butonul SET pentru a introduce setările minutelor. Dacă cifra minutelor clipește, apăsați butonul <ADJ pentru a o regla.

Apăsați butonul <SET pentru a confirma.

Termometru

În modul în timp real, apăsați <MODE> de două ori pentru a intra în modul temperatură.

Apăsați butonul <ADJ> pentru a selecta formatul C sau F.

Timp de numărătoare inversă

apăsați butonul MODE de 3 ori pentru a intra în setări. Apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 2 secunde pentru a introduce ora cronometrului. Apăsați butonul (ADJ) pentru a regla setarea. Cifra oră va fi afișată.

Apăsați din nou butonul SET pentru a introduce setările minutelor. Cifra minutelor va începe să clipească. Apăsați butonul <ADI pentru a regla

Apăsați butonul SET pentru a confirma.

Apăsați butonul <ADI pentru a începe numărătoarea inversă, când valoarea cronometrului nu este 00:00, apăsați din nou butonul <ADI pentru a opri cronometrul.

Când numărătoarea inversă ajunge la 00:00, va suna o alarmă și apoi valoarea contorului va fi reîncărcată.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNLOCUIRE A BATERIEI

Introduceți bateriile corect, acordând atenție polarității +/-.

Folosiți un singur tip de baterie.

Înlocuiți întotdeauna întregul set de baterii.

Bateriile epuizate trebuie scoase din dispozitiv, nu aruncați niciodată bateriile în foc.

Nu încercați niciodată să încărcați bateriile obișnuite.

Bateriile neutilizate trebuie depozitate în ambalajul lor departe de obiecte metalice.

Nu lăsați copiii nesupravegheați.

SFAT

- Dispozitivul trebuie verificat pentru caracterul complet al livrării și deteriorarea vizibilă.
- În cazul unei livrări incomplete sau a unei deteriorări din cauza ambalajului sau transportului defectuos, vă rugăm să contactați linia telefonică de service.

DATE TEHNICE

- Indicații în procent și grame pe litru
- Funcție de oprire automată
- Display LCD cu iluminare din spate
- Culoare: alb
- Produsul este certificat CE și RoHS
- Interval de măsurare de la 0 la 1,9 g/l

- Precizie 0,01%
- Dimensiuni 12cm X 4cm X 2.5cm
- Alimentare: 2 x baterii AAA
- Senzor: senzor avansat de oxid de alcool cu semiconductor
- Precizie: -0,01%-0,02% la 0,05% BAC
- Putere de intrare: 2 x baterii alcaline "AAA" 1,5V Timp de funcționare: încălzire: 10s, răspuns: <5s
- Oprire automată: aproximativ 1 minut

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de la 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg pericolele implicate.
- Nu utilizați substanțe stimulative, cum ar fi vopsele, insecticide sau alcool în apropierea testerului.
- Nu așezați testerul într-o încăpere închisă cu aer poluat.
- Corpul fiecărei persoane reacționează diferit la alcool
- Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă.
- Pentru curățare, utilizați o cârpă umedă sau un detergent ușor.
- Nu utilizați un dispozitiv deteriorat.
- Produsul nu este destinat copiilor cu care să se joace.
- Asigurați-vă că materialele de ambalare nu sunt lăsate nesupravegheate. Copiii pot începe să se joace cu ei, ceea ce este periculos.
- Protejați produsul de temperaturi extreme, lumina directă a soarelui, vibrații puternice, umiditate ridicată, umiditate, gaze inflamabile, vapori și solvenți.
- Nu expuneți produsul la sarcini mecanice.
- Dacă nu mai este posibilă operarea în siguranță, întrerupeți utilizarea și asigurați produsul înainte de reutilizare. Funcționarea în siguranță nu este posibilă dacă produsul: - a fost deteriorat, - nu funcționează corespunzător, - a fost depozitat o perioadă lungă de timp în condiții nefavorabile sau - a fost supus unor sarcini excesive în timpul transportului.
- Este interzisă utilizarea produsului dacă orice parte a acestuia este deteriorată. În caz de deteriorare a cablului, este interzis să efectuați singur reparații.
- Nu dezasamblați singur dispozitivul.
- Nu utilizați baterii vechi sau noi, diferite mărci sau substanțe chimice.
- Nu încărcați, deteriorați și nu deschideți bateria.
- Nu înghițiți bateriile. Dacă bateria este înghițită, consultați imediat un medic.
- Produsul ar trebui să fie întotdeauna utilizat conform destinației.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERIE

- Nu lăsați bateriile/bateriile reîncărcabile la îndemâna copiilor. Dacă este înghițit, consultați imediat un medic!
- Bateriile de unică folosință nu pot fi reîncărcate. Bateriile/bateriile reîncărcabile nu trebuie scurtcircuitate și/sau deschise. Acest lucru poate duce la supraîncălzire, incendiu sau explozie.
- Nu aruncați niciodată bateriile/bateriile reîncărcabile în foc sau în apă.
- Nu expuneți niciodată bateriile/bateriile reîncărcabile la solicitări mecanice.
- Risc de scurgere de acid din baterii/acumulatoare.
- Evitați condițiile și temperaturile extreme care pot afecta bateriile/bateriile reîncărcabile, de exemplu radiatoarele/lumina directă a soarelui.
- Dacă bateriile/bateriile reîncărcabile se scurg, evitați contactul pielii, ochilor și mucoaselor cu substanțele chimice! Clătiți imediat zonele afectate cu apă curată și consultați un medic!
- Bateriile/bateriile reîncărcabile vărsate sau deteriorate pot provoca arsuri chimice atunci când ating pielea. Prin urmare, în astfel de cazuri trebuie purtate mănuși de protecție adecvate.

SFATURI SI INFORMATII PRIVIND GESTIONAREA AMBALAJULUI UTILIZAT

Ambalajul este realizat din materiale ecologice care pot fi aruncate la centrul local de reciclare.

Materialul de ambalare folosit trebuie livrat la un punct de colectare a deșeurilor desemnat de autoritățile locale. Informațiile despre modul de eliminare a unui produs uzat sunt furnizate de către oficiul comunal sau al orașului.



ELIMINAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UTILIZATE

Din motive de protecție a mediului, produsele electrice și electronice uzate nu trebuie aruncate ca deșeurile menajere, ci eliminate în mod corespunzător. Informațiile despre punctele de colectare și orele de funcționare ale acestora sunt furnizate de biroul relevant.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante care i se aplică. Produsul îndeplinește cerințele europene și naționale pentru siguranța dispozitivelor și produselor.



Acest produs respectă cerințele directivelor europene și naționale relevante RoHS care i se aplică.



Aruncarea necorespunzătoare a bateriilor/a bateriilor reîncărcabile reprezintă o amenințare pentru mediu!

Bateriile/bateriile reîncărcabile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Ele pot conține metale grele dăunătoare și trebuie tratate ca deșeurile speciale. Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb.

Prin urmare, bateriile/acumulatorii uzați trebuie trimise la punctele municipale de colectare a deșeurilor periculoase.

Bateria încorporată nu poate fi dezasamblată pentru eliminare. Întregul produs trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor electronice.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări textului, designului și datelor tehnice ale produsului fără notificare.

Prezado senhor/senhora, obrigado por adquirir nosso produto!

Antes de usar o produto, leia as instruções abaixo para o uso adequado do produto.

Guarde este manual para referência futura e siga suas recomendações, pois o não cumprimento pode representar uma ameaça à vida ou à saúde.

APLICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

Um bafômetro digital é um dispositivo portátil para medir o teor de álcool no ar exalado. É equipado com display LCD e diversos botões de controle que permitem uma leitura rápida e precisa dos resultados.

O bafômetro sem boca é portátil e fácil de guardar, para que você possa tê-lo sempre com você, não importa aonde vá. Agora você pode ter certeza de que estará sempre pronto para testar sua sobriedade quando surgir a necessidade.

ATIVACÃO

O símbolo de “aquecimento” aparece e começa uma contagem regressiva de 10 a 00, o que significa que após esse tempo o testador está pronto para uso. SOPRO será exibido. Aumente o zoom e sopre ar no sensor por 3-5 segundos. Leia o resultado do teste no display LCD do bafômetro.

Acima de uma concentração de 0,02%, a palavra CUIDADO será exibida

Acima de uma concentração de 0,05% será exibida a palavra PERIGO

Para obter resultados mais precisos, o fabricante recomenda verificar 2 a 3 vezes

Configuração do relógio

No modo real, pressione <ADJ para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.

Pressione e segure <SET por 2 segundos para inserir as configurações de tempo real. O dígito da hora começará a piscar no display LCD do relógio.

Pressione o botão <AD para ajustar.

Pressione o botão SET> novamente para inserir as configurações dos minutos. Os dígitos dos minutos começarão a piscar. Pressione o botão <ADJ> para definir.

Pressione o botão SET para confirmar

Alarme

No modo em tempo real, pressione o botão do nó de alarme. MODO para entrar no modo de alarme.

Pressione o botão ADJ para ligar ou desligar o alarme.

Pressione e segure o botão <SET) por 2 segundos para ativar o alarme.

configuração do temporizador, o dígito da hora pisca, pressione o botão <ADJ> para ajustar.

Pressione o botão SET novamente para inserir as configurações dos minutos. Se o dígito dos minutos estiver piscando, pressione o botão <ADJ para ajustá-lo.

Pressione o botão <SET para confirmar.

Termômetro

No modo de tempo real, pressione <MODE> duas vezes para entrar no modo de temperatura.

Pressione o botão <ADJ> para selecionar o formato C ou F.

Tempo de contagem regressiva

pressione o botão MODE 3 vezes para inserir as configurações. Pressione e segure o botão SET por 2 segundos para inserir a hora do temporizador.

Pressione o botão (ADJ) para ajustar a configuração. O dígito da hora será exibido.

Pressione o botão SET novamente para inserir as configurações dos minutos. O dígito dos minutos começará a piscar. Pressione o botão <ADI para ajustar

Pressione o botão SET para confirmar.

Pressione o botão <ADI para iniciar a contagem regressiva, quando o valor do cronômetro não for 00:00, pressione o botão <ADI novamente para parar o cronômetro.

Quando a contagem regressiva chegar a 00:00, um alarme soará e o valor do contador será recarregado.

INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Insira as baterias corretamente, prestando atenção à polaridade +/-.

Use apenas um tipo de bateria.

Sempre substitua todo o conjunto de baterias.

As baterias gastas devem ser removidas do dispositivo, nunca jogue as baterias no fogo.

Nunca tente carregar baterias normais.

As baterias não utilizadas devem ser armazenadas em suas embalagens, longe de objetos metálicos.

Não deixe as crianças sozinhas.

DICA

- O dispositivo deve ser verificado quanto à integridade da entrega e danos visíveis.
- Em caso de entrega incompleta ou dano devido a embalagem ou transporte defeituoso, entre em contato com a linha direta de atendimento.

DADOS TÉCNICOS

- Indicações em porcentagem e gramas por litro
- Função de desligamento automático
- Visor LCD retroiluminado
- Cor: Branco
- O produto é certificado CE e RoHS

- Faixa de medição de 0 a 1,9 g/l
- Precisão 0,01%
- Dimensões 12cm X 4cm X 2,5cm
- Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA
- Sensor: sensor avançado de óxido de álcool semiconductor
- Precisão: -0,01%-0,02% a 0,05% BAC
- Potência de entrada: 2 pilhas alcalinas "AAA" de 1,5 V Tempo de operação: aquecimento: 10s, resposta: <5s
- Desligamento automático: cerca de 1 minuto

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do produto e compreendam os perigos envolvidos.
- Não use substâncias estimulantes, como tintas, inseticidas ou álcool, perto do testador.
- Não coloque o testador em uma sala fechada com ar poluído.
- O corpo de cada pessoa reage de maneira diferente ao álcool
- Nunca mergulhe o dispositivo em água.
- Para limpeza utilize pano úmido ou detergente neutro.
- Não use um dispositivo danificado.
- O produto não se destina a crianças brincarem.
- Certifique-se de que os materiais de embalagem não sejam deixados sem vigilância. As crianças podem começar a brincar com eles, o que é perigoso.
- Proteja o produto de temperaturas extremas, luz solar direta, vibrações fortes, umidade elevada, umidade, gases inflamáveis, vapores e solventes.
- Não exponha o produto a cargas mecânicas.
- Se a operação segura não for mais possível, interrompa o uso e proteja o produto antes de reutilizá-lo. A operação segura não é possível se o produto: - estiver danificado, - não funcionar corretamente, - tiver sido armazenado durante um longo período de tempo em condições desfavoráveis, ou - tiver sido submetido a cargas excessivas durante o transporte.
- É proibido utilizar o produto se alguma parte dele estiver danificada. Em caso de danos no cabo, é proibido fazer reparos por conta própria.
- Não desmonte o dispositivo sozinho.
- Não use baterias novas ou velhas, marcas diferentes ou produtos químicos.
- Não carregue, danifique ou abra a bateria.
- Não engula as baterias. Se a bateria for engolida, consulte imediatamente um médico.
- O produto deve ser sempre utilizado conforme pretendido.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA BATERIAS

- Mantenha as pilhas/pilhas recarregáveis fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão, consulte um médico imediatamente!
- As baterias descartáveis não podem ser recarregadas. As baterias/baterias recarregáveis não devem ser colocadas em curto-circuito e/ou abertas. Isso pode resultar em superaquecimento, incêndio ou explosão.
- Nunca jogue baterias/pilhas recarregáveis no fogo ou na água.
- Nunca exponha baterias/pilhas recarregáveis a esforços mecânicos.
- Risco de vazamento de ácido das baterias/acumuladores.
- Evite condições e temperaturas extremas que possam afetar as baterias/baterias recarregáveis, por exemplo, radiadores/luz solar direta.
- Se as pilhas/pilhas recarregáveis vazarem, evite o contato da pele, olhos e membranas mucosas com produtos químicos! Lave imediatamente as áreas afetadas com água limpa e consulte um médico!
- Pilhas/pilhas recarregáveis derramadas ou danificadas podem causar queimaduras químicas quando tocam a pele. Portanto, luvas de proteção adequadas devem ser usadas nesses casos.

DICAS E INFORMAÇÕES SOBRE O GESTÃO DAS EMBALAGENS USADAS

A embalagem é feita de materiais ecológicos que podem ser descartados no centro de reciclagem local.

O material de embalagem usado deve ser entregue num ponto de recolha de resíduos designado pelas autoridades locais. As informações sobre como descartar um produto usado são fornecidas pela comuna ou prefeitura.



ELIMINAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS USADOS

Por razões de protecção ambiental, os produtos eléctricos e electrónicos usados não devem ser eliminados como lixo doméstico, mas sim eliminados de forma adequada. As informações sobre os pontos de coleta e seus horários de funcionamento são fornecidas pelo escritório competente.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas europeias e nacionais relevantes que lhe são aplicáveis. O produto atende aos requisitos europeus e nacionais relativos à segurança de dispositivos e produtos.



Este produto está em conformidade com os requisitos das diretivas RoHS europeias e nacionais relevantes que se aplicam a ele.



O descarte inadequado de baterias/pilhas recarregáveis representa uma ameaça ao meio ambiente!

As pilhas/pilhas recarregáveis não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Podem conter metais pesados nocivos e devem ser tratados como resíduos especiais. Os símbolos químicos dos metais pesados são: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo.

Portanto, as pilhas/acumuladores usados devem ser enviados para pontos municipais de recolha de resíduos perigosos.

A bateria incorporada não pode ser desmontada para eliminação. Todo o produto deve ser entregue em um ponto de coleta de resíduos eletrônicos.

Reservamo-nos o direito de fazer alterações no texto, design e dados técnicos do produto sem aviso prévio.

Уважаеми господине/госпожо, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Преди да използвате продукта, моля, прочетете инструкциите по-долу за правилна употреба на продукта.

Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки и следвайте неговите препоръки, тъй като неспазването може да представлява заплаха за живота или здравето.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Дигиталният алкотестер е преносимо устройство за измерване на съдържанието на алкохол в издишания въздух. Оборудван е с LCD дисплей и няколко бутона за управление, които позволяват бързо и точно отчитане на резултатите.

Алкотестерът без уста е преносим и лесен за съхранение, така че винаги можете да го носите със себе си, независимо къде отивате. Сега можете да сте сигурни, че винаги ще сте готови да тествате своята трезвеност, когато възникне необходимост.

АКТИВИРАНЕ

Появява се символът "загряване" и започва обратно броене от 10 до 00, което означава, че след това време тестерът е готов за употреба. Ще се покаже BLOW. Увеличете мащаба и вдухайте въздух в сензора за 3-5 секунди. Прочетете резултата от теста от LCD дисплея на дрегера.

Над концентрация от 0,02% ще се покаже думата ВНИМАНИЕ

Над концентрация от 0,05% ще се покаже думата ОПАСНОСТ

За по-точни резултати производителят препоръчва проверка 2-3 пъти

Настройка на часовника

В реален режим натиснете <ADJ, за да изберете 12-часов или 24-часов формат.

Натиснете и задръжте <SET за 2 секунди, за да влезете в настройките за време в реално време. Цифрата за час ще започне да мига на LCD дисплея на часовника. Натиснете бутона <AD, за да регулирате.

Натиснете бутона SET> отново, за да въведете настройките за минути. Цифрите за минутите ще започнат да мигат. Натиснете бутона <ADJ>, за да зададете.

Натиснете бутона SET, за да потвърдите

Аларма

В режим на реално време натиснете бутона за алармен възел. MODE, за да влезете в режим на аларма.

Натиснете бутона ADJ, за да включите или изключите алармата.

Натиснете и задръжте бутона <SET> за 2 секунди, за да активирате алармата.

настройка на таймера, цифрата на часа мига, натиснете бутона <ADJ> за настройка.

Натиснете отново бутона SET, за да въведете настройките за минути. Ако цифрата на минутите мига, натиснете бутона <ADJ, за да я регулирате.

Натиснете бутона <SET за потвърждение.

Термометър

В режим на реално време натиснете <MODE> два пъти, за да влезете в температурен режим.

Натиснете бутона <ADJ>, за да изберете C или F формат.

Време за обратно броене

натиснете бутона MODE 3 пъти, за да влезете в настройките. Натиснете и задръжте бутона SET за 2 секунди, за да въведете времето на таймера. Натиснете бутона (ADJ), за да регулирате настройката. Ще се покаже цифрата на часа.

Натиснете отново бутона SET, за да въведете настройките за минути. Цифрата за минутите ще започне да мига. Натиснете бутона <ADJ, за да регулирате

Натиснете бутона SET, за да потвърдите.

Натиснете бутона <ADJ, за да започнете обратното броене, когато стойността на таймера не е 00:00, натиснете отново бутона <ADJ, за да спрете таймера.

Когато обратното броене достигне 00:00, ще прозвучи аларма и след това стойността на брояча ще се презареди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Поставете батериите правилно, като внимавате за +/- поляритета.

Използвайте само един тип батерия.

Винаги сменяйте целия комплект батерии.

Изтощените батерии трябва да се извадят от устройството, никога не хвърляйте батериите в огън.

Никога не се опитвайте да зареждате обикновени батерии.

Неизползваните батерии трябва да се съхраняват в опаковката им далеч от метални предмети.

Не оставяйте деца без надзор.

СЪВЕТ

- Устройството трябва да се провери за комплектност на доставката и видими повреди.
- В случай на непълна доставка или повреда поради дефектна опаковка или транспорт, моля, свържете се с горещата линия за обслужване.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Показания в проценти и грамове на литър
- Функция за автоматично изключване
- LCD дисплей с подсветка
- Цвят: бял

- Продуктът е сертифициран по CE и RoHS
- Диапазон на измерване от 0 до 1,9 g/l
- Точност 0,01%
- Размери 12см X 4см X 2,5см
- Захранване: 2 x AAA батерии
- Сензор: усъвършенстван полупроводников сензор за алкохолен оксид
- Точност: -0,01%-0,02% при 0,05% ВАС
- Входяща мощност: 2 x "AAA" алкални батерии 1.5V Време за работа: загряване: 10s, реакция: <5s
- Автоматично изключване: около 1 минута

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този продукт може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или познания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасното използване на продукта и разбират свързаните с това опасности.
- Не използвайте никакви стимулиращи вещества като бои, инсектициди или алкохол в близост до тестера.
- Не поставяйте тестера в затворено помещение със замърсен въздух.
- Тялото на всеки човек реагира различно на алкохола
- Никога не потапяйте устройството във вода.
- За почистване използвайте влажна кърпа или мек почистващ препарат.
- Не използвайте повредено устройство.
- Продуктът не е предназначен за игра от деца.
- Уверете се, че опаковъчните материали не са оставени без надзор. Децата могат да започнат да си играят с тях, което е опасно.
- Пазете продукта от екстремни температури, пряка слънчева светлина, силни вибрации, висока влажност, влага, запалими газове, пари и разтворители.
- Не излагайте продукта на механични натоварвания.
- Ако безопасната работа вече не е възможна, прекратете употребата и закрепете продукта преди повторна употреба. Безопасната работа не е възможна, ако продуктът: - е бил повреден, - не функционира правилно, - е бил съхраняван за дълъг период от време при неблагоприятни условия или - е бил подложен на прекомерно натоварване по време на транспортиране.
- Забранено е използването на продукта, ако някоя част от него е повредена. В случай на повреда на кабела е забранено да правите ремонт сами.
- Не разглобявайте устройството сами.
- Не използвайте стари или нови батерии, различни марки или химикали.
- Не зареждайте, не повреждайте и не отваряйте батерията.
- Не поглъщайте батериите. Ако батерията бъде погълната, незабавно се консултирайте с лекар.
- Продуктът винаги трябва да се използва по предназначение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА БАТЕРИИ

- Съхранявайте батериите/акумулаторните батерии далеч от деца. При поглъщане незабавно се консултирайте с лекар!
- Батериите за еднократна употреба не могат да се презареждат. Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се свързват накъсо и/или отварят. Това може да доведе до прегряване, пожар или експлозия.
- Никога не хвърляйте батерии/акумулаторни батерии в огън или вода.
- Никога не излагайте батериите/акумулаторните батерии на механично натоварване.
- Риск от изтичане на киселина от батерии/акумулатори.
- Избягвайте екстремни условия и температури, които могат да повлияят на батериите/акумулаторните батерии, напр. радиатори/директна слънчева светлина.
- При изтичане на батерии/акумулаторни батерии избягвайте контакт на кожата, очите и лигавиците с химикали! Незабавно изплакнете засегнатите места с чиста вода и се консултирайте с лекар!
- Разлятите или повредени батерии/акумулаторни батерии могат да причинят химически изгаряния, когато докоснат кожата. Следователно в такива случаи трябва да се носят подходящи защитни ръкавици.

СЪВЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ОПАКОВКИ



Опаковката е направена от екологично чисти материали, които могат да бъдат изхвърлени в местния център за рециклиране. Използваният опаковъчен материал трябва да бъде предаден в пункт за събиране на отпадъци, определен от местните власти. Информация за това как да изхвърлите използван продукт се предоставя от общинската или градската служба.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА

Поради съображения за опазване на околната среда, използваните електрически и електронни продукти не трябва да се изхвърлят като битови отпадъци, а да се изхвърлят правилно. Информация за събирателните пунктове и тяхното работно време се предоставя от съответния офис.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви, които се отнасят за него. Продуктът отговаря на европейските и национални изисквания за безопасност на уредите и продуктите.



Този продукт отговаря на изискванията на съответните европейски и национални директиви RoHS, които се отнасят за него.



Неправилното изхвърляне на батерии/акумулаторни батерии представлява заплаха за околната среда!

Батериите/акумулаторните батерии не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Те могат да съдържат вредни тежки метали и трябва да се третират като специални отпадъци. Химическите символи на тежките метали са: Cd = кадмий, Hg = живак, Pb = олово.

Поради това използваните батерии/акумулатори трябва да се предават в общинските пунктове за събиране на опасни отпадъци.

Вградената батерия не може да се разглобява за изхвърляне. Целият продукт трябва да бъде предаден в пункт за събиране на отпадъци от електроника.

Запазваме си правото да правим промени в текста, дизайна и техническите данни на продукта без предупреждение.

Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy termékünket vásárolta!

A termék használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék megfelelő használatához.

Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából, és kövesse az ajánlásait, mivel a be nem tartása veszélyt jelenthet az életre vagy az egészségre.

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA ÉS LEÍRÁSA

A digitális alkoholszonda egy hordozható eszköz a kilélegzett levegő alkoholtartalmának mérésére. LCD kijelzővel és számos vezérlőgombbal van felszerelve, amelyek lehetővé teszik az eredmények gyors és pontos leolvasását.

A száj nélküli alkoholszonda hordozható és könnyen tárolható, így mindig magadnál tarthatod, bárhová is mész. Most már biztos lehet benne, hogy mindig készen áll arra, hogy próbára tegye józanságát, ha arra szükség lesz.

AKTIVÁLÁS

Megjelenik a "bemelegítés" szimbólum, és a visszaszámlálás 10-től 00-ig kezdődik, ami azt jelenti, hogy ezen idő után a tesztet használatra kész. A BLOW felirat jelenik meg. Közelítsen és fújjon levegőt az érzékelőbe 3-5 másodpercig. Olvassa le a teszt eredményét az alkoholszonda LCD kijelzőjéről.

0,02% koncentráció felett a VIGYÁZAT szó jelenik meg

0,05% koncentráció felett a VESZÉLY szó jelenik meg

A pontosabb eredmények érdekében a gyártó 2-3 alkalommal javasolja az ellenőrzést

Órabeállítás

Valós módban nyomja meg az <ADJ gombot a 12 órás vagy a 24 órás formátum kiválasztásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a <SET gombot 2 másodpercig a valós idejű beállítások megadásához. Az óra számjegye villogni kezd az LCD óra kijelzőjén. Nyomja meg az <AD gombot a beállításhoz.

Nyomja meg ismét a <SET> gombot a percbeállítások megadásához. A perc számjegyei villogni kezdenek. Nyomja meg az <ADJ> gombot a beállításhoz.

Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez

Riasztás

Valós idejű módban nyomja meg a riasztási csomópont gombot. MODE, hogy belépjen a riasztási módba.

Nyomja meg az ADJ gombot az ébresztés be- vagy kikapcsolásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a <SET) gombot 2 másodpercig a riasztás aktiválásához.

időzítő beállítása, az óra számjegye villog, nyomja meg az <ADJ> gombot a beállításhoz.

Nyomja meg ismét a SET gombot a percbeállítások megadásához. Ha a perc számjegye villog, nyomja meg az <ADJ gombot a beállításhoz.

Nyomja meg a <SET gombot a megerősítéshez.

Hőmérő

Valós idejű módban nyomja meg kétszer a <MODE> gombot a hőmérséklet módba lépéshez.

Nyomja meg az <ADJ> gombot a C vagy F formátum kiválasztásához.

Visszaszámlálási idő

Nyomja meg a MODE gombot háromszor a beállítások megadásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 2 másodpercig az időzítő idejének megadásához. Nyomja meg az (ADJ) gombot a beállítás módosításához. Megjelenik az óra számjegye.

Nyomja meg ismét a SET gombot a percbeállítások megadásához. A perc számjegye villogni kezd. Nyomja meg az <ADI gombot a beállításhoz

Nyomja meg a SET gombot a megerősítéshez.

Nyomja meg az <ADI gombot a visszaszámlálás elindításához, ha az időzítő értéke nem 00:00, nyomja meg ismét az <ADI gombot az időzítő leállításához.

Amikor a visszaszámlálás eléri a 00:00-at, riasztás szólal meg, majd a számláló értéke újratöltődik.

AKKUMULÁTORCSERE UTASÍTÁSOK

Helyezze be megfelelően az elemeket, ügyelve a +/- polarításra.

Csak egyfajta akkumulátort használjon.

Mindig cserélje ki a teljes elemkészletet.

A lemerült elemeket ki kell venni a készülékből, soha ne dobja tűzbe.

Soha ne próbálja meg normál akkumulátorokat tölteni.

A fel nem használt elemeket a csomagolásukban, fémtárgyaktól távol kell tárolni.

Ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül.

TIPP

- A készüléket ellenőrizni kell a szállítás hiánytalansága és a látható sérülések szempontjából.
- Hibás szállítás vagy hibás csomagolásból vagy szállításból eredő sérülés esetén forduljon a szerviz forródróthoz.

MŰSZAKI ADATOK

- Jelzések százalékban és gramm per literben
- Automatikus kikapcsolás funkció
- Háttérvilágítású LCD kijelző
- Szín: fehér
- A termék CE és RoHS tanúsítvánnyal rendelkezik

- Mérési tartomány 0-1,9 g/l
- Pontosság 0,01%
- Méretei 12cm X 4cm X 2,5cm
- Tápellátás: 2 x AAA elem
- Érzékelő: fejlett félvezető alkohol-oxid érzékelő
- Pontosság: -0,01%-0,02% 0,05% BAC mellett
- Bemeneti teljesítmény: 2 db "AAA" alkáli elem 1,5V Működési idő: felmelegedés: 10s, válasz: <5s
- Automatikus kikapcsolás: körülbelül 1 perc

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ezt a terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a termék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.
- Ne használjon stimuláló anyagokat, például festékeket, rovarölő szereket vagy alkoholt a teszter közelében.
- Ne helyezze a tesztert zárt helyiségbe, ahol szennyezett levegő található.
- Minden ember szervezete másképp reagál az alkoholra
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe tisztítószeret.
- Ne használjon sérült készüléket.
- A terméket nem arra szánták, hogy gyerekek játszassanak vele.
- Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok ne maradjanak felügyelet nélkül. A gyerekek elkezdhetnek játszani velük, ami veszélyes.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős vibrációtól, magas páratartalomtól, nedvességtől, gyúlékony gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai terhelésnek.
- Ha a biztonságos működés már nem lehetséges, hagyja abba a használatát, és ismételt felhasználás előtt rögzítse a terméket. A biztonságos üzemeltetés nem lehetséges, ha a termék: - megsérült, - nem működik megfelelően, - hosszú ideig, kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy - szállítás közben túlzott terhelésnek volt kitéve.
- Tilos a terméket használni, ha annak bármely része sérült. A kábel sérülése esetén tilos saját kezűleg javítani.
- Ne szerelje szét a készüléket saját maga.
- Ne használjon régi vagy új elemeket, különböző márkájú vagy vegyszereket.
- Ne töltsse, ne rongálja vagy nyissa fel az akkumulátort.
- Ne nyelje le az elemeket. Ha az elemet lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.
- A terméket mindig rendeltetészerűen kell használni.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AKKUMULÁTOROKHOZ

- Az elemeket/akkumulátorokat tartsa távol a gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz!
- Az eldobható elemeket nem lehet újratölteni. Az elemeket/újratölthető elemeket nem szabad rövidre zární és/vagy felnyitni. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat.
- Soha ne dobja az elemeket/akkumulátorokat tűzbe vagy vízbe.
- Soha ne tegye ki az elemeket/akkumulátorokat mechanikai igénybevételnek.
- Savszivárgás veszélye az elemekből/akkumulátorokból.
- Kerülje az olyan szélsőséges körülményeket és hőmérsékleteket, amelyek hatással lehetnek az akkumulátorokra/újratölthető akkumulátorokra, pl.
- Ha az elemek/akkuk szivárognak, kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést vegyszerekkel! Az érintett területeket azonnal öblítse le tiszta vízzel és forduljon orvoshoz!
- A kiömlött vagy sérült elemek/újratölthető elemek vegyi égési sérüléseket okozhatnak, ha a bőrt érintik. Ezért ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

TIPPEK ÉS INFORMÁCIÓK A HASZNÁLT CSOMAGOLÁSOK KEZELÉSÉHEZ

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító központban lehet leadni.

A használt csomagolóanyagokat a helyi hatóságok által kijelölt hulladékgyűjtő helyre kell szállítani. A használt termék ártalmatlanítására vonatkozó információkat a település vagy a városi hivatal ad.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Környezetvédelmi okokból az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem megfelelő módon kell megsemmisíteni. Az átvételi pontokról és azok nyitvatartási idejéről az illetékes iroda ad tájékoztatást.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti irányelvek rá vonatkozó követelményeinek. A termék megfelel a készülékek és termékek biztonságára vonatkozó európai és nemzeti követelményeknek.



Ez a termék megfelel a vonatkozó európai és nemzeti RoHS irányelvek rá vonatkozó követelményeinek.



Az elemek/akkumulátorok szakszerűtlen ártalmatlanítása veszélyt jelent a környezetre!

Az elemeket/újratölthető elemeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Káros nehézfémeket tartalmazhatnak, ezért speciális hulladékként kezelendők. A nehézfémek vegyjelei: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

Ezért a használt elemeket/akkumulátorokat települési veszélyeshulladék-gyűjtőhelyekre kell eljuttatni.

A beépített akkumulátort nem lehet szétszedni ártalmatlanítás céljából. A teljes terméket egy elektronikai hulladékgyűjtő helyen kell leadni.

Fenntartjuk a jogot a termék szövegének, kialakításának és műszaki adatainak előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

Kære hr/fru, tak fordi du har købt vores produkt!

Før du bruger produktet, skal du læse instruktionerne nedenfor for korrekt brug af produktet.

Gem venligst denne vejledning til fremtidig reference og følg dens anbefalinger, da manglende overholdelse kan udgøre en trussel mod liv eller helbred.

ANVENDELSE OG BESKRIVELSE AF ENHEDEN

En digital alkometer er en bærbar enhed til måling af alkoholindholdet i udåndingsluften. Den er udstyret med et LCD-display og flere kontrolknapper, der muliggør hurtig og præcis aflæsning af resultaterne.

Den mundløse alkometer er bærbar og nem at opbevare, så du altid kan have den med dig, uanset hvor du går. Nu kan du være sikker på, at du altid vil være klar til at teste din ædruelighed, når behovet opstår.

AKTIVERING

"Opvarmning"-symbolet vises, og en nedtælling begynder fra 10 til 00, hvilket betyder, at efter dette tidspunkt er testeren klar til brug. BLOW vil blive vist. Zoom ind og blæs luft ind i sensoren i 3-5 sekunder. Aflæs testresultatet fra alkometerets LCD-display.

Over en koncentration på 0,02 % vil ordet FORSIGTIG blive vist

Over en koncentration på 0,05 % vil ordet FARE blive vist

For at opnå mere nøjagtige resultater anbefaler producenten at kontrollere 2-3 gange

Indstilling af ur

I ægte tilstand skal du trykke på <ADJ for at vælge 12-timers eller 24-timers format.

Tryk og hold <SET nede i 2 sekunder for at gå ind i realtidsindstillinger. Timetallet begynder at blinke på LCD-urdisplayet. Tryk på knappen <AD for at justere.

Tryk på knappen SET> igen for at indtaste minutindstillinger. Minutcifrene begynder at blinke. Tryk på knappen <ADJ> for at indstille.

Tryk på knappen SET for at bekræfte

Alarm

I realtidstilstand skal du trykke på alarmknudeknappen. MODE for at gå ind i alarmtilstand.

Tryk på ADJ-knappen for at slå alarmen til eller fra.

Tryk og hold knappen <SET) nede i 2 sekunder for at aktivere alarmen.

timerindstilling, timetallet blinker, tryk på knappen <ADJ> for at justere.

Tryk på knappen SET igen for at indtaste minutindstillingerne. Hvis minuttallet blinker, skal du trykke på knappen <ADJ for at justere det.

Tryk på knappen <SET for at bekræfte.

Termometer

I realtidstilstand skal du trykke på <MODE> to gange for at gå ind i temperaturtilstand.

Tryk på knappen <ADJ> for at vælge C- eller F-format.

Nedtællingstid

tryk på MODE-knappen 3 gange for at indtaste indstillinger. Tryk og hold SET knappen nede i 2 sekunder for at indtaste timeren. Tryk på knappen (ADJ) for at justere indstillingen. Timetallet vil blive vist.

Tryk på knappen SET igen for at indtaste minutindstillingerne. Minuttallet begynder at blinke. Tryk på <ADI-knappen for at justere

Tryk på knappen SET for at bekræfte.

Tryk på <ADI-knappen for at starte nedtællingen, når timerværdien ikke er 00:00, tryk på <ADI-knappen igen for at stoppe timeren.

Når nedtællingen når 00:00, lyder en alarm, og tællerværdien genindlæses.

INSTRUKTIONER TIL UDSKIFTNING AF BATTERI

Indsæt batterierne korrekt, vær opmærksom på +/- polariteten.

Brug kun én type batteri.

Udskift altid hele sættet af batterier.

Opbrugte batterier skal fjernes fra enheden, smid aldrig batterier i ild.

Forsøg aldrig at oplade almindelige batterier.

Ubrugte batterier skal opbevares i deres emballage væk fra metalgenstande.

Efterlad ikke børn uden opsyn.

TIP

- Enheden skal kontrolleres for fuldstændig levering og synlige skader.
- I tilfælde af ufuldstændig levering eller skader på grund af defekt emballage eller transport, kontakt venligst servicehotline.

TEKNISKE DATA

- Angivelser i procent og gram pr. liter
- Autosluk funktion
- Baggrundsbelyst LCD-display
- Farve: Hvid
- Produktet er CE- og RoHS-certificeret
- Måleområde fra 0 til 1,9 g/l
- Nøjagtighed 0,01 %

- Mål 12cm X 4cm X 2,5cm
- Strømforsyning: 2 x AAA batterier
- Sensor: avanceret halvleder alkoholoxidsensor
- Nøjagtighed: -0,01%-0,02% ved 0,05% BAC
- Indgangseffekt: 2 x "AAA" alkaliske batterier 1,5V Driftstid: opvarmning: 10s, respons: <5s
- Autosluk: ca. 1 minut

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette produkt kan bruges af børn fra 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de har fået opsyn eller instruktion i sikker brug af produktet og forstår de involverede farer.
- Brug ikke stimulerende stoffer såsom maling, insekticider eller alkohol i nærheden af testeren.
- Placer ikke testeren i et lukket rum med forurenede luft.
- Hver persons krop reagerer forskelligt på alkohol
- Nedsenk aldrig enheden i vand.
- Brug en fugtig klud eller et mildt rengøringsmiddel til rengøring.
- Brug ikke en beskadiget enhed.
- Produktet er ikke beregnet til børn at lege med.
- Sørg for, at emballagematerialer ikke efterlades uden opsyn. Børn kan begynde at lege med dem, hvilket er farligt.
- Beskyt produktet mod ekstreme temperaturer, direkte sollys, stærke vibrationer, høj luftfugtighed, fugt, brændbare gasser, dampe og opløsningsmidler.
- Udsæt ikke produktet for mekaniske belastninger.
- Hvis sikker drift ikke længere er mulig, skal du afbryde brugen og sikre produktet før genbrug. Sikker drift er ikke mulig, hvis produktet: - er blevet beskadiget, - ikke fungerer korrekt, - har været opbevaret i længere tid under ugunstige forhold, eller - har været udsat for store belastninger under transport.
- Det er forbudt at bruge produktet, hvis nogen del af det er beskadiget. I tilfælde af skader på kablet er det forbudt at foretage reparationer selv.
- Skil ikke enheden selv ad.
- Brug ikke gamle eller nye batterier, forskellige mærker eller kemikalier.
- Batteriet må ikke oplades, beskadiges eller åbnes.
- Undgå at sluge batterier. Hvis batteriet sluges, skal du straks kontakte en læge.
- Produktet skal altid bruges efter hensigten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BATTERIER

- Opbevar batterier/genopladelige batterier utilgængeligt for børn. Søg straks læge ved indtagelse!
- Engangsbatterier kan ikke genoplades. Batterier/genopladelige batterier bør ikke kortsluttes og/eller åbnes. Dette kan resultere i overophedning, brand eller eksplosion.
- Smid aldrig batterier/genopladelige batterier i ild eller vand.
- Udsæt aldrig batterier/genopladelige batterier for mekanisk belastning.
- Risiko for syrelækage fra batterier/akkumulatorer.
- Undgå ekstreme forhold og temperaturer, der kan påvirke batterier/genopladelige batterier, f.eks. radiatorer/direkte sollys.
- Hvis batterier/genopladelige batterier lækker, undgå kontakt med kemikalier på hud, øjne og slimhinder! Skyl straks berørte områder med rent vand og søg læge!
- Spildte eller beskadigede batterier/genopladelige batterier kan forårsage kemiske forbrændinger, når de berører huden. Derfor bør passende beskyttelseshandsker bæres i sådanne tilfælde.



TIPS OG INFORMATION OM HÅNDTERING AF BRUGT EMBALLAGE

Emballagen er lavet af miljøvenlige materialer, som kan afleveres på din lokale genbrugsplads.

Brugt emballagemateriale skal afleveres til et affaldsindsamlingssted udpeget af lokale myndigheder. Oplysninger om, hvordan man bortskaffer et brugt produkt, gives af kommunen eller bykontoret.



BORTSKAFFELSE AF BRUGTE ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE ENHEDER

Af miljøbeskyttelsesmæssige årsager bør brugte elektriske og elektroniske produkter ikke bortskaffes som husholdningsaffald, men bortskaffes korrekt. Oplysninger om afhentningssteder og deres åbningstider gives af det relevante kontor.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale direktiver, der gælder for det. Produktet opfylder europæiske og nationale krav til sikkerhed for apparater og produkter.



Dette produkt overholder kravene i de relevante europæiske og nationale RoHS-direktiver, der gælder for det.



Ukorrekt bortskaffelse af batterier/genopladelige batterier udgør en trussel for miljøet!

Batterier/genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De kan indeholde skadelige tungmetaller og bør behandles som specialaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly.

Derfor skal brugte batterier/akkumulatorer sendes til kommunale indsamlingssteder for farligt affald.

Det indbyggede batteri kan ikke skilles ad til bortskaffelse. Hele produktet skal afleveres til et indsamlingssted for affaldselektronik.

Vi forbeholder os retten til uden varsel at foretage ændringer af produktets tekst, design og tekniske data.

Vážení pán/pani, ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt!

Pred použitím produktu si prečítajte nižšie uvedené pokyny pre správne používanie produktu.

Ušchovajte si tento návod pre budúce použitie a dodržujte jeho odporúčania, pretože nedodržanie môže predstavovať ohrozenie života alebo zdravia.

APLIKÁCIA A POPIS ZARIADENIA

Digitálny alkohol tester je prenosné zariadenie na meranie obsahu alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Je vybavený LCD displejom a niekoľkými ovládacími tlačidlami, ktoré umožňujú rýchle a presné odčítanie výsledkov.

Bezústy alkohol tester je prenosný a ľahko skladovateľný, takže ho môžete mať vždy pri sebe, nech idete kamkoľvek. Teraz si môžete byť istí, že budete vždy pripravení vyskúšať svoju triezvosť, keď to bude potrebné.

AKTIVÁCIA

Zobrazí sa symbol „zahrievania“ a začne sa odpočítavanie od 10 do 00, čo znamená, že po tomto čase je tester pripravený na použitie. Zobrazí sa BLOW. Priblížte a fúkajte vzduch do senzora po dobu 3-5 sekúnd. Prečítajte si výsledok testu z LCD displeja alkohol testera.

Nad koncentráciou 0,02% sa zobrazí slovo POZOR

Nad koncentráciou 0,05% sa zobrazí slovo NEBEZPEČENSTVO

Pre získanie presnejších výsledkov výrobca odporúča skontrolovať 2-3 krát

Nastavenie hodín

V reálnom režime stlačením <ADJ> vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Stlačením a podržaním <SET> na 2 sekundy vstúpite do nastavení reálneho času. Na LCD displeji hodín začne blikať číslica hodín. Na úpravu stlačte tlačidlo <AD>.

Opätovným stlačením tlačidla <SET> vstúpite do nastavenia minút. Začnú blikať číslice minút. Nastavte stlačením tlačidla <ADJ>.

Pre potvrdenie stlačte tlačidlo SET

Alarm

V režime reálneho času stlačte tlačidlo uzla alarmu. MODE pre vstup do režimu budíka.

Stlačením tlačidla ADJ zapnite alebo vypnite budík.

Na aktiváciu budíka stlačte a podržte tlačidlo <SET> na 2 sekundy.

nastavenie časovača, číslica hodín bliká, upravte stlačením tlačidla <ADJ>.

Opätovným stlačením tlačidla SET zadajte nastavenia minút. Ak číslica minút bliká, upravte ju stlačením tlačidla <ADJ>.

Pre potvrdenie stlačte tlačidlo <SET>.

Teplomer

V režime reálneho času dvakrát stlačte <MODE>, aby ste vstúpili do teplotného režimu.

Stlačením tlačidla <ADJ> vyberte formát C alebo F.

Čas odpočítavania

3-krát stlačte tlačidlo MODE, aby ste vstúpili do nastavení. Stlačením a podržaním tlačidla SET na 2 sekundy zadajte čas časovača. Stlačením tlačidla (ADJ) upravte nastavenie. Zobrazí sa číslica hodín.

Opätovným stlačením tlačidla SET zadajte nastavenia minút. Začne blikať číslica minút. Na nastavenie stlačte tlačidlo <ADI>

Pre potvrdenie stlačte tlačidlo SET.

Stlačením tlačidla <ADI> spustíte odpočítavanie, keď hodnota časovača nie je 00:00, opätovným stlačením tlačidla <ADI> časovač zastavíte.

Keď odpočítavanie dosiahne 00:00, zaznie alarm a potom sa znovu načíta hodnota počítadla.

NÁVOD NA VÝMENU BATÉRIE

Vložte batérie správne, dávajte pozor na +/- polaritu.

Používajte iba jeden typ batérie.

Vždy vymeňte celú sadu batérií.

Výbité batérie vyberte zo zariadenia, nikdy ich nevhadzujte do ohňa.

Nikdy sa nepokúšajte nabíjať bežné batérie.

Nepoužité batérie by sa mali skladovať v ich obale mimo kovových predmetov.

Nenechávajte deti bez dozoru.

TIP

- Zariadenie je potrebné skontrolovať na kompletnosť dodávky a viditeľné poškodenia.
- V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodenia v dôsledku nesprávneho balenia alebo prepravy kontaktujte prosím servisnú linku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Údaje v percentách a gramoch na liter
- Funkcia automatického vypnutia
- Podsvietený LCD displej
- Farba: Biela
- Výrobok je certifikovaný CE a RoHS
- Rozsah merania od 0 do 1,9 g/l
- Presnosť 0,01 %
- Rozmery 12 cm x 4 cm x 2,5 cm

- Napájanie: 2 x AAA batérie
- Senzor: pokročilý polovodičový senzor oxidu alkoholu
- Presnosť: -0,01%-0,02% pri 0,05% BAC
- Vstupné napájanie: 2 x "AAA" alkalické batérie 1,5V Doba prevádzky: zahriatie: 10s, odozva: <5s
- Automatické vypnutie: približne 1 minúta

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností alebo znalostí, ak boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú možným rizikám.
- V blízkosti testera nepoužívajte žiadne stimulujúce látky, ako sú farby, insekticídy alebo alkohol.
- Neumiestňujte tester do uzavretej miestnosti so znečisteným vzduchom.
- Telo každého človeka reaguje na alkohol inak
- Prístroj nikdy neponárajte do vody.
- Na čistenie použite vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Výrobok nie je určený na hranie pre deti.
- Dbajte na to, aby obalové materiály nezostali bez dozoru. Deti sa s nimi môžu začať hrať, čo je nebezpečné.
- Chráňte výrobok pred extrémnymi teplotami, priamym slnečným žiarením, silnými vibráciami, vysokou vlhkosťou, vlhkosťou, horľavými plynmi, parami a rozpúšťadlami.
- Nevystavujte výrobok mechanickému zaťaženiu.
- Ak už nie je možná bezpečná prevádzka, prerušte používanie a pred opätovným použitím produkt zaistite. Bezpečná prevádzka nie je možná, ak výrobok: - bol poškodený, - nefunguje správne, - bol dlhší čas skladovaný v nepriaznivých podmienkach alebo - bol počas prepravy nadmerne zaťažovaný.
- Je zakázané používať výrobok, ak je akákoľvek jeho časť poškodená. V prípade poškodenia kábla je zakázané vykonávať opravy sami.
- Zariadenie sami nerozoberajte.
- Nepoužívajte staré alebo nové batérie, rôzne značky alebo chemikálie.
- Batériu nenabíjajte, nepoškodzujte ani neotvárajte.
- Batérie neprehltajte. Ak dôjde k prehltnutiu batérie, ihneď sa poraďte s lekárom.
- Výrobok by sa mal vždy používať podľa určenia.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE

- Batérie/nabíjateľné batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Pri požití okamžite vyhľadajte lekára!
- Jednorazové batérie nie je možné nabíjať. Batérie/nabíjateľné batérie by sa nemali skratovať a/alebo otvárať. Môže to spôsobiť prehriatie, požiar alebo výbuch.
- Batérie/nabíjateľné batérie nikdy nevhadzujte do ohňa alebo vody.
- Batérie/nabíjacie batérie nikdy nevystavujte mechanickému namáhaniu.
- Riziko úniku kyseliny z batérií/akumulátorov.
- Vyhnite sa extrémnym podmienkam a teplotám, ktoré môžu ovplyvniť batérie/nabíjateľné batérie, napr.
- Ak batérie/akumulátory vytečú, zabráňte kontaktu pokožky, očí a slizníc s chemikáliami! Zasiahnuté miesta ihneď opláchnite čistou vodou a poraďte sa s lekárom!
- Vyliate alebo poškodené batérie/nabíjateľné batérie môžu pri dotyku s pokožkou spôsobiť chemické popáleniny. Preto by sa v takýchto prípadoch mali používať vhodné ochranné rukavice.



TIPY A INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NAKLADANIA S POUŽITÝMI OBALMI

Obal je vyrobený z ekologických materiálov, ktoré je možné zlikvidovať v miestnom recyklačnom stredisku.

Použitý obalový materiál odovzdajte na zberné miesto určené miestnymi úradmi. Informácie o likvidácii použitého výrobku poskytuje obec alebo mestský úrad.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Z dôvodu ochrany životného prostredia by sa použité elektrické a elektronické výrobky nemali likvidovať ako domáci odpad, ale mali by sa zlikvidovať správnym spôsobom. Informácie o odberných miestach a ich otváracích hodinách poskytuje príslušný úrad.



Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobok spĺňa európske a národné požiadavky na bezpečnosť zariadení a produktov.



Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných európskych a národných smerníc RoHS, ktoré sa naň vzťahujú.



Nesprávna likvidácia batérií/akumulátorov predstavuje hrozbu pre životné prostredie!

Batérie/nabíjateľné batérie by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Môžu obsahovať škodlivé ťažké kovy a malo by sa s nimi zaobchádzať ako so špeciálnym odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Použité batérie/akumulátory by sa preto mali posielat' na zberné miesta komunálneho nebezpečného odpadu.

Vstavanú batériu nie je možné rozobrať za účelom likvidácie. Celý výrobok odovzdajte do zberne elektroodpadu.

Vyhradzujeme si právo na zmeny v texte, dizajne a technických údajoch produktu bez upozornenia.

Arvoisa vastaanottaja, kiitos tuotteemme ostamisesta!

Ennen kuin käytät tuotetta, lue alla olevat ohjeet tuotteen oikeasta käytöstä.

Säilytä tämä opas myöhempää tarvetta varten ja noudata sen suosituksia, sillä ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai terveyden.

SOVELLUS JA LAITTEEN KUVAUS

Digitaalinen alkometri on kannettava laite uloshengitysilman alkoholipitoisuuden mittaamiseen. Se on varustettu LCD-näytöllä ja useilla ohjauspainikkeilla, jotka mahdollistavat nopean ja tarkan tulosten lukemisen.

Suuton alkometri on kannettava ja helppo säilyttää, joten voit aina pitää sen mukana minne menetkin. Nyt voit olla varma, että olet aina valmis testaamaan raittiutesi tarpeen tullen.

AKTIVOINTI

"Lämmittely"-symboli tulee näkyviin ja lähtölaskenta alkaa 10:stä 00:aan, mikä tarkoittaa, että tämän ajan jälkeen testeri on valmis käytettäväksi. BLOW tulee näkyviin. Zoomaa ja puhalla ilmaa anturiin 3-5 sekunnin ajan. Lue testitulokset alkometrin LCD-näytöltä.

Jos pitoisuus on yli 0,02 %, näytölle tulee sana VAROITUS

Yli 0,05 %:n pitoisuuden ollessa näytössä näkyy sana VAARA

Tarkempien tulosten saamiseksi valmistaja suosittelee tarkistamista 2-3 kertaa

Kellon asetus

Oikeassa tilassa paina <ADJ> valitaksesi 12 tunnin tai 24 tunnin muodon.

Paina ja pidä painettuna <SET> 2 sekunnin ajan päästäksesi reaaliaikaisiin asetuksiin. Tunnin numero alkaa vilkkua LCD-kellon näytössä. Paina <AD>-painiketta säätääksesi.

Paina <SET>-painiketta uudelleen päästäksesi minuuttiasetukset. Minuuttinumerot alkavat vilkkua. Aseta painamalla <ADJ>-painiketta.

Vahvista painamalla <SET>-painiketta

Hälytys

Paina reaaliaikatilassa hälytyssolmun painiketta. MODE siirtyäksesi hälytystilaan.

Paina <ADJ>-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle tai pois.

Aktivoi hälytys painamalla <SET>-painiketta 2 sekunnin ajan.

ajastinasetus, tuntinumero vilkkuu, paina <ADJ>-painiketta säätääksesi.

Paina <SET>-painiketta uudelleen päästäksesi minuuttiasetukset. Jos minuuttien numero vilkkuu, säädä sitä painamalla <ADJ>-painiketta.

Vahvista painamalla <SET>-painiketta.

Lämpömittari

Paina reaaliaikatilassa <MODE> kahdesti siirtyäksesi lämpötilalaan.

Valitse C- tai F-muoto painamalla <ADJ>-painiketta.

Lähtölaskenta aika

paina <MODE>-painiketta 3 kertaa siirtyäksesi asetuksiin. Paina ja pidä painettuna <SET>-painiketta 2 sekunnin ajan syöttääksesi ajastimen ajan. Paina <ADJ>-painiketta säätääksesi asetusta. Tuntinumero tulee näkyviin.

Paina <SET>-painiketta uudelleen päästäksesi minuuttiasetukset. Minuuttinumero alkaa vilkkua. Paina <ADI>-painiketta säätääksesi

Vahvista painamalla <SET>-painiketta.

Paina <ADI>-painiketta aloittaaksesi ajastimen, kun ajastimen arvo ei ole 00:00, paina <ADI>-painiketta uudelleen pysäyttääksesi ajastimen.

Kun lähtölaskenta saavuttaa 00:00, kuuluu hälytys ja laskurin arvo ladataan uudelleen.

AKUN VAIHTO-OHJEET

Aseta paristot oikein ja kiinnitä huomiota +/- napaisuuteen.

Käytä vain yhden tyyppistä akkua.

Vaihda aina koko paristosarja.

Tyhjät paristot tulee poistaa laitteesta, älä koskaan heitä paristoja tuleen.

Älä koskaan yritä ladata tavallisia akkuja.

Käyttämättömät akut tulee säilyttää pakkauksissaan erillään metalliesineistä.

Älä jätä lapsia ilman valvontaa.

KÄRKI

- Laite tulee tarkistaa toimituksen täydellisyyden ja näkyvien vaurioiden varalta.
- Jos toimitus on epätäydellinen tai viallisesta pakkauksesta tai kuljetuksesta johtuva vaurio, ota yhteyttä huoltopalveluun.

TEKNISET TIEDOT

- Ilmoitukset prosentteina ja grammoina litrassa
- Automaattinen virrankatkaisutoiminto
- Taustavalaistu LCD-näyttö
- Väri: Valkoinen
- Tuote on CE- ja RoHS-sertifioitu
- Mittausalue 0 - 1,9 g/l
- Tarkkuus 0,01 %

- Mitat 12cm x 4cm x 2,5cm
- Virtalähde: 2 x AAA-paristot
- Anturi: kehittynyt puolijohdealkoholioksidianturi
- Tarkkuus: -0,01% -0,02% 0,05% BAC:lla
- Syöttöteho: 2 x "AAA" alkaliparisto 1,5 V Käyttöaika: lämpeneminen: 10s, vaste: <5s
- Automaattinen virrankatkaisu: noin 1 minuutti

TURVALLISUUSOHJEET

- Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Älä käytä testerin lähellä stimuloivia aineita, kuten maaleja, hyönteismyrkkyjä tai alkoholia.
- Älä sijoita testeria suljettuun tilaan, jossa on saastunutta ilmaa.
- Jokaisen ihmisen keho reagoi alkoholiin eri tavalla
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Käytä puhdistukseen kosteaa liinaa tai mietoa pesuainetta.
- Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Tuotetta ei ole tarkoitettu lasten leikkimiseen.
- Varmista, että pakkausmateriaaleja ei jätetä ilman valvontaa. Lapset voivat alkaa leikkiä niillä, mikä on vaarallista.
- Suojaa tuotetta äärimmäisiltä lämpötiloilta, suoralta auringonvalolta, voimakkaalta värinältä, korkealta kosteudelta, kosteudelta, syttyviltä kaasuilta, höyryiltä ja liuottimilla.
- Älä altista tuotetta mekaaniselle kuormitukselle.
- Jos turvallinen käyttö ei ole enää mahdollista, lopeta käyttö ja varmista tuote ennen uudelleenkäyttöä. Turvallinen käyttö ei ole mahdollista, jos tuote: - on vaurioitunut, - ei toimi kunnolla, - on säilytetty pitkään epäsuotuisissa olosuhteissa tai - on kuljetuksen aikana altistunut liiallisille kuormituksille.
- Tuotteen käyttö on kiellettyä, jos jokin sen osa on vaurioitunut. Jos kaapeli vaurioituu, on kiellettyä tehdä korjauksia itse.
- Älä pura laitetta itse.
- Älä käytä vanhoja tai uusia paristoja, eri merkkisiä tai kemikaaleja.
- Älä lataa, vahingoita tai avaa akkua.
- Älä niele paristoja. Jos paristo on nielty, ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Tuotetta tulee aina käyttää tarkoitettulla tavalla.

AKKUJEN TURVALLISUUSOHJEET

- Pidä paristot/ladattavat akut poissa lasten ulottuvilta. Jos ainetta on nielty, hakeudu välittömästi lääkäriin!
- Kertakäyttöisiä paristoja ei voi ladata uudelleen. Paristoja/akkuja ei saa oikosulkea ja/tai avata. Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä koskaan heitä paristoja/akkuja tuleen tai veteen.
- Älä koskaan altista paristoja/ladattavia akkuja mekaaniselle rasitukselle.
- Hapon vuotamisen vaara paristoista/akuista.
- Vältä äärimmäisiä olosuhteita ja lämpötiloja, jotka voivat vaikuttaa akkuihin/ladattaviin akkuihin, kuten lämpöpatterit/suora auringonvalo.
- Jos paristot/akut vuotavat, vältä kemikaalien joutumista iholle, silmiin ja limakalvoille! Huuhtelee altistuneet alueet välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin!
- Vuotaneet tai vaurioituneet paristot/ladattavat akut voivat aiheuttaa kemiallisia palovammoja koskettaessaan ihoa. Siksi tällaisissa tapauksissa on käytettävä asianmukaisia suojakäsineitä.



VINKKEJÄ JA TIETOA KÄYTETTYJEN PAKKAUSTEN HALLINTAAN

Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan hävittää paikallisessa kierrätyskeskuksessa.

Käytetty pakkausmateriaali tulee toimittaa paikallisten viranomaisten määräämään jätteenkeräyspisteeseen. Tietoja käytetyn tuotteen hävittämisestä antaa kunnan tai kaupungin virasto.



KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA SÄHKÖLAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN

Ympäristönsuojeluyksistä käytettyjä sähkö- ja elektroniikkatuotteita ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä asianmukaisesti. Tietoja keräyspisteistä ja niiden aukioloajoista antaa asianomainen toimisto.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Tuote täyttää eurooppalaiset ja kansalliset laitteiden ja tuotteiden turvallisuusvaatimukset.



Tämä tuote täyttää sitä koskevien asiaankuuluvien eurooppalaisten ja kansallisten RoHS-direktiivien vaatimukset.



Paristojen/akkujen väärä hävittäminen on uhka ympäristölle!

Paristoja/ladattavia paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne voivat sisältää haitallisia raskasmetalleja ja niitä tulee käsitellä erikoisjätteenä. Raskasmetallien kemialliset symbolit ovat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

Siksi käytetyt paristot/akut tulee toimittaa kunnallisiin vaarallisten jätteiden keräyspisteisiin.

Sisäänrakennettua akkua ei voi purkaa hävittämistä varten. Koko tuote tulee toimittaa elektroniikkaromun keräyspisteeseen.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteen tekstiin, suunnitteluun ja teknisiin tietoihin ilman ennakoilmoitusta.

Gerbiamasis Pone/Ponia, dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį!

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kaip tinkamai naudoti gaminį.

Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje, ir vadovaukitės jo rekomendacijomis, nes jos nesilaikymas gali kelti pavojų gyvybei arba sveikatai.

PRIETAISO TAIKYMAS IR APRAŠYMAS

Skaitmeninis alkotesteris yra nešiojamasis prietaisas alkoholio kiekiui iškvėpiamame ore matuoti. Jame yra LCD ekranas ir keli valdymo mygtukai, leidžiantys greitai ir tiksliai nuskaityti rezultatus.

Alkotesteris be burnos yra nešiojamas ir lengvai laikomas, todėl visada galite jį turėti su savimi, kad ir kur eitumėte. Dabar galite būti tikri, kad iškilus poreikiui visada būsite pasiruošę patikrinti savo blaivumą.

AKTYVAVIMAS

Pasirodo simbolis „apšilimas“ ir atgalinis skaičiavimas prasideda nuo 10 iki 00, o tai reiškia, kad praėjus šiam laikui testeris yra paruoštas naudoti. Bus rodomas BLOW. Priartinkite ir pūskite orą į jutiklį 3–5 sekundes. Perskaitykite testo rezultatą alkotesterio LCD ekrane.

Kai koncentracija didesnė nei 0,02%, bus rodomas žodis ATSARGIAI

Kai koncentracija didesnė nei 0,05%, bus rodomas žodis PAVOJUS

Norint gauti tikslesnius rezultatus, gamintojas rekomenduoja patikrinti 2-3 kartus

Laikrodžio nustatymas

Realiaame režime paspauskite <ADJ, kad pasirinktumėte 12 valandų arba 24 valandų formatą.

Paspauskite ir palaikykite <SET 2 sekundes, kad įvestumėte realaus laiko nustatymus. LCD laikrodžio ekrane pradės mirksėti valandų skaičius.

Norėdami sureguliuoti, paspauskite mygtuką <AD.

Dar kartą paspauskite SET> mygtuką, kad įvestumėte minučių nustatymus. Pradės mirksėti minučių skaitmenys. Norėdami nustatyti, paspauskite mygtuką <ADJ>.

Paspauskite SET mygtuką, kad patvirtintumėte

Signalizacija

Realaus laiko režimu paspauskite aliarmo mazgo mygtuką. MODE, kad įjungtumėte aliarmo režimą.

Norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą, paspauskite ADJ mygtuką.

Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite <SET) mygtuką, kad įjungtumėte žadintuvą.

laikmačio nustatymas, valandų skaitmenys mirksi, paspauskite <ADJ> mygtuką, kad sureguliuotumėte.

Dar kartą paspauskite SET mygtuką, kad įvestumėte minučių nustatymus. Jei mirksi minučių skaitmuo, paspauskite <ADJ mygtuką, kad jį sureguliuotumėte.

Paspauskite <SET mygtuką, kad patvirtintumėte.

Termometras

Realaus laiko režimu du kartus paspauskite <MODE>, kad įjungtumėte temperatūros režimą.

Paspauskite mygtuką <ADJ>, kad pasirinktumėte C arba F formatą.

Atgalinės atskaitos laikas

3 kartus paspauskite MODE mygtuką, kad įvestumėte nustatymus. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite SET mygtuką, kad įvestumėte laikmačio laiką. Norėdami pakoreguoti nustatymą, paspauskite mygtuką (ADJ). Bus rodomas valandų skaičius.

Dar kartą paspauskite SET mygtuką, kad įvestumėte minučių nustatymus. Pradės mirksėti minučių skaitmuo. Norėdami sureguliuoti, paspauskite <ADI mygtuką

Paspauskite SET mygtuką, kad patvirtintumėte.

Paspauskite <ADI mygtuką, kad pradėtumėte atgalinį skaičiavimą, kai laikmačio reikšmė nėra 00:00, dar kartą paspauskite <ADI mygtuką, kad sustabdytumėte laikmatį.

Kai atgalinis skaičiavimas pasieks 00:00, pasigirs aliarmas ir skaitiklio reikšmė bus įkelta iš naujo.

AKUMULIATORIŲ PAKEITIMO INSTRUKCIJOS

Tinkamai įdėkite baterijas, atkreipkite dėmesį į +/- poliškumą.

Naudokite tik vieno tipo bateriją.

Visada pakeiskite visą baterijų komplektą.

Išsikrovusias baterijas reikia išimti iš prietaiso, niekada nemeskite baterijų į ugnį.

Niekada nebandykite įkrauti įprastų baterijų.

Nenaudojamas baterijas reikia laikyti pakuotėje toliau nuo metalinių daiktų.

Nepalikite vaikų be priežiūros.

PATARIMAS

- Prietaisas turi būti patikrintas dėl pristatymo išsamumo ir matomų pažeidimų.
- Jei pristatymas nepilnas arba sugadintas dėl netinkamos pakuotės ar transportavimo, susisiekite su aptarnavimo linija.

TECHNINIAI DUOMENYS

- Nurodymai procentais ir gramais litre
- Automatinio išjungimo funkcija
- LCD ekranas su apšvietimu
- Spalva: balta

- Produktas turi CE ir RoHS sertifikatą
- Matavimo diapazonas nuo 0 iki 1,9 g/l
- Tikslumas 0,01 %
- Išmatavimai 12cm x 4cm x 2,5cm
- Maitinimas: 2 x AAA baterijos
- Jutiklis: pažangus puslaidininkinis alkoholio oksido jutiklis
- Tikslumas: -0,01% -0,02%, esant 0,05% BAC
- Įvesties galia: 2 x "AAA" šarminės baterijos 1,5V Veikimo laikas: įšilimas: 10s, atsakas: <5s
- Automatinis išjungimas: apie 1 minutę

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šį gaminį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ar žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuojami apie saugų gaminio naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- Prie testerio nenaudokite jokių stimuliuojančių medžiagų, tokių kaip dažai, insekticidai ar alkoholis.
- Nestatykite testerio uždaroje patalpoje, kurioje yra užterštas oras.
- Kiekvieno žmogaus organizmas skirtingai reaguoja į alkoholį
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Valymui naudokite drėgną skudurėlį arba švelnų ploviklį.
- Nenaudokite pažeisto įrenginio.
- Gaminys nėra skirtas vaikams žaisti.
- Įsitikinkite, kad pakavimo medžiagos nėra paliktos be priežiūros. Vaikai gali pradėti su jais žaisti, o tai pavojinga.
- Saugokite gaminį nuo ekstremalių temperatūrų, tiesioginių saulės spindulių, stiprios vibracijos, didelės drėgmės, drėgmės, degių dujų, garų ir tirpiklių.
- Nelaikykite gaminio mechaninių apkrovų.
- Jei saugiai eksploatuoti nebeįmanoma, nutraukite naudojimą ir užfiksuokite gaminį prieš pakartotinį naudojimą. Saugus eksploatavimas neįmanomas, jei gaminys: - buvo pažeistas, - netinkamai veikia, - ilgą laiką buvo laikomas nepalankiomis sąlygomis arba - transportavimo metu buvo per daug apkrautas.
- Draudžiama naudoti gaminį, jei kuri nors jo dalis yra pažeista. Pažeidus laidą, patiems remontuoti draudžiama.
- Neardykite prietaiso patys.
- Nenaudokite senų ar naujų baterijų, skirtingų gamintojų ar cheminių medžiagų.
- Neįkraukite, nepažeiskite ir neatidarykite akumuliatoriaus.
- Neprarykite baterijų. Prarijus bateriją, nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
- Produktas visada turi būti naudojamas pagal paskirtį.

AKUMULIATORIŲ SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Baterijas / įkraunamas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus, nedelsiant kreipkitės į gydytoją!
- Vienkartinių baterijų įkrauti negalima. Baterijos / įkraunamos baterijos neturėtų būti trumpai jungiamos ir (arba) atidarytos. Tai gali sukelti perkaitimą, gaisrą arba sprogimą.
- Niekada nemeskite baterijų/įkraunamų baterijų į ugnį ar vandenį.
- Niekada nepalikite baterijų / įkraunamų baterijų mechaniniam poveikiui.
- Rūgšties nutekėjimo iš baterijų/akumuliatorių pavojus.
- Venkite ekstremalių sąlygų ir temperatūrų, kurios gali turėti įtakos akumuliatoriams / įkraunamiems akumuliatoriams, pvz., radiatorių / tiesioginių saulės spindulių.
- Jei baterijos / įkraunamos baterijos nutekėjo, stenkitės, kad cheminės medžiagos nepatektų ant odos, į akis ir gleivines! Pažeistas vietas nedelsiant nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją!
- Išsiliejusios arba pažeistos baterijos/įkraunamos baterijos gali sukelti cheminius nudegimus, kai jie liečiasi ant odos. Todėl tokiais atvejais reikia mūvėti tinkamas apsaugines pirštines.



PATARIMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKUOČIŲ TVARKYMĄ

Pakuotė pagaminta iš aplinkai nekenksmingų medžiagų, kurias galima išmesti vietiniame perdirbimo centre.

Panaudotos pakavimo medžiagos turi būti pristatytos į vietos valdžios nurodytą atliekų surinkimo punktą. Informaciją, kaip išmesti panaudotą gaminį, teikia komunos arba miesto biuras.



NAUDOTŲ ELEKTROS IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMAS

Aplinkos apsaugos sumetimais panaudotas elektros ir elektroninius gaminius reikia išmesti ne kartu su buitinėmis atliekomis, o tinkamai išmesti. Informaciją apie surinkimo punktus ir jų darbo laiką teikia atitinkamas biuras.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių direktyvų reikalavimus. Gaminys atitinka Europos ir nacionalinius prietaisų ir gaminių saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka jam taikomų atitinkamų Europos ir nacionalinių RoHS direktyvų reikalavimus.



Netinkamas baterijų/įkraunamų baterijų utilizavimas kelia grėsmę aplinkai!

Baterijų/įkraunamų baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Juose gali būti kenksmingų sunkiųjų metalų, todėl juos reikia tvarkyti kaip specialias atliekas. Cheminiai sunkiųjų metalų simboliai yra: Cd = kadmio, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas. Todėl panaudotas baterijas/akumuliatorius reikia siųsti į komunalinių pavojingų atliekų surinkimo punktus. Integruotos baterijos negalima išardyti ir išmesti. Visą gaminį reikia atiduoti į elektronikos atliekų surinkimo punktą.

Pasiliegame teisę be įspėjimo keisti gaminio tekstą, dizainą ir techninius duomenis.

Godātais kungs/kundze! Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, izlasiet tālāk sniegtos norādījumus par pareizu produkta lietošanu.

Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai uzziņai un ievērojiet tās ieteikumus, jo tās neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

IERĪCES PIELIETOJUMS UN APRAKSTS

Digitālais alkometrs ir pārnēsājama ierīce alkohola satura mērīšanai izelpotā gaisā. Tas ir aprīkots ar LCD displeju un vairākām vadības pogām, kas nodrošina ātru un precīzu rezultātu nolasīšanu.

Alkometrs bez mutes ir pārnēsājams un viegli uzglabājams, tāpēc to vienmēr varat nēsāt līdz neatkarīgi no tā, kur dodaties. Tagad varat būt drošs, ka vienmēr būsiet gatavs pārbaudīt savu prātu, kad radīsies tāda nepieciešamība.

AKTIVIZĒŠANA

Parādās simbols "iesildīšanās" un atpakaļskaitīšana sākas no 10 līdz 00, kas nozīmē, ka pēc šī laika testeris ir gatavs lietošanai. Tiks parādīts BLOW. Tuviniet un pūstiet gaisu sensorā 3-5 sekundes. Izlasi testa rezultātu alkometra LCD displejā.

Ja koncentrācija pārsniedz 0,02%, tiks parādīts vārds UZMANĪBU

Ja koncentrācija pārsniedz 0,05%, tiks parādīts vārds BĪSTAMI

Lai iegūtu precīzākus rezultātus, ražotājs iesaka pārbaudīt 2-3 reizes

Pulksteņa iestatīšana

Reālajā režīmā nospiediet <ADJ, lai atlasītu 12 stundu vai 24 stundu formātu.

Nospiediet un turiet <SET 2 sekundes, lai ievadītu reāllaika iestatījumus. LCD pulksteņa displejā sāks mirgot stundu cipars. Nospiediet pogu <AD, lai pielāgotu.

Vēlreiz nospiediet pogu SET>, lai ievadītu minūšu iestatījumus. Sāks mirgot minūšu cipari. Lai iestatītu, nospiediet pogu <ADJ>.

Nospiediet pogu SET, lai apstiprinātu

Signalizācija

Reāllaika režīmā nospiediet trauksmes mezgla pogu. MODE, lai pārietu uz modinātāja režīmu.

Nospiediet ADJ pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātāju.

Nospiediet un turiet pogu <SET) 2 sekundes, lai aktivizētu modinātāju.

taimera iestatījums, stundu cipars mirgo, nospiediet pogu <ADJ>, lai pielāgotu.

Vēlreiz nospiediet pogu SET, lai ievadītu minūšu iestatījumus. Ja mirgo minūšu cipars, nospiediet pogu <ADJ, lai to pielāgotu.

Nospiediet pogu <SET, lai apstiprinātu.

Termometrs

Reāllaika režīmā divreiz nospiediet <MODE>, lai pārietu uz temperatūras režīmu.

Nospiediet pogu <ADJ>, lai atlasītu C vai F formātu.

Atpakaļskaitīšanas laiks

nospiediet MODE pogu 3 reizes, lai ievadītu iestatījumus. Nospiediet un turiet pogu SET 2 sekundes, lai ievadītu taimera laiku. Nospiediet pogu (ADJ), lai pielāgotu iestatījumu. Tiks parādīts stundu cipars.

Vēlreiz nospiediet pogu SET, lai ievadītu minūšu iestatījumus. Minūtes cipars sāks mirgot. Nospiediet <ADI pogu, lai pielāgotu

Nospiediet pogu SET, lai apstiprinātu.

Nospiediet <ADI pogu, lai sāktu atpakaļskaitīšanu, ja taimera vērtība nav 00:00, vēlreiz nospiediet <ADI pogu, lai apturētu taimeri.

Kad atpakaļskaitīšana sasniedz 00:00, atskanēs trauksmes signāls un pēc tam skaitītāja vērtība tiks atkārtoti ielādēta.

AKUMULATORA NOMAINAS INSTRUKCIJAS

Ievietojiet baterijas pareizi, pievēršot uzmanību +/- polaritātei.

Izmantojiet tikai viena veida akumulatoru.

Vienmēr nomainiet visu bateriju komplektu.

Izlietotās baterijas ir jāizņem no ierīces, nekad nemetiet baterijas ugunī.

Nekad nemēģiniet uzlādēt parastos akumulatorus.

Neizlietotās baterijas jāuzglabā to iepakojumā, prom no metāla priekšmetiem.

Neatstājiet bērns bez uzraudzības.

PADOMS

- Jāpārbauda, vai ierīce ir pilnībā piegādāta un vai nav redzami bojājumi.
- Nepilnīgas piegādes gadījumā vai bojāta iepakojuma vai transportēšanas dēļ, lūdzu, sazinieties ar servisa tālruni.

TEHNISKIE DATI

- Norādes procentos un gramos litrā
- Automātiskā izslēgšanas funkcija
- Izgaismots LCD displejs
- Krāsa: balta
- Produktam ir CE un RoHS sertifikāts
- Mērījumu diapazons no 0 līdz 1,9 g/l
- Precizitāte 0,01%
- Izmēri 12cm x 4cm x 2,5cm

- Barošana: 2 x AAA baterijas
- Sensors: uzlabots pusvadītāju spirta oksīda sensors
- Precizitāte: -0,01% -0,02% pie 0,05% BAC
- Ieejas jauda: 2 x "AAA" sārma baterijas 1.5V Darbības laiks: iesildīšanās: 10s, reakcija: <5s
- Automātiskā izslēgšanās: apmēram 1 minūte

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Šo izstrādājumu var lietot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai norādījumi par produkta drošu lietošanu un viņi saprot ar to saistītos riskus.
- Testera tuvumā neizmantojiet stimulējošas vielas, piemēram, krāsas, insekticīdus vai alkoholu.
- Nenovietojiet testerī slēgtā telpā ar piesārņotu gaisu.
- Katra cilvēka ķermenis uz alkoholu reaģē atšķirīgi
- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Tīrīšanai izmantojiet mitru drānu vai maigu mazgāšanas līdzekli.
- Neizmantojiet bojātu ierīci.
- Produkts nav paredzēts, lai bērni ar to varētu rotaļāties.
- Pārliecinieties, vai iepakojuma materiāli netiek atstāti bez uzraudzības. Bērni var sākt ar viņiem spēlēties, kas ir bīstami.
- Sargājiet produktu no ekstremālām temperatūrām, tiešiem saules stariem, spēcīgām vibrācijām, augsta mitruma, mitruma, uzliesmojošām gāzēm, tvaikiem un šķīdinātājiem.
- Nepakļaujiet izstrādājumu mehāniskām slodzēm.
- Ja droša darbība vairs nav iespējama, pārtrauciet lietošanu un nostipriniet produktu pirms atkārtotas lietošanas. Droša ekspluatācija nav iespējama, ja prece: - ir bojāta, - nedarbojas pareizi, - ir ilgstoši uzglabāta nelabvēlīgos apstākļos vai - transportēšanas laikā ir bijusi pakļauta pārmērīgai slodzei.
- Aizliegts lietot produktu, ja kāda tā daļa ir bojāta. Kabeļa bojājumu gadījumā ir aizliegts veikt remontu pašiem.
- Neizjauciet ierīci paši.
- Neizmantojiet vecas vai jaunas baterijas, dažādu zīmolu vai ķīmiskas vielas.
- Neuzlādējiet, nesabojājiet un neatveriet akumulatoru.
- Nenoriet baterijas. Ja akumulators ir norīts, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
- Produkts vienmēr jālieto, kā paredzēts.

AKUMULATORU DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Glabājiet baterijas/uzlādējamās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja norīts, nekavējoties vērsieties pie ārsta!
- Vienreizējās lietošanas baterijas nevar uzlādēt. Baterijas/uzlādējamās baterijas nedrīkst radīt īssavienojumu un/vai atvērt. Tas var izraisīt pārkaršanu, aizdegšanos vai eksploziju.
- Nekad nemetiet baterijas/uzlādējamās baterijas ugunī vai ūdenī.
- Nekad nepakļaujiet akumulatorus/uzlādējamās baterijas mehāniskai slodzei.
- Skābes noplūdes risks no baterijām/akumulatoriem.
- Izvairieties no ekstremāliem apstākļiem un temperatūras, kas var ietekmēt akumulatorus/uzlādējamās baterijas, piemēram, radiatorus/tiešos saules starus.
- Ja akumulatoriem/akumulatoriem ir noplūde, izvairieties no saskares ar ķīmikālijām uz ādas, acīm un gļotādām! Nekavējoties izskalojiet skartās vietas ar tīru ūdeni un konsultējieties ar ārstu!
- Izšļakstīti vai bojāti akumulatori/akumulatori, pieskaroties ādai, var izraisīt ķīmiskus apdegumus. Tāpēc šādos gadījumos jāvalkā atbilstoši aizsargcimdi.



PADOMI UN INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀ IEPAKOJUMA PĀRVALDĪBU

Iepakojums ir izgatavots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus var nodot vietējā pārstrādes centrā.

Izlietotais iepakojuma materiāls jānogādā vietējo varas iestāžu norādītā atkritumu savākšanas punktā. Informāciju par to, kā atbrīvoties no izlietotā produkta, sniedz komūna vai pilsētas pārvalde.



IZMANTOTO ELEKTRISKĀS UN ELEKTRONISKĀS IERĪCES ATBRĪVOŠANA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ nolietotus elektriskos un elektroniskos izstrādājumus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet gan pareizi. Informāciju par savākšanas punktiem un to darba laiku sniedz attiecīgais birojs.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām, kas uz to attiecas. Produkts atbilst Eiropas un valsts prasībām attiecībā uz ierīču un izstrādājumu drošību.



Šis produkts atbilst attiecīgo Eiropas un valstu RoHS direktīvu prasībām, kas uz to attiecas.



Nepareiza bateriju/akumulatoru utilizācija apdraud vidi!

Baterijas/uzlādējamās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Tie var saturēt kaitīgus smagos metālus, un tie ir jāapstrādā kā īpaši atkritumi. Smago metālu ķīmiskie simboli ir: Cd = kadmījs, Hg = dzīvsudrabs, Pb = svins.

Tāpēc izlietotās baterijas/akumulatori jānosūta uz sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktiem.

Iebūvēto akumulatoru nevar izjaukt iznīcināšanai. Viss izstrādājums jānodod elektronikas atkritumu savākšanas punktā.

Mēs paturam tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas produkta tekstā, dizainā un tehniskajos datos.

Lugupeetud proua, täname teid meie toote ostmise eest!

Enne toote kasutamist lugege palun allolevaid juhiseid toote õigeks kasutamiseks.

Hoidke käesolev juhend edaspidiseks kasutamiseks alles ja järgige selle soovitusi, sest selle järgimata jätmine võib ohustada elu või tervist.

SEADME RAKENDUS JA KIRJELDUS

Digitaalne alkomeeter on kaasaskantav seade alkoholisisalduse mõõtmiseks väljahingatavas õhus. See on varustatud LCD-ekraani ja mitme juhtnupuga, mis võimaldavad tulemuste kiiret ja täpset lugemist.

Suuta alkomeeter on kaasaskantav ja seda on lihtne hoida, nii et teil on see alati kaasas, olenemata sellest, kuhu lähete. Nüüd võite olla kindel, et olete alati valmis oma kainust proovile panema, kui selleks vajadus tekib.

AKTIVEERIMINE

Ilmub "soojenduse" sümbol ja loendus algab 10-st 00-ni, mis tähendab, et pärast seda aega on tester kasutamiseks valmis. Kuvatakse BLOW. Suumige sisse ja puhuge õhku andurisse 3-5 sekundit. Lugege testi tulemust alkomeetri LCD-ekraanilt.

Kui kontsentratsioon on üle 0,02%, kuvatakse sõna ETTEVAATUST

Kui kontsentratsioon on üle 0,05%, kuvatakse sõna OHT

Täpsemate tulemuste saamiseks soovib tootja kontrollida 2-3 korda

Kella seadistus

Reaali režiimis vajutage <ADJ, et valida 12-tunnine või 24-tunnine vorming.

Vajutage ja hoidke 2 sekundit all <SET, et sisestada reaallajas sätteid. LCD-kella ekraanil hakkab vilkuma tundide number. Reguleerimiseks vajutage nuppu <AD.

Minutiseadete sisestamiseks vajutage uuesti nuppu SET>. Minutinumbrid hakkavad vilkuma. Määramiseks vajutage nuppu <ADJ>.

Kinnitamiseks vajutage nuppu SET

Alarm

Reaallajas režiimis vajutage häiresõlme nuppu. MODE häirerežiimi sisenemiseks.

Äratuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu ADJ.

Alarmi aktiveerimiseks hoidke nuppu <SET) all 2 sekundit.

taimeri seadistus, tunninumbrid vilguvad, reguleerimiseks vajutage nuppu <ADJ>.

Minutiseadete sisestamiseks vajutage uuesti nuppu SET. Kui minuti number vilgub, vajutage selle reguleerimiseks nuppu <ADJ.

Kinnitamiseks vajutage nuppu <SET.

Termomeeter

Reaallajas režiimis vajutage temperatuurirežiimi sisenemiseks kaks korda <MODE>.

C- või F-vormingu valimiseks vajutage nuppu <ADJ>.

Loendusae

Seadete sisestamiseks vajutage 3 korda nuppu MODE. Taimeri aja sisestamiseks vajutage ja hoidke nuppu SET 2 sekundit all. Seadistuse reguleerimiseks vajutage nuppu (ADJ). Kuvatakse tundide number.

Minutiseadete sisestamiseks vajutage uuesti nuppu SET. Minuti number hakkab vilkuma. Reguleerimiseks vajutage nuppu <ADI

Kinnitamiseks vajutage nuppu SET.

Pöördloenduse alustamiseks vajutage nuppu <ADI, kui taimeri väärtus ei ole 00:00, vajutage taimeri peatamiseks uuesti nuppu <ADI.

Kui pöördloendus jõuab 00:00-ni, kõlab alarm ja seejärel laaditakse loenduri väärtus uuesti.

AKU VAHETAMISE JUHISED

Sisestage patareid õigesti, pöörates tähelepanu +/- polaarsusele.

Kasutage ainult ühte tüüpi akut.

Vahetage alati kogu patareikomplekt välja.

Tühjad akud tuleb seadmest eemaldada, mitte kunagi visata akusid tulle.

Ärge kunagi proovige laadida tavalisi akusid.

Kasutamata patareisid tuleb hoida metalletest eemal pakendis.

Ärge jätke lapsi järelevalveta.

VIHJE

- Seadet tuleb kontrollida tarne täielikkuse ja nähtavate kahjustuste suhtes.
- Mittetäieliku tarne või vigase pakendi või transpordi tõttu tekkinud kahju korral võtke ühendust teenindustelefoniga.

TEHNILISED ANDMED

- Näidustused protsentides ja grammides liitri kohta
- Automaatse väljalülitamise funktsioon
- Taustvalgustusega LCD ekraan
- Värv: valge
- Toode on CE ja RoHS sertifikaadiga
- Mõõtevahemik 0 kuni 1,9 g/l
- Täpsus 0,01%
- Mõõdud 12cm x 4cm x 2,5cm

- Toide: 2 x AAA patareid
- Andur: täiustatud pooljuhtalkoholoksiidi andur
- Täpsus: -0,01% -0,02% 0,05% BAC juures
- Sisendvõimsus: 2 x "AAA" leelispatareid 1,5 V Tööaeg: soojenemine: 10s, reaktsioon: <5s
- Automaatne väljalülitus: umbes 1 minut

OHUTUSJUHISED

- Seda toodet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused või teadmised, kui neile on antud järelevalvet või neile on antud juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- Ärge kasutage testri läheduses mingeid stimuleerivaid aineid, nagu värvid, insektitsiidid või alkohol.
- Ärge asetage testerit suletud ruumi, kus on saastunud õhk.
- Iga inimese organism reageerib alkoholile erinevalt
- Ärge kunagi kastke seadet vette.
- Puhastamiseks kasutage niisket lappi või õrnatoimelist puhastusvahendit.
- Ärge kasutage kahjustatud seadet.
- Toode ei ole mõeldud lastele mängimiseks.
- Veenduge, et pakkematerjale ei jäetaks järelevalveta. Lapsed võivad hakata nendega mängima, mis on ohtlik.
- Kaitske toodet äärmuslike temperatuuride, otsese päikesevalguse, tugeva vibratsiooni, kõrge niiskuse, niiskuse, tuleohtlike gaaside, aurude ja lahustite eest.
- Ärge jätke toodet mehaaniliste koormuste kätte.
- Kui ohutu kasutamine ei ole enam võimalik, lõpetage kasutamine ja kinnitage toode enne uuesti kasutamist. Ohutu kasutamine ei ole võimalik, kui toode: - on kahjustatud, - ei tööta korralikult, - on olnud pikka aega ladustatud ebasoodsates tingimustes või - on transportimise ajal saanud liigse koormuse.
- Toote kasutamine on keelatud, kui mõni selle osa on kahjustatud. Kaabli kahjustamise korral on keelatud ise remontida.
- Ärge võtke seadet ise lahti.
- Ärge kasutage vanu ega uusi patareid, erinevat marki ega kemikaale.
- Ärge laadige, kahjustage ega avage akut.
- Ärge neelake patareid alla. Aku allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Toodet tuleb alati kasutada ettenähtud viisil.

AKUDE OHUTUSJUHISED

- Hoidke patareid/laetavaid patareid lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole!
- Ühekordselt kasutatavaid akusid ei saa laadida. Akusid/akusid ei tohi lühistada ja/või avada. See võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või plahvatust.
- Ärge kunagi visake patareid/akusid tulle või vette.
- Ärge kunagi jätke patareid/akusid mehaanilise koormuse kätte.
- Happe lekkimise oht patareidest/akudest.
- Vältige äärmuslikke tingimusi ja temperatuure, mis võivad mõjutada patareid/laetavaid akusid, nt radiaatorid/otsene päikesevalgus.
- Kui patareid/akud lekivad, vältige kemikaalide sattumist nahale, silmadele ja limaskestadele! Loputage kahjustatud piirkondi koheselt puhta veega ja pöörduge arsti poole!
- Mahavalgunud või kahjustatud akud/taaslaetavad akud võivad nahka puudutades põhjustada keemilisi põletusi. Seetõttu tuleks sellistel juhtudel kanda sobivaid kaitsekindaid.



NÕUANDED JA TEAVE KASUTATUD PAKENDITE HALDAMISE KOHTA

Pakend on valmistatud keskkonnasõbralikest materjalidest, mille saab ära anda kohalikus taaskasutuskeskuses.

Kasutatud pakkematerjal tuleb toimetada kohalike omavalitsuste poolt määratud jäätmekogumispunkti. Teavet kasutatud toote utiliseerimise kohta annab omavalitsus või linnavalitsus.



KASUTATUD ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE UTILISEERIMINE

Keskkonnakaitselistel põhjustel ei tohi kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid visata ära olmeprügi hulka, vaid käidelda õigesti. Teavet kogumispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta annab vastav esindus.



See toode vastab sellele kohalduvate asjakohaste Euroopa ja riiklike direktiivide nõuetele. Toode vastab Euroopa ja riiklikele seadmete ja toodete ohutuse nõuetele.



See toode vastab asjakohaste Euroopa ja riiklike RoHS direktiivide nõuetele, mis sellele kehtivad.



Patareide/akude ebaõige utiliseerimine ohustab keskkonda!

Patareisid/akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Need võivad sisaldada kahjulikke raskmetalle ja neid tuleks käsitleda erijäätmetena. Raskmetallide keemilised sümbolid on: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii.

Seetõttu tuleks kasutatud patareid/akud saata ohtlike jäätmete kogumispunktidesse.

Sisseehitatud akut ei saa utiliseerimiseks lahti võtta. Kogu toode tuleb üle anda elektroonikaromude kogumispunkti.

Jätame endale õiguse teha toote tekstis, disainis ja tehnilistes andmetes ette teatamata muudatusi.

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!

Pred uporabo izdelka preberite spodnja navodila za pravilno uporabo izdelka.

Prosimo, da shranite ta priročnik za poznejšo uporabo in upoštevate njegova priporočila, saj lahko neupoštevanje ogrozi življenje ali zdravje.

UPORABA IN OPIS NAPRAVE

Digitalni alkokotest je prenosna naprava za merjenje vsebnosti alkohola v izdihanem zraku. Opremljen je z LCD zaslonom in več kontrolnimi gumbi, ki omogočajo hitro in natančno odčitavanje rezultatov.

Alkokotest brez ust je prenosljiv in enostaven za shranjevanje, zato ga imate lahko vedno s seboj, ne glede na to, kam greste. Zdaj ste lahko prepričani, da boste vedno pripravljeni preizkusiti svojo treznost, ko bo to potrebno.

AKTIVACIJA

Prikaže se simbol za ogrevanje in začne se odštevanje od 10 do 00, kar pomeni, da je po tem času tester pripravljen za uporabo. Prikaže se UDAREC. Povečajte in pihajte zrak v senzor 3-5 sekund. Preberite rezultat testa z LCD zaslona alkokotesta.

Nad koncentracijo 0,02 % se prikaže beseda POZOR

Nad koncentracijo 0,05 % se izpiše beseda NEVARNOST

Za natančnejše rezultate proizvajalec priporoča preverjanje 2-3 krat

Nastavitev ure

V realnem načinu pritisnite <ADJ, da izberete 12-urno ali 24-urno obliko.

Pritisnite in držite <SET za 2 sekundi, da vstopite v nastavitve časa v realnem času. Številka ure bo začela utripati na LCD zaslonu ure. Pritisnite gumb <AD za prilagoditev.

Ponovno pritisnite gumb SET> za vstop v nastavitve minut. Številke minut bodo začele utripati. Za nastavitev pritisnite gumb <ADJ>.

Za potrditev pritisnite gumb SET

Alarm

V načinu realnega časa pritisnite gumb vozlišča alarma. MODE za vstop v način alarma.

Pritisnite gumb ADJ, da vklopite ali izklopite alarm.

Pritisnite in držite gumb <SET) 2 sekundi, da aktivirate alarm.

nastavitev časovnika, številka ure utripa, pritisnite gumb <ADJ> za nastavitev.

Ponovno pritisnite gumb SET, da vnesete nastavitve minut. Če številka minut utripa, pritisnite gumb <ADJ, da jo prilagodite.

Pritisnite gumb <SET za potrditev.

Termometer

V načinu realnega časa dvakrat pritisnite <MODE>, da vstopite v temperaturni način.

Pritisnite gumb <ADJ>, da izberete format C ali F.

Odštevanje časa

3-krat pritisnite gumb MODE, da vstopite v nastavitve. Pritisnite in držite gumb SET 2 sekundi, da vnesete čas časovnika. Pritisnite gumb (ADJ), da prilagodite nastavitev. Prikazana bo številka ure.

Ponovno pritisnite gumb SET, da vnesete nastavitve minut. Številka minut bo začela utripati. Za nastavitev pritisnite gumb <ADI

Za potrditev pritisnite gumb SET.

Pritisnite gumb <ADI, da začnete odštevanje; ko vrednost časovnika ni 00:00, ponovno pritisnite gumb <ADI, da ustavite časovnik.

Ko odštevanje doseže 00:00, se oglasi alarm in vrednost števca se ponovno naloži.

NAVODILA ZA MENJAVO BATERIJE

Pravilno vstavite baterije in pazite na polarnost +/-.

Uporabljajte samo eno vrsto baterije.

Vedno zamenjajte celoten komplet baterij.

Izpraznjene baterije odstranite iz naprave, baterij nikoli ne mečite v ogenj.

Nikoli ne poskušajte polniti navadnih baterij.

Neuporabljene baterije shranjujte v embalaži stran od kovinskih predmetov.

Ne puščajte otrok brez nadzora.

NAMIG

- Napravo je treba preveriti glede popolnosti dobave in vidnih poškodb.
- V primeru nepopolne dostave ali poškodb zaradi napačne embalaže ali transporta se obrnite na servisno linijo.

TEHNIČNI PODATKI

- Navedbe v odstotkih in gramih na liter
- Funkcija samodejnega izklopa
- Osvetljen LCD zaslon
- Barva: Bela
- Izdelek ima certifikat CE in RoHS
- Merilno območje od 0 do 1,9 g/l
- Natančnost 0,01 %
- Dimenzije 12cm X 4cm X 2,5cm

- Napajanje: 2 x AAA baterije
- Senzor: napreden polprevodniški senzor alkoholnih oksidov
- Natančnost: -0,01%-0,02% pri 0,05% BAC
- Vhodna moč: 2 x "AAA" alkalne baterije 1,5V Čas delovanja: ogrevanje: 10s, odziv: <5s
- Samodejni izklop: približno 1 minuta

VARNOSTNA NAVODILA

- Ta izdelek lahko uporabljajo otroci od 8. leta dalje in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so bili pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi izdelka in razumejo s tem povezane nevarnosti.
- V bližini testerja ne uporabljajte nobenih stimulativnih snovi, kot so barve, insekticidi ali alkohol.
- Testerja ne postavljajte v zaprt prostor z onesnaženim zrakom.
- Telo vsakega človeka drugače reagira na alkohol
- Naprave nikoli ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje uporabite vlažno krpo ali blag detergent.
- Ne uporabljajte poškodovane naprave.
- Izdelek ni namenjen za igro otrok.
- Poskrbite, da embalažni materiali ne ostanejo brez nadzora. Otroci se lahko začnejo igrati z njimi, kar je nevarno.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi vibracijami, visoko vlažnostjo, vlago, vnetljivimi plini, hlapi in topili.
- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Če varno delovanje ni več mogoče, prenehajte z uporabo in zavarujte izdelek pred ponovno uporabo. Varo delovanje ni možno, če: - je bil izdelek poškodovan, - ne deluje pravilno, - je bil dalj časa shranjen v neugodnih pogojih ali - je bil med transportom izpostavljen čezmernim obremenitvam.
- Uporaba izdelka, če je kateri koli del poškodovan, je prepovedana. V primeru poškodbe kabla je prepovedano popravljati sami.
- Naprave ne razstavljajte sami.
- Ne uporabljajte starih ali novih baterij, drugih znamk ali kemikalij.
- Ne polnite, poškodujte ali odpirajte baterije.
- Ne pogoltnite baterij. Če baterijo zaužijete, se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Izdelek je treba vedno uporabljati v skladu z namenom.

VARNOSTNA NAVODILA ZA BATERIJE

- Baterije/akumulatorje hranite izven dosega otrok. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravnika!
- Baterij za enkratno uporabo ni mogoče ponovno napolniti. Baterij/akumulatorjev ne smete povzročiti kratkega stika in/ali odpreti. To lahko povzroči pregrevanje, požar ali eksplozijo.
- Nikoli ne mečite baterij/akumulatorjev v ogenj ali vodo.
- Baterij/akumulatorjev nikoli ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Nevarnost iztekanja kisline iz baterij/akumulatorjev.
- Izogibajte se ekstremnim pogojem in temperaturam, ki lahko vplivajo na baterije/akumulatorje, npr. radiatorjem/neposredni sončni svetlobi.
- Če baterije/akumulatorji puščajo, preprečite stik kože, oči in sluznice s kemikalijami! Prizadeta mesta takoj sperite s čisto vodo in se posvetujte z zdravnikom!
- Razlite ali poškodovane baterije/akumulatorji lahko ob stiku s kožo povzročijo kemične opekline. Zato je treba v takih primerih nositi ustrezne zaščitne rokavice.



NASVETI IN INFORMACIJE O RAVNANJU Z UPORABLJENO EMBALAŽO

Embalaža je narejena iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate v lokalnem centru za recikliranje.

Uporabljeno embalažo je treba oddati na zbirno mesto za odpadke, ki ga določijo lokalne oblasti. Informacije o tem, kako odstraniti rabljeni izdelek, posreduje občinski ali mestni urad.



ODLAGANJE RABI ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH NAPRAV

Zaradi varstva okolja rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odvreči med gospodinjske odpadke, temveč jih odložite na ustrezen način. Informacije o zbirnih mestih in njihovem delovnem času posreduje pristojni urad.





Ta izdelek je skladen z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv, ki veljajo zanj. Izdelek izpolnjuje evropske in nacionalne zahteve glede varnosti naprav in izdelkov.



Ta izdelek je v skladu z zahtevami ustreznih evropskih in nacionalnih direktiv RoHS, ki veljajo zanj.



Nepravilno odlaganje baterij/akumulatorjev ogroža okolje!

Baterij/akumulatorjev ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Lahko vsebujejo škodljive težke kovine in jih je treba obravnavati kot posebne odpadke. Kemijski simboli težkih kovin so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec.

Zato je treba izrabljene baterije/akumulatorje oddati na komunalna zbirališča nevarnih odpadkov.

Vgrajene baterije ni mogoče razstaviti za odlaganje. Celoten izdelek je treba oddati na zbirno mesto za odpadno elektroniko.

Pridržujemo si pravico do sprememb besedila, dizajna in tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila.

A Sir / Madam, go raibh maith agat as ár dtáirge a cheannach!

Sula n-úsáideann tú an táirge, léigh na treoracha thíos maidir le húsáid cheart an táirge.

Coinnigh an lámhleabhar seo le haghaidh tagartha sa todhchaí le do thoil agus lean a mholtaí, mar d'fhéadfadh sé bheith ina bhagairt do bheatha nó do shláinte mura gcomhlíontar é.

IARRATAS AGUS CUR SÍOS AR AN GLÉAS

Is gléas iniompartha é breathalyzer digiteach chun an cion alcóil san aer easanáilaithe a thomhas. Tá sé feistithe le taispeáint LCD agus roinnt cnaipí rialaithe a chumasaíonn léamh tapa agus beacht na dtorthaí.

Tá an breathalyzer mouthless iniompartha agus éasca le stóráil, ionas gur féidir leat a bheith in éineacht leat i gcónaí, is cuma cén áit a théann tú. Anois is féidir leat a bheith cinnte go mbeidh tú réidh i gcónaí chun do sobriety a thástáil nuair a bhíonn gá leis.

GNÍOMHAÍOCHT

Tá an tsiombail "te suas" le feiceáil agus tosaíonn comhaireamh síos ó 10 go 00, rud a chiallaíonn go bhfuil an tástálaí réidh le húsáid tar éis an ama seo. Taispeánfar BLOW. Súmáil isteach agus séid aer isteach sa braiteoir ar feadh 3-5 soicind. Léigh toradh na tástála ó thaispeántas LCD an breathalyzer.

Os cionn tíuchan 0.02%, taispeánfar an focal CAUTION

Os cionn tíuchan 0.05%, taispeánfar an focal DANGER

Chun torthaí níos cruinne a fháil, molann an monaróir seiceáil 2-3 huair

Socrú clog

I mód fíor, brúigh <ADJ chun formáid 12 uair nó 24 uair a roghnú.

Brúigh agus coinneigh <SET ar feadh 2 shoicind chun socruithe fíor-ama a chur isteach. Tosóidh an digit uair an chloig ag splancadh ar an taispeáint clog LCD. Brúigh <AD cnaipe chun é a choigeartú.

Brúigh SET> cnaipe arís chun socruithe nóiméad a chur isteach. Tosóidh na digití nóiméad ag splancadh. Brúigh an cnaipe <ADJ> chun é a shocrú.

Brúigh an cnaipe SET chun a dhearbhu

Aláram

I mód fíor-ama, brúigh an cnaipe nód aláraim. MODE chun mód aláraim a chur isteach.

Brúigh an cnaipe ADJ chun an t-aláram a chur air nó as.

Brúigh agus coinneigh an cnaipe <SET> ar feadh 2 shoicind chun an t-aláram a ghníomhachtú.

socrú lasc ama, flashes digit uair an chloig, brúigh an cnaipe <ADJ> a choigeartú.

Brúigh an cnaipe SET arís chun na socruithe nóiméad a chur isteach. Má tá an digit nóiméad ag splancadh, brúigh an cnaipe <ADJ chun é a choigeartú.

Brúigh an cnaipe <SET chun a dhearbhu.

Teirmiméadar

I mód fíor-ama, brúigh <MODE> faoi dhó chun an modh teochta a chur isteach.

Brúigh an cnaipe <ADJ> chun formáid C nó F a roghnú.

Am comhaireamh síos

brúigh an cnaipe MODE 3 huair chun socruithe a chur isteach. Brúigh agus coinneigh an cnaipe SET ar feadh 2 soicind chun an t-amadóir a chur isteach. Brúigh an cnaipe (ADJ) chun an socrú a choigeartú. Taispeánfar digit na huair.

Brúigh an cnaipe SET arís chun na socruithe nóiméad a chur isteach. Tosóidh an digit nóiméad ag splancadh. Brúigh <ADI cnaipe chun coigeartú

Brúigh an cnaipe SET chun a dhearbhu.

Brúigh an <ADI cnaipe chun an comhaireamh síos a thosú, nuair nach bhfuil an luach lasc ama 00:00, brúigh an cnaipe <ADI arís chun stop a chur leis an lasc ama.

Nuair a shroicheadh an comhaireamh síos 00:00, fuaimfidh aláram agus ansin déanfar luach an chuntar a athlódaíl.

TREORACHA ATHSHLÁINTE CATHAIR

Cuir isteach na cadhnaí i gceart, ag tabhairt aird ar +/- polaraíocht.

Ná húsáid ach cineál amháin ceallraí.

Cuir an sraith iomlán cadhnaí in ionad i gcónaí.

Ba chóir cadhnaí ídithe a bhaint as an bhfeiste, ná caith cadhnaí i dtine riamh.

Ná déan iarracht riamh cadhnaí rialta a mhuirearú.

Ba chóir cadhnaí neamhúsáidte a stóráil ina bpacáistíocht ar shiúl ó rudaí miotail.

Ná fág leanaí gan aire.

TIP

- Ba cheart an gléas a sheiceáil le haghaidh iomláine an tseachadta agus damáiste infheicthe.
- I gcás seachadadh neamhiomlán nó má dhéantar damáiste de bharr pacáistíú nó iompar lochtach, déan teagmháil le beolíne na seirbhíse.

SONRAÍ TEICNIÚLA

- Tásca i gcéatadán agus gram in aghaidh an lítir
- Auto cumhacht as feidhm
- Taispeáint LCD backlit
- Dath: Bán
- Tá an táirge deimhnithe CE agus RoHS

- Raon tomhais ó 0 go 1.9 g/l
- Cruinneas 0.01%
- Toisí 12cm X 4cm X 2.5cm
- Soláthar cumhachta: 2 x cadhnraí AAA
- Braiteoir: braiteoir ocsaíd alcóil leathsheoltóra chun cinn
- Cruinneas: -0.01% -0.02% ag 0.05% BAC
- Cumhacht ionchuir: 2 x cadhnraí alcaileach "AAA" 1.5V Am oibriúcháin: téamh suas: 10s, freagra: <5s
- Cumhacht uathoibríoch as: thart ar 1 nóiméad

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA

- Is féidir le leanaí ó 8 mbliana d'aois an táirge seo a úsáid agus is féidir le daoine a bhfuil cumais choirp, céadfacha nó mheabhrach laghdaithe nó easpa taithí nó eolais acu má thugtar maoirseacht nó treoir dóibh maidir le húsáid an táirge go sábháilte agus má thuigeann siad na guaiseacha atá i gceist.
- Ná húsáid aon substaintí spreagúla cosúil le péinteanna, feithidicídí nó alcól in aice leis an tástálaí.
- Ná cuir an tástálaí i seomra dúnta le haer truaillithe.
- Imoibríonn corp gach duine go héagsúil le halcól
- Ná thumadh an gléas in uisce riamh.
- Le haghaidh glantacháin, bain úsáid as éadach tais nó glantach éadrom.
- Ná húsáid gléas damáiste.
- Níl an táirge beartaithe do leanaí a bheith ag súgradh leis.
- Déan cinnte nach bhfágтар ábhair phacáistíochta gan duine ar bith. Féadfaidh leanaí tosú ag imirt leo, rud atá contúirteach.
- Cosain an táirge ó theocht foircneach, solas díreach, creathadh láidir, ard-taise, taise, gáis inadhaite, gal agus tuaslagóirí.
- Ná nocht an táirge d'ualaí meicniúla.
- Mura féidir oibriú sábháilte a thuilleadh, scoir den úsáid agus déan an táirge a dhaingniú roimh athúsáid. Ní féidir oibriú sábháilte más rud é: - go ndearnadh damáiste don táirge, - mura n-oibríonn sé i gceart, - má tá sé stóráilte ar feadh tréimhse fada i gcoinníollacha neamhfhabhracha, nó - má cuireadh faoi ualaí iomarcacha le linn iompair.
- Tá sé toirmiscthe an táirge a úsáid má dhéantar damáiste ar aon chuid de. I gcás damáiste don chábla, tá sé toirmiscthe deisiúcháin a dhéanamh tú féin.
- Ná díchóimeáil an gléas tú féin.
- Ná húsáid cadhnraí sean nó nua, brandaí éagsúla nó ceimiceáin.
- Ná muirear, damáiste nó oscail an ceallraí.
- Ná swallow cadhnraí. Má shlogtar an ceallraí, téigh i gcomhairle le dochtúir láithreach.
- Ba cheart an táirge a úsáid i gcónaí mar a bhí beartaithe.

TREORACHA SÁBHÁILTEACHTA LE hAGHAIDH Ceallraí

- Coinnigh cadhnraí/ceallraí in-athluchtaithe as teacht na leanaí. Má shlogtar é, téigh i gcomhairle le dochtúir láithreach!
- Ní féidir cadhnraí indiúscartha a athluchtú. Níor cheart cadhnraí/ceallraí in-athluchtaithe a ghearrchiorcadú agus/nó a oscailt. D'fhéadfadh róthéamh, tine nó pléascadh a bheith mar thoradh air seo.
- Ná caith cadhnraí/cadhnraí in-athluchtaithe isteach i dtine nó in uisce riamh.
- Ná nochtaigh cadhnraí/cadhnraí in-athluchtaithe do strus meicniúil.
- Riosca sceitheadh aigéid ó chadhnraí/tabhailloirí.
- Seachain coinníollacha agus teochtaí foircneacha a d'fhéadfadh cur isteach ar chadhnraí/ceallraí in-athluchtaithe, e.g. radaitheoirí/solas díreach.
- Má sceitheann cadhnraí/ceallraí in-athluchtaithe, seachain teagmháil an chraiceann, na súl agus na seicní múcasacha le ceimiceáin! Sruthlaigh na limistéir a bhfuil tionchar orthu láithreach le huisce glan agus téigh i gcomhairle le dochtúir!
- D'fhéadfadh cadhnraí doirte nó damáiste/ceallraí in-athluchtaithe a bheith ina gcúis le dó ceimiceacha nuair a théann siad i dteagmháil leis an gcráiceann. Dá bhrí sin, ba chóir lámhainní cosanta cuí a chaitheamh i gcásanna den sórt sin.



LEIDEANNA AGUS EOLAS MAIDIR LE BAINISTIÚ PACÁISTIÚ ÚSÁIDEACHA

Tá an pacáistiú déanta as ábhair atá neamhdhíobhálach don chomhshaol ar féidir iad a dhiúscairt ag d'ionad athchúrsála áitiúil. Ba cheart ábhar pacáistithe úsáidte a sheachadadh chuig pointe bailithe dramhaíola arna ainmniú ag údarás áitiúla. Soláthraíonn an commune nó oifig na cathrach faisnéis maidir le conas tairge úsáidte a dhiúscairt.



DIÚSCAIRT FEISTÍ LEICTREONACH AGUS LEICTREONACHA ÚSÁIDEACHA

Mar gheall ar chúiseanna cosanta comhshaoil, níor cheart táirgí leictreacha agus leictreonacha a úsáidtear a dhiúscairt mar dhramhaíl tí, ach iad a dhiúscairt i gceart. Soláthraíonn an oifig ábhartha faisnéis maidir le pointí bailiúcháin agus a gcuid uaireanta oscailte.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta ábhartha a bhaineann leis. Comhlíonann an táirge ceanglais Eorpacha agus náisiúnta maidir le sábháilteacht feistí agus táirgí.



Comhlíonann an táirge seo ceanglais na dtreoracha Eorpacha agus náisiúnta RoHS ábhartha a bhaineann leis.



Cuireann diúscairt mhíchúí cadhnraí/ceallraí in-athluchtaithe ina bhagairt don chomhshaoil!

Níor cheart cadhnraí/ceallraí in-athluchtaithe a dhiúscairt le dramhaíl tí. D'fhéadfadh miotail throma dhíobhálacha a bheith iontu agus ba cheart caitheamh leo mar dhramhaíl speisialta. Is iad siombailí ceimiceacha miotal trom: Cd = caidmiam, Hg = mearcair, Pb = luaidhe.

Mar sin, ba cheart cadhnraí / taisc-cheallraí úsáidte a sheoladh chuig pointí bailithe dramhaíola guaisí cathrach.

Ní féidir an ceallraí ionsuite a dhíchóimeáil lena dhiúscairt. Ba cheart an táirge ar fad a thabhairt ar aghaidh chuig pointe bailithe dramh-leictreonaigh.

Coimeádaimid an ceart chun athruithe a dhéanamh ar théacs, dearadh agus sonraí teicniúla an táirge gan fógra.

Qabel tuża l-prodott, jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet hawn taht għall-użu xieraq tal-prodott.

Jekk jogħġbok żomm dan il-manwal għal referenza futura u segwi r-rakkomandazzjonijiet tiegħu, peress li n-nuqqas ta' konformità jista' jkun ta' theddida għall-ħajja jew is-saħħa.

APPLIKAZZJONI U DESKRIZZJONI TA' L-APPARAT

A breathalyzer diġitali huwa apparat portabbli għall-kejl tal-kontenut ta' 'alkoħol fl-arja mitfugħa. Hija mghammra b'display LCD u bosta buttuni ta' kontroll li jippermettu qari rapidu u preċiż tar-riżultati.

Il-breathalyzer bla ħalq huwa portabbli u faċli biex taħžen, sabiex dejjem jista' jkollok miegħek, irrispettivament minn fejn tmur. Issa tista' tkun ċert li dejjem tkun lest biex tittestja s-sobrietà tiegħek meta jkun hemm bżonn.

ATTIVAZZJONI

Jidher is-simbolu "warm up" u jibda countdown minn 10 sa 00, li jfisser li wara dan iż-żmien it-tester ikun lest għall-użu. BLOW se jintwera. Żomm u daqqa l-arja fis-sensor għal 3-5 sekondi. Aqra r-riżultat tat-test mill-wiri LCD tal-breathalyzer.

Fuq konċentrazzjoni ta' '0.02%, il-kelma ATTENZJONI se tkun murija

Fuq konċentrazzjoni ta' '0.05%, il-kelma PERIKLU se tkun murija

Biex tikseb riżultati aktar preċiżi, il-manifattur jirrakkomanda li tiċċekkja 2-3 darbiet

Issettjar tal-arloġġ

Fil-modalità reali, aghfas <ADJ biex tagħzel format ta' 12-il siegħa jew 24 siegħa.

Aghfas u żomm <SET għal 2 sekondi biex tidhol fis-settings tal-hin reali. Iċ-ċifra tas-siegħa tibda teptip fuq il-wiri tal-arloġġ LCD. Aghfas <AD buttna biex taġġusta.

Aghfas il-buttna SET> għal darb'ohra biex tidhol fis-settings tal-minuti. Iċ-ċifri tal-minuti se jibdeu iteptep. Aghfas il-buttna <ADJ> biex tissettja.

Aghfas il-buttna SET biex tikkonferma

Allarm

Fil-modalità f'hin reali, aghfas il-buttna tan-nodu tal-allarm. MODE biex tidhol fil-mod ta' allarm.

Aghfas il-buttna ADJ biex tixgħel jew titfi l-allarm.

Aghfas u żomm il-buttna <SET għal 2 sekondi biex tattiva l-allarm.

L-issettjar tat-tajmer, it-teptip taċ-ċifri tas-siegħa, aghfas il-buttna <ADJ> biex taġġusta.

Aghfas il-buttna SET mill-ġdid biex tidhol fis-settings tal-minuti. Jekk iċ-ċifra tal-minuta qed teptip, aghfas il-buttna <ADJ biex taġġustaha.

Aghfas il-buttna <SET biex tikkonferma.

Termometru

Fil-mod ta' 'hin reali, aghfas <MODE> darbtejn biex tidhol fil-modalità tat-temperatura.

Aghfas il-buttna <ADJ> biex tagħzel il-format C jew F.

Hin tal-countdown

aghfas il-buttna MODE 3 darbiet biex tidhol fis-settings. Aghfas u żomm il-buttna SET għal 2 sekondi biex tidhol fil-hin tat-tajmer. Aghfas il-buttna (ADJ) biex taġġusta l-issettjar. Iċ-ċifri tas-siegħa se jintwerew.

Aghfas il-buttna SET mill-ġdid biex tidhol fis-settings tal-minuti. Iċ-ċifra tal-minuta tibda teptip. Aghfas il-buttna <ADI biex taġġusta

Aghfas il-buttna SET biex tikkonferma.

Aghfas il-buttna <ADI biex tibda l-countdown, meta l-valur tat-tajmer ma jkunx 00:00, aghfas il-buttna <ADI mill-ġdid biex twaqqaf it-tajmer.

Meta l-countdown jilhaq 00:00, se jinstema 'allarm u mbagħad il-valur tal-counter jerġa' jiġi mgħobbi.

ISTRUZZJONIJIET DWAR TIBDIL TAL-BATTERIJI

Dahħal il-batteriji b'mod korrett, b'attenzjoni għall-polarità +/-.

Uża biss tip wiehed ta' batterija.

Dejjem ibdel is-sett kollu ta' batteriji.

Batteriji eżawriti għandhom jitneħħew mill-apparat, qatt ma tarmi batteriji fin-nar.

Qatt tipprova tiċċarġja batteriji regolari.

Batteriji mhux użati għandhom jinħażnu fl-ippakkjar tagħhom 'il bogħod minn oġġetti tal-metall.

Thallix lit-tfal waħedhom.

TIP

- L-apparat għandu jiġi ċċekkjat għall-kompletezza tal-kunsinna u ħsara viżibbli.
- F'każ ta' kunsinna mhux kompluta jew ħsara minħabba ippakkjar jew trasport difettuż, jekk jogħġbok ikkuntattja l-hotline tas-servizz.

DEJTA TEKNIKA

- Indikazzjonijiet f'percentwali u grammi għal kull litru
- Funzjoni ta' 'power off awtomatika
- Display LCD backlit
- Kulur: Abjad
- Il-prodott huwa ċċertifikat CE u RoHS
- Firxa tal-kejl minn 0 sa 1.9 g/l
- Eżattezza 0.01%

- Dimensjonijiet 12cm X 4cm X 2.5cm
- Provvista ta' enerġija: 2 x batteriji AAA
- Sensor: sensur avanzat ta' l-ossidu ta' l-alkoħol semikonduttur
- Eżattezza: -0.01% -0.02% f'0.05% BAC
- Qawwa tad-dhul: 2 x batteriji alkalini "AAA" 1.5V Ħin operattiv: tishin: 10s, rispons: <5s
- Itfi awtomatika: madwar minuta

ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ

- Dan il-prodott jista' jintuza minn tfal minn 8 snin u minn persuni b'kapaċitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa jew b'nuqqas ta' esperjenza jew għarfien jekk ikunu ngħataw superviżjoni jew istruzzjoni dwar l-użu tal-prodott b'mod sikur u jifhmu l-perikli involuti.
- Tużax xi sustanza stimulant bħal żebgħa, insettiċidi jew alkoħol hdejn it-tester.
- Tpoġġix it-tester f'kamra magħluqa b'arja mniġġsa.
- Il-ġisem ta' kull persuna jirreaġixxi b'mod differenti għall-alkoħol
- Qatt tgħaddas l-apparat fl-ilma.
- Għat-tindif, uża drapp niedja jew deterġent ħafif.
- Tużax apparat bil-ħsara.
- Il-prodott mhux maħsub għat-tfal biex jilagħbu magħhom.
- Kun żgur li l-materjali tal-ippakkjar ma jithallewx waħedhom. It-tfal jistgħu jibdeu jilagħbu magħhom, li huwa perikoluż.
- Ipproteġi l-prodott minn temperaturi estremi, dawl tax-xemx dirett, vibrazzjonijiet qawwija, umdità għolja, umdità, gassijiet f'ammabbli, fwar u solventi.
- Tesponix il-prodott għal tagħbijiet mekkaniċi.
- Jekk it-tħaddim sikur ma jkunx aktar possibbli, waqqaf l-użu u waħhal il-prodott qabel ma jerġa' jintuza. It-tħaddim sikur mhux possibbli jekk il-prodott: - ġie mħassar, - ma jaħdimx kif suppost, - ikun ġie maħzun għal perjodu twil ta' żmien f'kundizzjonijiet mhux favorevoli, jew - ikun ġie soġġett għal tagħbijiet eċċessivi waqt it-trasport.
- Huwa pprojbit li tuża l-prodott jekk xi parti minnu tkun bil-ħsara. F'każ ta' ħsara lill-kejbil, huwa pprojbit li tagħmel tiswijiet lilek innifsek.
- Żarmax l-apparat lilek innifsek.
- Tużax batteriji qodma jew ġodda, marki differenti jew kimiċi.
- Tiċċarġjax, tagħmel ħsara jew tiftaħ il-batterija.
- Tiblax batteriji. Jekk il-batterija tinbela', ikkonsulta tabib immedjatament.
- Il-prodott għandu dejjem jintuza kif maħsub.

ISTRUZZJONIJIET TAS-SIGURTÀ GĦALL-BATTERIJI

- Żomm batteriji/batteriji rikarikabbli fejn ma jintlaħaqx mit-tfal. Jekk tibra', ikkonsulta tabib immedjatament!
- Batteriji li jintremew ma jistgħux jiġu ċċarġjati mill-ġdid. Il-batteriji/batteriji rikarikabbli m'għandhomx ikunu short-circuited u/jew miftuħa. Dan jista' jirriżulta f'tishin żejjed, nar jew splużjoni.
- Qatt tarmi batteriji/batteriji rikarikabbli fin-nar jew fl-ilma.
- Qatt ma tesponi batteriji/batteriji rikarikabbli għal stress mekkaniku.
- Riskju ta' tnixxija ta' aċidu minn batteriji/akkumulaturi.
- Evita kundizzjonijiet u temperaturi estremi li jistgħu jaffettwaw batteriji/batteriji rikarikabbli, eż. radjaturi/dawl tax-xemx dirett.
- Jekk il-batteriji/batteriji rikarikabbli jnixxu, evita l-kuntatt tal-ġilda, l-għajnejn u l-membrani mukużi ma 'kimiċi! Laħlaħ iż-żoni affettwati immedjatament b'ilma nadif u kkonsulta tabib!
- Batteriji/batteriji rikarikabbli mxerrda jew bil-ħsara jistgħu jikkawżaw hruq kimiku meta jmissu l-ġilda. Għalhekk, għandhom jintlibsu ingwanti protettivi xierqa f'każijiet bħal dawn.



GĦAJR U INFORMAZZJONI DWAR IL-ĠESTJONI TAL-PAKKETT UŻAT

L-imballaġġ huwa magħmul minn materjali li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent li jistgħu jintremew fiċ-ċentru tar-riċiklaġġ lokali tiegħek.

Il-materjal tal-imballaġġ użat għandu jitwassal f'punt tal-ġbir tal-iskart magħżul mill-awtoritajiet lokali. Informazzjoni dwar kif tarmi prodott użat hija pprovduta mill-uffiċċju tal-komun jew tal-belt.



RIMI TA' APPARATI ELETTRIKI U ELETTRONIKI UŻATI

Minhabba raġunijiet ta' protezzjoni ambjentali, prodotti elettriċi u elettronici użati m'għandhomx jintremew bħala skart domestiku, iżda jintremew kif suppost. Informazzjoni dwar il-punti tal-ġbir u l-hinijiet tal-ftuħ tagħhom hija pprovduta mill-uffiċċju rilevanti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiziti tad-direttivi Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih. Il-prodott jissodisfa r-rekwiziti Ewropej u nazzjonali għas-sikurezza tal-apparati u l-prodotti.



Dan il-prodott jikkonforma mar-rekwiziti tad-direttivi RoHS Ewropej u nazzjonali rilevanti li japplikaw għalih.



Ir-rimi mhux xieraq tal-batteriji/batteriji rikarikabbli johloq theddida għall-ambjent!

Batteriji/batteriji rikarikabbli m'għandhomx jintremew mal-iskart domestiku. Jistgħu jkun fihom metalli tqal li jagħmlu l-ħsara u għandhom jiġu ttrattati bħala skart speċjali. Is-simboli kimiċi tal-metalli tqal huma: Cd = kadmju, Hg = merkurju, Pb = ċomb.

Għalhekk, batteriji / akkumulaturi użati għandhom jintbagħtu f'punti muniċipali ta 'għbir ta' skart perikoluż.

Il-batterija integrata ma tistax tiġi żarmata għar-rimi. Il-prodott kollu għandu jiġi mgħoddi f'punt ta 'għbir ta' l-elettronika ta 'skart.

Ahna nirriżervaw id-dritt li nagħmlu bidliet fit-test, id-disinn u d-dejta teknika tal-prodott mingħajr avviż.

Poštovani gospodine/gospođo, zahvaljujemo što ste kupili naš proizvod!

Prije uporabe proizvoda, pročitajte upute u nastavku za pravilnu uporabu proizvoda.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe i slijedite njegove preporuke, jer nepoštivanje može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

PRIMJENA I OPIS UREĐAJA

Digitalni alkometar je prijenosni uređaj za mjerenje sadržaja alkohola u izdahnutom zraku. Opremljen je LCD zaslonom i nekoliko kontrolnih tipki koje omogućuju brzo i precizno očitavanje rezultata.

Alkometar bez usta je prenosiv i jednostavan za spremanje, tako da ga uvijek možete imati sa sobom, bez obzira kamo idete. Sada možete biti sigurni da ćete uvijek biti spremni testirati svoju prisebnost kada se ukaže potreba.

AKTIVACIJA

Pojavljuje se simbol "zagrijavanje" i počinje odbrojavanje od 10 do 00, što znači da je nakon tog vremena tester spreman za upotrebu. Prikazat će se UDARAC. Zumirajte i upuhajte zrak u senzor 3-5 sekundi. Pročitajte rezultat testa s LCD zaslona alkometra.

Iznad koncentracije od 0,02%, bit će prikazana riječ OPREZ

Iznad koncentracije od 0,05% bit će prikazana riječ OPASNOST

Za točnije rezultate proizvođač preporučuje provjeru 2-3 puta

Podešavanje sata

U stvarnom načinu rada pritisnite <ADJ> za odabir 12-satnog ili 24-satnog formata.

Pritisnite i držite <SET> 2 sekunde za ulazak u postavke vremena u stvarnom vremenu. Na LCD zaslonu sata početak će treptati znamenka sata.

Pritisnite gumb <AD> za podešavanje.

Ponovno pritisnite tipku <SET> za unos minuta. Brojke minuta će početi treptati. Pritisnite tipku <ADJ> za postavljanje.

Pritisnite tipku <SET> za potvrdu

Alarm

U načinu rada u stvarnom vremenu pritisnite gumb čvora alarma. MODE za ulazak u način alarma.

Pritisnite tipku ADJ za uključivanje ili isključivanje alarma.

Pritisnite i držite tipku <SET> 2 sekunde za aktiviranje alarma.

postavka mjerača vremena, brojka sata treperi, pritisnite gumb <ADJ> za podešavanje.

Ponovno pritisnite tipku <SET> za unos postavki minuta. Ako znamenka minuta treperi, pritisnite tipku <ADJ> za podešavanje.

Pritisnite tipku <SET> za potvrdu.

Termometar

U načinu rada u stvarnom vremenu dvaput pritisnite <MODE> za ulazak u način rada temperature.

Pritisnite tipku <ADJ> za odabir C ili F formata.

Vrijeme odbrojavanja

pritisnite tipku MODE 3 puta za ulazak u postavke. Pritisnite i držite tipku SET 2 sekunde za unos vremena tajmera. Pritisnite gumb (ADJ) za podešavanje postavke. Prikazat će se znamenka sata.

Ponovno pritisnite tipku SET za unos postavki minuta. Broj minuta će početi treptati. Pritisnite gumb <ADJ> za podešavanje

Pritisnite tipku SET za potvrdu.

Pritisnite gumb <ADJ> za početak odbrojavanja, kada vrijednost mjerača vremena nije 00:00, ponovno pritisnite gumb <ADJ> kako biste zaustavili mjerač vremena.

Kada odbrojavanje dosegne 00:00, oglasit će se alarm i tada će se vrijednost brojača ponovno učitati.

UPUTE ZA ZAMJENU BATERIJE

Pravilno umetnite baterije, pazeći na +/- polaritet.

Koristite samo jednu vrstu baterije.

Uvijek zamijenite cijeli set baterija.

Istrošene baterije izvadite iz uređaja, nemojte bacati baterije u vatru.

Nikad ne pokušavajte puniti obične baterije.

Neiskorištene baterije treba čuvati u njihovoj ambalaži dalje od metalnih predmeta.

Ne ostavljajte djecu bez nadzora.

SAVJET

- Potrebno je provjeriti kompletnost uređaja i vidljiva oštećenja.
- U slučaju nepotpune isporuke ili oštećenja zbog neispravnog pakiranja ili transporta, obratite se servisnoj liniji.

TEHNIČKI PODACI

- Indikacije u postocima i gramima po litri
- Funkcija automatskog isključivanja
- LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem
- Boja: Bijela
- Proizvod ima CE i RoHS certifikat
- Raspon mjerenja od 0 do 1,9 g/l
- Točnost 0,01%

- Dimenzije 12cm X 4cm X 2,5cm
- Napajanje: 2 x AAA baterije
- Senzor: napredni poluvodički senzor alkoholnog oksida
- Točnost: -0,01%-0,02% pri 0,05% BAC
- Ulazna snaga: 2 x "AAA" alkalne baterije 1.5V Vrijeme rada: zagrijavanje: 10s, odziv: <5s
- Automatsko isključivanje: oko 1 minuta

SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj proizvod smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili o sigurnoj uporabi proizvoda i ako razumiju uključene opasnosti.
- Nemojte koristiti nikakve stimulirajuće tvari poput boja, insekticida ili alkohola u blizini testera.
- Nemojte postavljati tester u zatvorenu prostoriju sa zagađenim zrakom.
- Tijelo svake osobe drugačije reagira na alkohol
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu.
- Za čišćenje koristite vlažnu krpu ili blagi deterdžent.
- Nemojte koristiti oštećeni uređaj.
- Proizvod nije namijenjen za igru djece.
- Pazite da materijali za pakiranje ne ostanu bez nadzora. Djeca se mogu početi igrati s njima, što je opasno.
- Zaštitite proizvod od ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti, jakih vibracija, visoke vlage, vlage, zapaljivih plinova, para i otapala.
- Ne izlažite proizvod mehaničkim opterećenjima.
- Ako siguran rad više nije moguć, prekinite uporabu i osigurajte proizvod prije ponovne uporabe. Siguran rad nije moguć ako je proizvod: - oštećen, - ne radi ispravno, - je bio skladišten dulje vrijeme u nepovoljnim uvjetima ili - je bio izložen prekomjernom opterećenju tijekom transporta.
- Zabranjeno je koristiti proizvod ako je bilo koji njegov dio oštećen. U slučaju oštećenja kabela, zabranjeno je sami popravljati.
- Nemojte sami rastavljati uređaj.
- Nemojte koristiti stare ili nove baterije, druge marke ili kemikalije.
- Nemojte puniti, oštećivati ili otvarati bateriju.
- Ne gutajte baterije. Ako se baterija proguta, odmah se obratite liječniku.
- Proizvod uvijek treba koristiti prema namjeni.

SIGURNOSNE UPUTE ZA BATERIJE

- Držite baterije/punjive baterije izvan dohvata djece. Ako se proguta, odmah se obratite liječniku!
- Jednokratne baterije se ne mogu puniti. Baterije/punjive baterije ne smiju se kratko spojati i/ili otvarati. To može dovesti do pregrijavanja, požara ili eksplozije.
- Nikada ne bacajte baterije/punjive baterije u vatru ili vodu.
- Nikada ne izlažite baterije/punjive baterije mehaničkom opterećenju.
- Opasnost od curenja kiseline iz baterija/akumulatora.
- Izbjegavajte ekstremne uvjete i temperature koje mogu utjecati na baterije/punjive baterije, npr. radijatore/izravnu sunčevu svjetlost.
- Ako baterije/punjive baterije iscuru, izbjegavajte kontakt kože, očiju i sluznice s kemikalijama! Zahvaćena područja odmah isperite čistom vodom i obratite se liječniku!
- Prolivene ili oštećene baterije/punjive baterije mogu izazvati kemijske opekline kada dođu u dodir s kožom. Stoga u takvim slučajevima treba nositi odgovarajuće zaštitne rukavice.



SAVJETI I INFORMACIJE O UPRAVLJANJU ISTROŠENOM AMBALAŽOM

Ambalaža je izrađena od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu zbrinuti u vašem lokalnom centru za recikliranje.

Iskorišteni materijal za pakiranje treba predati na mjesto za prikupljanje otpada koje su odredile lokalne vlasti. Informacije o zbrinjavanju rabljenog proizvoda daje komunalni ili gradski ured.



ZBRINJAVANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Zbog zaštite okoliša, iskorišteni električni i elektronički proizvodi ne bi se trebali odlagati kao kućni otpad, već ih treba zbrinuti na odgovarajući način. Informacije o sabirnim mjestima i njihovom radnom vremenu daje nadležni ured.



Ovaj proizvod je u skladu sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih direktiva koje se na njega odnose. Proizvod zadovoljava europske i nacionalne zahtjeve za sigurnost uređaja i proizvoda.



Ovaj proizvod u skladu je sa zahtjevima relevantnih europskih i nacionalnih RoHS direktiva koje se na njega odnose.



Nepropisno odlaganje baterija/punjivih baterija predstavlja opasnost za okoliš!

Baterije/punjive baterije ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Mogu sadržavati štetne teške metale i treba ih tretirati kao poseban otpad. Kemijski simboli teških metala su: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo.

Stoga se istrošene baterije/akumulatori trebaju poslati na sabirna mjesta za komunalni opasni otpad.

Ugrađena baterija ne može se rastaviti radi odlaganja. Cijeli proizvod treba predati na sabirno mjesto za otpadnu elektroniku.

Zadržavamo pravo izmjene teksta, dizajna i tehničkih podataka proizvoda bez prethodne najave.

Уважаемый господин/госпожа, Благодарим вас за покупку нашего продукта!

Перед использованием продукта, пожалуйста, прочтите приведенные ниже инструкции для правильного использования продукта.

Пожалуйста, сохраните данное руководство для дальнейшего использования и следуйте его рекомендациям, так как несоблюдение может представлять угрозу для жизни или здоровья.

ПРИМЕНЕНИЕ И ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Цифровой алкотестер – портативное устройство для измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он оснащен ЖК-дисплеем и несколькими кнопками управления, которые позволяют быстро и точно считывать результаты.

Безротовый алкотестер портативен и удобен в хранении, поэтому вы всегда можете иметь его с собой, куда бы вы ни пошли. Теперь вы можете быть уверены, что всегда будете готовы проверить свою трезвость, когда возникнет такая необходимость.

АКТИВАЦИЯ

Появляется символ «прогрева» и начинается обратный отсчет от 10 до 00, что означает, что по истечении этого времени тестер готов к использованию. На дисплее появится надпись УДАР. Увеличьте масштаб изображения и подуйте воздух в датчик в течение 3–5 секунд. Считайте результат теста на ЖК-дисплее алкотестера.

При концентрации выше 0,02% отображается слово ВНИМАНИЕ.

При концентрации выше 0,05% отображается слово ОПАСНО.

Для получения более точных результатов производитель рекомендует проверить 2-3 раза.

Настройка часов

В реальном режиме нажмите <ADJ, чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат.

Нажмите и удерживайте <SET в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки реального времени. Цифра часа начнет мигать на ЖК-дисплее часов. Нажмите кнопку <AD, чтобы отрегулировать.

Нажмите кнопку SET> еще раз, чтобы ввести настройки минут. Цифры минут начнут мигать. Нажмите кнопку <ADJ> для установки.

Нажмите кнопку SET для подтверждения.

Тревога

В режиме реального времени нажмите кнопку узла тревоги. MODE для входа в режим будильника.

Нажмите кнопку ADJ, чтобы включить или выключить будильник.

Нажмите и удерживайте кнопку <SET> в течение 2 секунд, чтобы активировать будильник.

настройка таймера, цифра часов мигает, нажмите кнопку <ADJ> для настройки.

Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы войти в настройки минут. Если цифра минут мигает, нажмите кнопку <ADJ, чтобы отрегулировать ее.

Нажмите кнопку <SET для подтверждения.

Термометр

В режиме реального времени дважды нажмите <MODE>, чтобы войти в температурный режим.

Нажмите кнопку <ADJ>, чтобы выбрать формат C или F.

Время обратного отсчета

нажмите кнопку MODE 3 раза, чтобы войти в настройки. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 2 секунд, чтобы ввести время таймера. Нажмите кнопку (ADJ), чтобы отрегулировать настройку. Отобразится цифра часа.

Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы войти в настройки минут. Цифра минут начнет мигать. Нажмите кнопку <ADI, чтобы отрегулировать

Нажмите кнопку SET для подтверждения.

Нажмите кнопку <ADI, чтобы начать обратный отсчет. Если значение таймера не равно 00:00, нажмите кнопку <ADI еще раз, чтобы остановить таймер.

Когда обратный отсчет достигнет 00:00, прозвучит звуковой сигнал, а затем значение счетчика будет перезагружено.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ БАТАРЕЙКИ

Вставьте батарейки правильно, соблюдая полярность +/-.

Используйте только один тип батареи.

Всегда заменяйте весь комплект батарей.

Разряженные аккумуляторы следует вынимать из устройства, ни в коем случае не бросать аккумуляторы в огонь.

Никогда не пытайтесь заряжать обычные аккумуляторы.

Неиспользованные аккумуляторы следует хранить в упаковке вдали от металлических предметов.

Не оставляйте детей без присмотра.

КОНЧИК

- Устройство следует проверить на комплектность поставки и наличие видимых повреждений.
- В случае неполной поставки или повреждения из-за неправильной упаковки или транспортировки обращайтесь на горячую линию сервисной службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Показания в процентах и граммах на литр
- Функция автоматического отключения питания
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Цвет: Белый
- Продукт сертифицирован CE и RoHS.

- Диапазон измерения от 0 до 1,9 г/л
- Точность 0,01%
- Размеры 12 см x 4 см x 2,5 см
- Источник питания: 2 батарейки ААА.
- Датчик: усовершенствованный полупроводниковый датчик оксида спирта
- Точность: -0,01%-0,02% при 0,05% ВАС.
- Входная мощность: 2 щелочные батарейки типа «ААА» 1,5 В. Время работы: прогрев: 10 с, реакция: <5 с.
- Автоматическое выключение: около 1 минуты

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Этот продукт могут использовать дети от 8 лет и люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования продукта и понимают связанные с этим опасности.
- Не используйте рядом с тестером какие-либо стимулирующие вещества, такие как краски, инсектициды или спирт.
- Не размещайте тестер в закрытом помещении с загрязненным воздухом.
- Организм каждого человека по-разному реагирует на алкоголь
- Никогда не погружайте устройство в воду.
- Для очистки используйте влажную ткань или мягкое моющее средство.
- Не используйте поврежденное устройство.
- Изделие не предназначено для игр детей.
- Следите за тем, чтобы упаковочные материалы не оставались без присмотра. Дети могут начать с ними играть, что опасно.
- Защищайте изделие от экстремальных температур, прямых солнечных лучей, сильных вибраций, повышенной влажности, влаги, горючих газов, паров и растворителей.
- Не подвергайте изделие механическим нагрузкам.
- Если безопасная эксплуатация больше невозможна, прекратите использование и закрепите изделие перед повторным использованием. Безопасная эксплуатация невозможна, если изделие: - повреждено, - не функционирует должным образом, - длительное время хранилось в неблагоприятных условиях или - подвергалось чрезмерным нагрузкам при транспортировке.
- Запрещается использовать изделие, если какая-либо его часть повреждена. В случае повреждения кабеля запрещается производить ремонт самостоятельно.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не используйте старые или новые батарейки других марок или химические вещества.
- Не заряжайте, не повреждайте и не открывайте аккумулятор.
- Не глотайте батарейки. При проглатывании батареи немедленно обратитесь к врачу.
- Продукт всегда следует использовать по назначению.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

- Храните батарейки/аккумуляторы в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу!
- Одноразовые батарейки нельзя перезаряжать. Батареи/перезаряжаемые батареи не следует подвергать короткому замыканию и/или открывать. Это может привести к перегреву, пожару или взрыву.
- Никогда не бросайте батарейки/аккумуляторы в огонь или воду.
- Никогда не подвергайте батареи/аккумуляторы механическим воздействиям.
- Риск утечки кислоты из батарей/аккумуляторов.
- Избегайте экстремальных условий и температур, которые могут повлиять на работу аккумуляторов/аккумуляторов, например, рядом с радиаторами/прямыми солнечными лучами.
- В случае утечки батареек/аккумуляторов избегайте попадания химикатов на кожу, в глаза и на слизистые оболочки! Немедленно промойте пораженные места чистой водой и обратитесь к врачу!
- Пролитые или поврежденные батарейки/аккумуляторы могут вызвать химические ожоги при соприкосновении с кожей. Поэтому в таких случаях следует надевать соответствующие защитные перчатки.



СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно утилизировать в местном центре переработки. Использованный упаковочный материал следует сдать в пункт сбора отходов, назначенный местными властями. Информацию о том, как утилизировать использованное изделие, предоставляет администрация коммуны или города.



УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Из соображений защиты окружающей среды использованные электрические и электронные изделия не следует выбрасывать как бытовые отходы, а утилизировать надлежащим образом. Информацию о пунктах приема и графике их работы предоставляет соответствующий офис.



Этот продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив, которые к нему применяются. Продукт соответствует европейским и национальным требованиям безопасности устройств и продукции.



Этот продукт соответствует требованиям соответствующих европейских и национальных директив RoHS, которые к нему применяются.



Неправильная утилизация батареек/аккумуляторов представляет угрозу для окружающей среды!

Батареи/аккумуляторы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Они могут содержать вредные тяжелые металлы, и с ними следует обращаться как с особыми отходами. Химические символы тяжелых металлов: Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец.

Поэтому использованные батарейки/аккумуляторы следует отправлять в муниципальные пункты приема опасных отходов.

Встроенную батарею нельзя разбирать для утилизации. Все изделие следует сдать в пункт сбора отходов электроники.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст, дизайн и технические данные продукта без предварительного уведомления.